

UNTERSTÜTZT BEI KINDERWUNSCH



www.fertilily.de



GENIAL EINFACH: FERTI·LILY KINDERWUNSCH EMPFÄNGNISHILFE

Die flexible Empfängnishilfe FERTI·LILY erhöht die Chancen, ohne Hormone, Ärzte oder medizinische Prozeduren, zu Hause schwanger zu werden – so bleiben Intimität und Romantik erhalten.

FERTI·LILY wird nach dem Samenerguss eingeführt, sodass so viele Spermien wie möglich zum Muttermund und damit mehr Spermien in die Gebärmutter schwimmen können.

Bequeme und einfache Anwendung: FERTI·LILY hält die Spermien am richtigen Ort fest, sogar beim Wasserlassen oder beim Duschen – für freie Bewegung nach dem Sex.

Die Empfängnishilfe bietet hohen Komfort beim Einführen, Tragen und Entfernen, sie kann bis zu 6 Monate oder 6 Monatszyklen lang verwendet und dabei 20 bis 60 Minuten nach dem Verkehr getragen werden.





FERTY·LILY SCHÜTZT DIE SPERMEN

FERTY·LILY schützt die Spermien, damit sie nicht zu lange dem Scheidenmilieu ausgesetzt sind, wo ein saurer pH-Wert herrscht, der die Aktivität der Spermien verlangsamt.



SO FUNKTIONIERT FERTY·LILY

Nachdem Ihr Partner seinen Samenerguss in Ihnen hatte, nehmen Sie FERTY·LILY, ohne sich hinzusetzen oder aufzustehen, damit Sie keine Spermien verlieren. Stülpen Sie die Empfängnishilfe um, sodass sie wie ein Regenschirm aussieht.



FERTY·LILY RICHTIG EINSETZEN

Führen Sie die umgestülpte Empfängnishilfe in Ihre Scheide ein. Sobald Sie am oberen Ende des Scheidenkanals angekommen ist, halten Sie die Empfängnishilfe mit dem eingeführten Finger an ihrem Platz fest und ziehen Sie vorsichtig am Schaft, um die FERTY·LILY in ihre Ausgangsform zurück zu stülpen.



SPASS HABEN



UMSTÜLPEN



EINFÜHREN



ZURÜCKZIEHEN



20 MIN. WARTEN



ENTFERNEN



REINIGEN

ERHÄLTlich IN IHRER APOTHEKE ODER ONLINE

Erfahrungsberichte

„Ich finde die FERTI-LILY ist eine klasse Methode, um unsere Chancen auf eine Schwangerschaft zu verbessern. Meine Frau hatte mit all den Medikamenten zu kämpfen, die immer irgendwelche Nebenwirkungen hatten.“

FABIAN, Hamburg

„Die FERTI-LILY ist ein superpraktisches Hilfsmittel ohne unnatürliche Stoffe, dass das Schwanger werden enorm vereinfacht.“

SONJA, Potsdam

„Es ist ein praktisches Hilfsmittel, um zu verhindern, dass die Spermien nach dem Sex wieder herausfließen.“

LILIANE, Köln



Exklusivvertrieb für Deutschland, Österreich, Schweiz:

Ardo medical GmbH
Argelsrieder Feld 10
82234 Oberpfaffenhofen, Deutschland

T +49 (0) 8153 90 877 0
F +49 (0) 8153 90 877 66
info@fertilily.de, www.fertilily.de

 **ARDO**
Hospital Recommended