

ardo care compresses

| | |
|----|--------------------------|
| EN | Instructions for use |
| DE | Gebrauchsanweisung |
| FR | Mode d'emploi |
| IT | Istruzioni per l'uso |
| NL | Gebruiksaanwijzing |
| ES | Instrucciones de uso |
| PT | Instruções de utilização |
| PL | Instrukcja użycia |
| EL | Οδηγίες χρήσης |
| SV | Bruksanvisning |
| FI | Käyttöohjeet |
| NO | Bruksanvisning |
| DA | Brugsanvisning |
| CS | Návod k použití |
| HU | Használati utasítás |
| TR | Kullanım kılavuzu |
| RU | Инструкция по применению |
| AR | تعليمات الاستخدام |
| ZH | 使用说明 |

ardo
SWITZERLAND

Ardo Care Compresses

Indication and area of use: Ardo Care Compresses provide breastfeeding mothers with natural care and support for the treatment of sore, irritated or painful nipples. The gel on the non-woven fabric compress supports the natural regeneration of the skin. It moisturises the skin and is pleasantly cool, calming the skin and making it soft and smooth.

Dosage and application:

1. Thoroughly wash your hands with soap and water.
2. Place an Ardo Care Compress with the gel side on the nipple. Place a normal nursing pad over the top of the compress.
3. Leave the compress on the nipple until next time you breastfeed. The residue of the gel on the breast does not need to be wiped off before breastfeeding, it is harmless for baby.
4. After breastfeeding, apply a new breast compress. (The breast compresses may only be used once for hygienic reasons.)
5. Apply breast compresses between each breastfeeding, at least 2x a day.

Type of administration: For local application on the nipples.

Precautions: There are no precautionary measures needed.

Side effects: There are no known side effects.

Interactions: There are no reported cases of interactions.

Contraindications: Do not apply with known hypersensitivity to any of the ingredients listed.

Note for users: According to Regulation (EU) 2017/745 on medical devices, any serious incidents that occur in connection with the product must be reported to the manufacturer and the competent authorities of the Member State in which the user resides.

Dosage form and content: 12 soft and protective compresses with gel applied to one side, packaged in 12 practical and hygienic single sachets. The back of the compresses is coated which prevents staining of clothing.

Properties and pharmaceutical form: Odourless, colourless gel with a natural basis, applied to a round non-woven fabric compress that is coated on one side. The round shape ensures the best fit. The compresses are packaged for single use and do not contain any medically active ingredients. Vegan.

Storage and shelf life: Ardo Care Compresses should be stored at + 5 °C to + 30 °C and must be protected against light. The expiry date is printed on the sachet and the packaging. Ardo Care Compresses must not be used after the expiry date.

Also available:

- Ardo Care Lanolin – Nipple cream made from 100% ultra-pure lanolin
- Ardo Care Balm – Vegan nipple cream

Explanation of symbols:

| | |
|--|------------------------------------|
| | CE mark of the notified body |
| | Medical device |
| | Do not reuse |
| | Observe the instructions for use |
| | Lot number |
| | European representative |
| | Do not use if packaging is damaged |
| | Temperature limit |

en

| | |
|--|--------------------------|
| | Keep away from sunlight |
| | Unique device identifier |
| | Expiry date |
| | Manufacturer |
| | Item number |

German is master file for content.

Ebenso erhältlich:

- Ardo Care Lanolin – Brustwarzencreme aus 100% ultrareinem Lanolin
- Ardo Care Balm – vegane Brustwarzencreme

Zeichenerklärung:

| | |
|--|--|
| | CE Zeichen der benannten Stelle |
| | Medizinprodukt |
| | Nicht wiederverwenden |
| | Gebrauchsanweisung beachten |
| | Lotnummer |
| | Europäischer Repräsentant |
| | Beschädigte Verpackung nicht verwenden |
| | Temperaturbegrenzung |
| | Vor Sonnenlicht schützen |
| | Unique Device Identifier |
| | Verwendbar bis |
| | Hersteller |
| | Artikelnummer |

Der deutsche Text ist die Referenz für den Inhalt.

Ardo Care Compresses

Indication et domaine d'utilisation: Les compresses Ardo Care servent aux mères allaitantes dans le cadre des soins naturels et du traitement de mamelons irrités ou douloureux. Le gel figurant sur la compresse de non-tissé stimule la régénération naturelle de la peau. Hydratante et d'une agréable fraîcheur, elle apaise par ailleurs la peau et la rend douce.

Dosage et utilisation :

1. Lavez-vous soigneusement les mains au savon.
2. Posez une compresse Ardo Care en veillant à appliquer le côté gel sur le mamelon. Puis, posez par-dessus un coussinet d'allaitement normal.

3. Laissez la compresse sur le mamelon jusqu'au prochain allaitement. Les résidus de gel sur le sein ne doivent pas être essuyés avant l'allaitement, ils sont sans danger pour le bébé.

4. Suite à l'allaitement, posez une nouvelle compresse. (Ces compresses ne sauraient être utilisées qu'une seule fois pour des raisons d'hygiène).

5. Posez des compresses pour mamelons entre chaque allaitement et au moins deux fois par jour.

Type d'utilisation : Application locale sur les mamelons.

Précautions : Il n'y a pas de précautions à prendre.

Effets secondaires : Aucun effet secondaire n'est connu.

Interactions : Aucun cas d'interaction n'est connu.

Eigenschaften und galenische Form: Geruchloses, farbloses Gel auf natürlicher Basis, aufgetragen auf eine runde, einseitig beschichtete Vlies-Kompresse. Die runde Form sorgt für eine optimale Passform. Die Kompressen sind Einweg verpackt und enthalten keine arzneilich wirksamen Bestandteile. Vegan.

Lagerung und Haltbarkeit: Die Ardo Care Kompressen sind bei + 5 °C bis +30 °C aufzubewahren und müssen vor Lichteinfluss geschützt sein. Das Verfallsdatum ist auf dem Sachet und der Packung aufgedruckt. Die Ardo Care Kompressen dürfen nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwendet werden.

Forme posologique et contenu : 12 compresses souples de protection avec gel appliquée d'un côté, conditionnées dans

12 sachets individuels pratiques et hygiéniques. Le dos de la compresse présente un revêtement spécifique qui évite ainsi de tacher les vêtements.

Propriétés et forme galénique : Gel inodore et incolore à base de composants naturels appliquée sur une compresse ronde de non-tissé uniface. La forme ronde assure un ajustement optimal. Les compresses sont conditionnées dans un emballage jetable et ne contiennent aucun composant à efficacité thérapeutique. Végétaliennes.

Stockage et durée de conservation : Les compresses Ardo Care doivent être conservées de +5 °C à +30 °C et être protégées de la lumière. La date de péremption est imprimée sur le sachet et l'emballage. Les compresses Ardo Care ne doivent plus être utilisées après la date de péremption.

- Également disponible :**
- Ardo Care Lanolin - crème pour mamelons composée à 100% de lanoline ultra-pure
 - Ardo Care Balm - crème pour mamelons végane

Légende :

| | |
|--|------------------------------------|
| | Marquage CE de l'organisme dénommé |
| | Produit médical |
| | Ne pas réutiliser |
| | Suivre le mode d'emploi |
| | Numéro de lot |
| | Représentant européen |
| | Ne pas utiliser l'emballage abîmé |
| | Seuil de température |
| | Tenir à l'abri du soleil |
| | Unique Device Identifier |
| | À utiliser jusqu'au |
| | Fabricant |
| | Référence |

Le texte en langue allemande sert de référence pour le contenu.

Ardo Care Compresses

Indicazioni e impiego: Le compresse Ardo Care rappresentano un valido ausilio nella cura naturale e nel supporto al trattamento di capezzoli irritati, sensibili e dolenti durante l'allattamento. Il gel presente sulla compresa in tessuto non tessuto favorisce la naturale rigenerazione della pelle. Esercita un'azione idratante e gradevolmente rinfrescante, lenisce la pelle e la rende morbida.

Posologia e impiego:

1. Lavarsi accuratamente le mani con il sapone.
2. Applicare una compresa Ardo Care con il lato in gel sul capezzolo. Applicarvi una normale coppetta per il seno.
3. Lasciare la compresa sul capezzolo fino al successivo allattamento. I residui di gel sul seno non devono essere essuyés avant l'allattamento, essi sono sans danger pour le bébé.
4. Suite à l'allattamento, poser une nouvelle compresse. (Ces compresses ne sauraient être utilisées qu'une seule fois pour des raisons d'hygiène).
5. Poser des compresses pour mamelons entre chaque allaitement et au moins deux fois par jour.

Modo di somministrazione: Applicazione locale sui capezzoli.

Misure precauzionali: Non devono essere adottate misure precauzionali.

Effetti collaterali: Non sono noti effetti collaterali.

Interazioni: Non sono noti casi di interazioni.

Controindicazioni: Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso uno dei componenti elencati.

Nota per l'utilizzatrice: Ai sensi del regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici, eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al prodotto devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello stato membro in cui risiede l'utilizzatore.

Forma farmaceutica e contenuto: 12 compresse morbide e protettive con un lato in gel, confezionate in 12 pratiche e igieniche buste singole. Il retro della compresa è rivestito per evitare di macchiare gli abiti.

Proprietà e forma galenica: Gel inodore e incolore su base naturale, applicato ad una compressa tonda in tessuto non tessuto, rivestita su un lato. La forma tonda garantisce l'adattamento anatomico ottimale. Le compresse sono in confezione monouso e non contengono principi attivi farmaceutici. Prodotto vegano.

Conservazione e durata: Le compresse Ardo Care devono essere conservate ad una temperatura compresa tra +5 °C e +30 °C, al riparo dalla luce diretta. La data di scadenza è stampata sulla busta e sulla confezione. Le compresse Ardo Care non devono essere utilizzate oltre la data di scadenza indicata.

Disponibile anche:

- Ardo Care Lanolin - crema per capezzoli in lanolina ultrapura al 100%
- Ardo Care Balm - crema per capezzoli vegana

Legenda:

| | |
|--|--|
| | Marchio CE dell'organismo notificato |
| | Dispositivo medico |
| | Non riutilizzare |
| | Rispettare le istruzioni per l'uso |
| | Numero di lotto |
| | Rappresentante in Europa |
| | Non utilizzare la confezione danneggiata |
| | Limite temperatura |
| | Proteggere dalla luce solare |
| | Unique Device Identifier |
| | Scadenza |
| | Produttore |
| | Numero di articolo |

Il testo in tedesco fa riferimento per il contenuto.

Ardo Care Compresses

Indicatie en toepassingsgebied: De Ardo Care Compresses bieden natuurlijke zorg en ondersteuning aan zogende vrouwen bij de behandeling van gevoelige, geirriteerde of pijnlijke tepels. De gel op het vliestrekken ondersteunt de natuurlijke regeneratie van de huid. De gel is hydraterend, aangenaam verkoelend en kalmerend voor de huid en maakt deze soepel.

nl

Dosering en toepassing:

- Was uw handen grondig met zeep.
- Leg Ardo Care Compresse met de gelzijde op de tepel. Leg er een normale zoogkompres overheen.
- Laat Ardo Care Compresse op de tepel zitten tot de volgende keer dat wordt gevoed. Het is niet nodig om op de borst achtergebleven gel af te vegen; het product is onschadelijk voor de baby.
- Breng na het voeden een nieuw exemplaar van de Ardo Care Compresse aan. (om hygiënische redenen mag elk exemplaar van de Ardo Care Compresse maar één keer worden gebruikt).
- Breng tussen de borstvoedingssessies borstkompessen aan, minstens 2 keer per dag.

Wijze van gebruik: Voor lokale toepassing op de tepels.

Voorzorgsmaatregelen: Er hoeven geen voorzorgsmaatregelen getroffen te worden.

Bijwerkingen: Er zijn geen bijwerkingen bekend.

Ardo Care Compresses

Indicaciones y aplicación: Las compresas Ardo Care ofrecen a las madres lactantes cuidado natural y ayuda en el tratamiento de los pezones con heridas, irritados o doloridos. El gel de la compresa de tela no tejida favorece la regeneración natural de la piel. Es hidratante, agradablemente refrescante y, además, calma la piel y la suaviza.

Dosificación y aplicación:

- Lávese bien las manos con agua y jabón.
- Coloque una compresa Ardo Care con el lado del gel sobre el pezón. A continuación, ponga encima un disco de lactancia normal.
- Deje la compresa sobre el pezón hasta la siguiente toma. No es necesario limpiar los restos del gel del pezón antes de dar el pecho, porque es inocuo para el bebé.
- Después de amamantar coloque una nueva compresa. (Por motivos de higiene las compresas solo se deben usar una vez.)
- Aplicar las compresas mamarias después de cada lactancia, al menos dos veces al día.

Tipo de aplicación: Para la aplicación local en los pezones.

Precauciones: No es necesario tomar medidas de precaución.

Efectos secundarios: No se conocen efectos secundarios.

Interacciones: No se conocen casos de interacciones.

Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad conocida a los ingredientes indicados.

Información para las usuarias: Conforme al Reglamento (UE) 2017/745 para los productos sanitarios, todos los eventos graves que se produzcan en relación con el producto se deben notificar al fabricante y a las autoridades responsables del Estado miembro en el que resida el usuario.

Bewaring en houdbaarheid: De Ardo Care-kompessen moeten bewaard worden bij +5 °C tot +30 °C en moeten tegen lichtinvloeden beschermd worden. De vervaldatum staat vermeld op het sachet en de verpakking. De Ardo Care-kompessen mogen niet meer gebruikt worden na de vervaldatum.

Ook verkrijgbaar:

- Ardo Care Lanolin – tepelcrème van 100% ultrazuivere lanoline
- Ardo Care Balm – veganistisch tepelverzorgingsmiddel

Verklaring van de symbolen:

| | |
|--|--|
| | CE-markering van de aangemelde instantie |
| | Medisch hulpmiddel |
| | Niet opnieuw gebruiken |
| | Houdt u zich aan de gebruiksaanwijzing |
| | Batchnummer |
| | Europees vertegenwoordiger |
| | Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is |
| | Temperatuurbegrenzing |

| | |
|--|---------------------------|
| | Beschermen tegen zonlicht |
| | Unique Device Identifier |
| | Te gebruiken tot |
| | Fabrikant |
| | Artikelnummer |

Duitse tekst is de referentie voor de inhoud.

Explicación de los símbolos:

| | |
|--|--|
| | Marca CE del organismo notificado |
| | Producto medicinal |
| | No reutilizar |
| | Prestar atención a las instrucciones de uso |
| | Número de lote |
| | Representante europeo |
| | No utilizar si el embalaje está dañado |
| | Límite de temperatura |
| | Proteger de la luz solar |
| | Unique Device Identifier (identificador único del dispositivo) |
| | Utilizar antes de |
| | Fabricante |
| | Número de artículo |

El texto en alemán es la referencia para el contenido.

Ardo Care Compresses

Indicações e área de aplicação: As compresas Ardo Care destinam-se a mães a amamentar como meio de cuidado natural da pele e de apoio ao tratamento de mamilos sensíveis, irritados ou doloridos. O gel na compressa de tecido não-tecido promove a regeneração natural da pele. É hidratante e agradavelmente refrescante, além de acalmar a pele e torná-la mais macia.

Dosagem e aplicação:

- Lave bem as mãos com sabonete.

2. Coloque uma compressa Ardo Care com o lado com gel em cima do mamilo. Depois, coloque uma compressa normal em cima.

- Deixe a compressa no mamilo até à mamada seguinte. Não é necessário limpar os resíduos de gel do peito antes de amamentar, uma vez que este é inocuo para o bebé.
- Depois de terminar de amamentar, coloque uma compressa nova no mamilo. (Por motivos de higiene, as compressas de mamilo só podem ser usadas uma única vez.)
- Aplique as compressas para seios entre amamentações e pelo menos 2x ao dia.

Tipo de aplicação: Para aplicação local nos mamilos.

Precauções: Não há medidas de precaução.

Efeitos secundários: Não se conhecem efeitos secundários.

Interacções: Não se conhecem casos de interacções.

Contraindicações: Não usar em caso de hipersensibilidade conhecida a los ingredientes indicados.

Información para las usuarias: Conforme al Reglamento (UE) 2017/745 para los productos sanitarios, todos los eventos graves que se produzcan en relación con el producto se deben notificar al fabricante y a las autoridades responsables del Estado miembro en el que resida el usuario.

Forma farmacéutica y contenido: 12 compresas blandas y protectoras con gel aplicado en uno de los lados, envasadas en 12 prácticas bolsitas individuales higiénicas. La cara posterior de la compresa está recubierta para evitar que la ropa se manche.

Propiedades y forma galénica: Gel inodoro e incoloro de base natural aplicado en una compresa de tela no tejida redonda y revestida por una cara. La forma redonda asegura un ajuste óptimo. Las compresas se encuentran en un envase desechable y no contienen ingredientes activos. Vegano.

Almacenamiento y conservación: Las compresas Ardo Care deben almacenarse a una temperatura de entre 5 y 30 °C y protegidas de la luz directa. La fecha de caducidad está impresa en la bolsita exterior y en la caja. Las compresas Ardo Care no deben utilizarse después de la fecha de caducidad.

También disponible:

- Ardo Care Lanolin - crema para el cuidado de los pezones de 100 % lanolina de pureza ultra alta
- Ardo Care Balm - crema vegana para el cuidado de los pezones

redonda e revestida de um lado. A sua forma redonda assegura uma adaptação perfeita às formas anatómicas do corpo. As compressas são fornecidas em embalagem descartável e não contêm componentes farmacologicamente ativos. Vegano.

Armazenamento e validade: As compressas Ardo Care devem ser conservadas a uma temperatura entre +5 °C e +30 °C e devem ser protegidas da luz. O prazo de validade está impresso na saqueta e na embalagem. As compressas Ardo Care não devem ser utilizadas após o prazo de validade.

Também disponível:

- Ardo Care Lanolin - creme para mamilos de lanolina 100% ultrapura
- Ardo Care Balm - creme vegano para mamilos

Explicação dos símbolos:

| | |
|--|-------------------------------------|
| | Marcação CE do organismo notificado |
| | Produto médico |
| | Não reutilizar |
| | Seguir as instruções de utilização |
| | Número de lote |
| | Representante europeu |
| | Não utilize embalagens danificadas |
| | Límite de temperatura |
| | Proteger da luz solar |
| | Identificador único de dispositivo |
| | Prazo de validade |
| | Fabricante |
| | Número de artigo |

El texto em alemão é a referência para o conteúdo.

Ardo Care Compresses

Indicações e área de aplicação: As compresas Ardo Care destinam-se a mães a amamentar como meio de cuidado natural da pele e de apoio ao tratamento de mamilos sensíveis, irritados ou doloridos. O gel na compressa de tecido não-tecido promove a regeneração natural da pele. É hidratante e agradavelmente refrescante, além de acalmar a pele e torná-la mais macia.

Dosagem e aplicação:

- Lave bem as mãos com sabonete.

2. Coloque uma compressa Ardo Care com o lado com gel em cima do mamilo. Depois, coloque uma compressa normal em cima.

- Deixe a compressa no mamilo até à mamada seguinte. Não é necessário limpar os resíduos de gel do peito antes de amamentar, uma vez que este é inocuo para o bebé.
- Depois de terminar de amamentar, coloque uma compressa nova no mamilo. (Por motivos de higiene, as compressas de mamilo só podem ser usadas uma única vez.)
- Aplique as compressas para seios entre amamentações e pelo menos 2x ao dia.

Tipo de aplicação: Para aplicação local nos mamilos.

Precauções: Não há medidas de precaução.

Efeitos secundários: Não se conhecem efeitos secundários.

Interacções: Não se conhecem casos de interacções.

Contraindicações: Não usar em caso de hipersensibilidade conhecida a los ingredientes indicados.

Información para las usuarias: Conforme al Reglamento (UE) 2017/745 para los productos sanitarios, todos los eventos graves que se produzcan en relación con el producto se deben notificar al fabricante y a las autoridades responsables del Estado miembro en el que resida el usuario.

Forma farmacéutica y contenido: 12 compresas blandas y protectoras con gel aplicado en uno de los lados, envasadas en 12 prácticas bolsitas individuales higiénicas. La cara posterior de la compresa está recubierta para evitar que la ropa se manche.

Propiedades y forma galénica: Gel inodoro e incoloro de base natural aplicado en una compresa de tela no tejida redonda y revestida por una cara. La forma redonda asegura un ajuste óptimo. Las compresas se encuentran en un envase desechable y no contienen ingredientes activos. Vegano.

Almacenamiento y conservación: Las compresas Ardo Care deben almacenarse a una temperatura de entre 5 y 30 °C y protegidas de la luz directa. La fecha de caducidad está impresa en la bolsita exterior y en la caja. Las compresas Ardo Care no deben utilizarse después de la fecha de caducidad.

También disponible:

- Ardo Care Lanolin - crema para el cuidado de los pezones de 100 % lanolina de pureza ultra alta
- Ardo Care Balm - crema vegana para el cuidado de los pezones

Przeciwskazania:

Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na którykolwiek z wymienionych składników.

Wskazówki dla użytkowniczki: Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych wszelkie poważne zdarzenia, które wystąpiły w związku ze stosowaniem produktu, należy zgłaszać wtyczki i organowi odpowiedzialnemu w państwie członkowskim użytkownika.

Postać i zawartość: 12 miękkich kompresów ochronnych, po jednej stronie pokrytych żellem, zapakowanych w 12 praktycznych i higienicznych saszetkach jednorazowych. Tylna strona kompresu jest pokryta i w ten sposób zapobiega zaplamieniu ubrania.

Właściwości i postać galenowa: Bezzapachowy, bezbarwny żel na bazie naturalnych składników, naniesiony na okrągły, jednostronnie pokryty kompres z włókniny. Okrągły kształt zapewnia optymalne dopasowanie. Kompresy są pakowane pojedynczo i nie zawierają medycznych substancji czynnych. Produkt wegański.

Przechowywanie i okres ważności: Kompresy Ardo Care należy przechowywać w temperaturze między +5°C a +30°C i chronić przed światłem. Termin ważności jest nadrukowany na saszetce i opakowaniu. Nie wolno stosować kompresów Ardo Care po upływie terminu ważności.

Dostępne również:

- Ardo Care Lanolin — krem do pielęgnacji brodawek sutkowych z 100% ultraczystej lanoliną
- Ardo Care Balm — wegański krem do pielęgnacji brodawek sutkowych

Objaśnienie symboli:

| | |
|--|------------------------------------|
| | Znak CE jednostki notyfikowanej |
| | Produkt medyczny |
| | Não reutilizar |
| | Seguir as instruções de utilização |
| | Número de lote |
| | Representante europeu |
| | Não utilize embalagens danificadas |
| | Límite de temperatura |
| | Proteger da luz solar |
| | Identificador único de dispositivo |
| | Prazo de validade |
| | Fabricante |
| | Número de artigo |

O texto em alemão é a referência para o conteúdo.

Ardo Care Compresses

Wskazanie i obszar zastosowania: Kompresy Ardo Care są przeznaczone do stosowania przez matki karmiące piersią jako naturalna pielęgnacja i pomoc w leczeniu obolały, podrażnionych i bolących brodawek sutkowych. Żel na kompresie z włókniny wspiera naturalną regenerację skóry. Nawilża i przyjemnie chłodzi, ponadto uspokaja i wygładza skórę.

Dosowanie i zastosowanie:

- Umyj dokładnie ręce mydłem.

2. Nałożyć kompres Ardo Care stroną z żellem na brodawkę sutkową. Następnie nałożyć zwykłą wkładkę laktacyjną.

- Pozostawić kompres na brodawce sutkowej do następnego karmienia. Nie ma konieczności zmywania pozostałości żelu z piersi przed karmieniem piersią, jeśli jest skóda wydzielnicza.
- Po karmieniu piersią nałożyć now

ardo care compresses

Ardo Care Compresses

Indikation och användningsområde: Ardo Care kompresser är avsedda för ammande mödrar för naturlig vård och stöd vid behandling av ömma, irriterade eller smärtande bröstvårtor. Gelen i non-wovenkompresserna stöder hudens naturliga regenerering. Den är fuktgivande och behagligt kylande, dessutom lugnar den huden och gör den mjuk.

Dosering och användning:

1. Tvätta händerna noga med tvål.
2. Lägg en Ardo Care kompress med gelsidan mot bröstvårtan. Lägg därefter en vanlig amningskupa över.
3. Låt kompressen ligga kvar på bröstvårtan till nästa amning. Resterna av gelen behöver inte torkas av före amningen, den är ofarlig för spädbarn.
4. Efter amningen lägger du på en ny bröstkompres. (Bröstkompresserna får av hygieniska skäl bara användas en gång.)
5. Applicera kompresser mellan varje amning, minst 2x dagligen.

Typ av användning: För lokal användning på bröstvårtorna.

Försiktighetsåtgärder: Inga särskilda försiktighetsåtgärder behövs.

Biverkningar: Kända biverkningar saknas.

Interaktioner: Kända interaktioner saknas.

Kontraindikationer: Använt inte vid känd överkänslighet mot någon av de angivna innehållsstoffen.

Anmärkning till användaren: Allvarliga incidenter som uppkommer i samband med produkten ska enligt förordningen (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter anmälas till tillverkaren och behörig myndighet i den medlemsstat där användaren bor.

Beredningsform och innehåll: 12 mjuka och skyddande kompresser med gel på den ena sidan, förpackade i 12 praktiska och hygieniska engångspåsar. Baksidan av kompressen är belagd och förhindrar således fläckar på kläderna.

Egenskaper och beredningsform: Luktlös, färglös gel av naturlig bas på en rund kompress med en non-wovenbeläggning den på ena sidan. Den runda formen innehåller en optimal passform. Kompresserna är förpackade som engångsprodukter och innehåller inga medicinskt aktiva ämnen. Vegan.

Förvaring och hållbarhet: Ardo Care-kompresser ska förvaras i +5 °C till +30 °C och måste skyddas mot ljus. Sista förbrukningsdatum är tryckt på påsen och förpackningen. Ardo Care-kompresser får inte användas längre efter sista förbrukningsdatum.

Också tillgängligt:

- Ardo Care Lanolin - bröstvårtskräm av 100 % ultrarent ullfett
- Ardo Care Balm - vegansk bröstvårtskräm

| Symbolförklaring: | |
|-------------------|--|
| | CE-märkning från anmält organ |
| | Medicinsk produkt |
| | Får ej återanvändas |
| | Följ bruksanvisningen |
| | Lotnummer |
| | Europeisk representant |
| | Använd inte förpackningen om den är skadad |
| | Temperaturbegränsning |
| | Skyddas mot solljus |
| | Unique Device Identifier |
| | Kan användas till |
| | Tillverkare |
| | Artikelnummer |

Den tyska texten är vägledande för innehållet.

Ardo Care Compresses

Käyttöaihe ja käyttöalue: Ardo Care -siteet ovat luonnollinen hoito ja hoidon tuki imettävien äitiin nännien hiertymien, ärsytyksen tai kipeyden hoitoon. Kuitukangassiteen geeli tukee ihmisen luonnollista uusiutumista. Se kosteuttaa ja viilentää miellyttävästi sekä rauhoittaa ihoa ja lisää sen joustavuutta.

Annotus ja käyttö:

1. Pese kädet huolellisesti saippualla.
2. Aseta Ardo Care -side nännille geeliuloli alaspäin. Aseta siteen päälle tavallisesti käyttöäsi olevat liivinsuojet.
3. Anna siteen olla nännillä seuraavaan imetykseen asti. Geeli jäiämi ei tarvitse pyyhkiä pois rinnosta ennen imetystä, sillä geeli on harmitonta vuavalle.
4. Laita uusi rintaside imetyksen jälkeen. (Rintasiteet ovat hygieniasyistä kertakäytöisiä.)
5. Käytä rintojen hoitotyynyjä jokaisen imetyskerran välissä, vähintään kahdesti päivässä.

Käyttötapa: Paikalliseen käyttöön näinneille.

Varotoimenpiteet: Varotoimenpiteet eivät ole tarpeen.

Haittavaikutukset: Haittavaikutukset ei ole tiedossa.

Yhteisvaikutukset: Yhteisvaikutustapauksia ei ole tiedossa.

Vasta-aheet: Älä käytä, jos tiedät olevasi allerginen jollekin ilmoitetulle ainesosalle.

Tietoa käyttäjälle: Euroopan neuvoston lääkitalalaitteista antamien asetuksien (EU) 2017/745 mukaisesti vakavista haittavaikutustapauksista on ilmoitettava tuotteen valmistajalle ja paikalliselle valtuutetulle viranomaiselle. Tämän ilmoituksen tekeminen on käyttäjän tehtävä.

Antotapa ja sisältö: 12 pehmeää ja suojaavaa sidettä, joiden toisella puolella on geeliä. Siteet on pakattu yksittäin 12 käytäntöön ja hygieeniseen kertapakkaukseen. Siteen taustapuoli on pinnoitettu ja se estää vaatteiden likaantumisen.

Doseringform och innhold: 12 myke og skårende kompresser med gel påført på den ene siden, pakket i 12 praktiske og hygieniske individuelle poser. Baksiden av kompressen er belagt, og forhindret dermed flekket på klærne.

Egenskaper og galenisk form: Luktfri, fargeløs gel på naturbasis, påført på den ene siden på en rund, belagt ullkomprosess. Den

Säilytys ja kestoaike: Ardo Care -hoitotyynyjä on säilytettävä +5–30 °C:n lämpötilassa valolta suojauttuna. Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkity ulkopakkaukseen ja kertakäyttöpakkaukseen. Ardo Care -hoitotyynyjä ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Lisäksi saatavana:

- Ardo Care Lanolin – nänivoide 100 % erittäin puhtaasta lanoliinista
- Ardo Care Balm – veganainen nänivoide

Symbolien merkitykset:

| | |
|--|--|
| | Ilmoitettu laitoksen CE-merkki |
| | Lääkinnällinen laite |
| | Ei saa käyttää uudelleen |
| | Följ bruksanvisningen |
| | Lotnumero |
| | Europeisk representant |
| | Använd inte förpackningen om den är skadad |
| | Temperaturbegränsning |
| | Skyddas mot solljus |
| | Unique Device Identifier |
| | Kan användas till |
| | Tillverkare |
| | Artikelnummer |

Saksankielinen teksti on viitte sisällölle.

Ardo Care Compresses

Indikasjon og bruksområde: Ardo Care-kompresser brukes av ammende mødre til naturlig pleie og støtte i behandlingen av såre, irriterte eller smertefulle brystvorter. Gelen på ullkompressen støtter hudens naturlige regenerasjon. Den har en fuktende og behaglig kjonende virkning, og i tillegg beroliger den huden og gjør den smidig.

Dosering og påføring:

1. Vask henderne grundig med såpe.
2. Legg på en Ardo Care-kompres med gelsiden på brystvorten. Opp denne legger du et normalt ammeindlæg.

3. La kompressen være på brystvorten til neste amming. Restene av gelen på brystet må ikke tørkes av før ammingen, den er skadelig for babyen.

4. Etter ammingen legg på en ny bröstkompres. (Bröstkompresen må bare brukes én gang av hygieniske grunner.)
5. Käytä rintojen hoitotyynyjä jokaisen imetyskerran välissä, vähintään kahdesti päivässä.

Käyttötapa: Paikalliseen käyttöön näinneille.

Varotoimenpiteet: Varotoimenpiteet eivät ole tarpeen.

Haittavaikutukset: Haittavaikutukset ei ole tiedossa.

Yhteisvaikutukset: Yhteisvaikutustapauksia ei ole tiedossa.

Vasta-aheet: Älä käytä, jos tiedät olevasi allerginen jollekin ilmoitetulle ainesosalle.

Tietoa käyttäjälle: Euroopan neuvoston lääkitalalaitteista antamien asetuksien (EU) 2017/745 mukaisesti vakavista haittavaikutustapauksista on ilmoitettava tuotteen valmistajalle ja paikalliselle valtuutetulle viranomaiselle. Tämän ilmoituksen tekeminen on käyttäjän tehtävä.

Antotapa ja sisältö: 12 pehmeää ja suojaavaa sidettä,

joiden toisella puolella on geeliä. Siteet on pakattu yksittäin 12 käytäntöön ja hygieeniseen kertapakkaukseen. Siteen taustapuoli on pinnoitettu ja se estää vaatteiden likaantumisen.

Doseringform och innhold: 12 myke og skårende kompresser med gel påført på den ene siden, pakket i 12 praktiske og hygieniske individuelle poser. Baksiden av kompressen er belagt, og forhindret dermed flekket på klærne.

Egenskaper og galenisk form: Luktfri, fargeløs gel på naturbasis, påført på den ene siden på en rund, belagt ullkomprosess. Den

runde formen sørger for en optimal passform. Kompressene er pakket i engangsemballasje, og inneholder ingen farmasøytskaktive ingredienser. Vegan.

Lagringsform og holdbarhet: Ardo Care kompressene skal oppbevares ved +5 °C til +30 °C og må beskyttes mot påvirkning av lys. Utløpsdatoen er trykt på posen og emballasjen. Ardo Care-kompressene skal ikke brukes etter utløpsdatoen.

Også tilgjengelig:

- Ardo Care Lanolin - brystvortepieleie av 100 % ultra-rent lanolin
- Ardo Care Balm - vegan brystvortepieleie

Symboler:

| | |
|--|---|
| | CE-merket av det tekniske kontrollorganet |
| | Medisinsk produkt |
| | Ingen gjenbruk |
| | Følg bruksanvisningen |
| | Erännumero |
| | Edustaja Europassa |
| | Ärlä käytä, jos pakaus ei ole ehjä |
| | Lämpötilaa koskeva rajoitus |
| | Suojattava auringonvalolta |
| | Yksilöllinen laiteturiste |
| | Viimeinen käyttöpäivämäärä |
| | Valmistaja |
| | Tuotenumero |

Den tyske teksten er referansen for innholdet.

Ardo Care Compresses

Indikasjon og anvendelsesområde: Ardo Care-kompresser er beregnet til at hjelpe ammende mødre med den naturlige pleje og understøttende behandling av følsmødre, irriterede eller smertefulle brystvorter. Gelen på fiberkompresset understøtter hudens naturlige regenerering. Den gir fugtighet og er behaglig kjonende, og derover beroliger den huden og gjør den mere smidig.

Dosering og anvendelse:

1. Vask henderne grundig med sæbe.
2. Læg Ardo Care-kompresset med gelsiden på brystvorten. Læg et normalt ammeindlæg derover.

3. Lad kompresset sidde over brystvorten indtil næste amming. Resterne af gelen på brystet behøver ikke blive tørret af før ammingen, da er skadelige for babyen.

4. Etter ammingen legg på en ny brystkompres. (Brystkompresen må bare brukes én gang av hygieniske grunner.)
5. Læg brystkompres på mellem hver amming, mindst 2x daglig.

Type af anvendelse: Til lokal anvendelse på brystvortene.

Forholdsregler: Der skal ikke træffes nogen forholdsregler.

Bivirkninger: Der er ingen kendte bivirkninger.

Interaktioner: Der er ingen kendte tilfælde af interaktioner.

Kontraindikationer: Må ikke anvendes ved kendt overfølsomhed over for et af den angivne indholdsstoffer.

Způsob aplikace: K lokální aplikaci na bradavku.
Preventivní opatření: Nejsou vyžadována žádná preventivní opatření.
Vedlejší účinky: Nejsou známy žádné vedlejší účinky.

ansvarlige myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren er hjemmehørende

Opbevaring og holdbarhed: Ardo Care-kompresserne skal opbevares ved +5 °C til +30 °C og må beskyttes mod lys. Utløpsdatoen er trykt på posen og emballagen. Ardo Care-kompressene skal ikke bruges efter utløpsdatoen.

Egenskaber og galenisk form: Farveløs gel uden lugt på naturlig basis, påført på et rundt og ensidet belagt fiberkompress. Den runde formen sørger for en optimal passform. Kompressene er pakket i enkeltpakke og indeholder ingen aktive lægemiddelstoffer. Vegan.

Opbevaring og holdbarhed: Ardo Care-kompresserne skal opbevares ved +5 °C til +30 °C og må beskyttes mod lys. Utløpsdatoen er trykt på posen og emballagen. Ardo Care-kompressene må ikke anvendes efter utløpsdatoen.

Vlastnosti a léková forma: Gel bez bary a zápacu na přírodní bázi, nanesený na jednu stranu obkladu z netkané textilie s ochrannou vrstvou. Kulaté provedení zajistuje optimální pohodlí při nošení. Obklady jsou samostatně balené a neobsahuj žádné farmakologicky účinné látky. Vhodné pro vegany.

Skladování a doba použitelnosti: Obklady Ardo Care skladujte při teplotě +5 °C až +30 °C a chráňte je před světlem. Datum expirace je uvedeno na každém sáčku i na balení. Po uplynutí data expirace se již obklady Ardo Care nesmí používat. Po uplynutí data expirace již obklady Ardo Care nepoužívejte.

K dispozici rovněž:

- Ardo Care Lanolin – krém na prsní bradavky ze 100% ultra čistého lanolina
- Ardo Care Balm – krém na prsní bradavky vhodný i pro vegany

Tegnforklaring:

| | |
| --- | --- |
| | Det bemyndigede organs CE-mærke |

<tbl_r cells="2" ix="2" maxcspan

Ardo Care Compresses

Javallat és alkalmazási terület: Az Ardo Care kompressz szoptató anyák számára a mellbimbó természetes ápolására, valamint sebes, irritált vagy fájdalmas mellbimbóból kezelésére szolgál. A flíz anyagból készült kompressz géltartalma segít a bőr természetes regenerációját. Hidratáló és kellemesen hűsítő hatással rendelkezik, megnyugtatja és rugalmassá teszi a bőrt.

Adagolás és alkalmazás:

- Mosson alaposan szappannal kezét.
- Helyezzen egy Ardo Care kompresszt a gél oldalával a mellbimbóra. Tegyen rá egy hagyományos melltartóbetétet.
- Hagyja a kompresszt a mellbimbón a követő szoptatásig. A mellre került gél maradványait nem kell letörölni a szoptatás előtt, mert az ártalmatlan a csecsemőre.
- A szoptatás után helyezzen fel egy új mellkompresszt. (A termék higiéniai okokból csak egyszer szabad használni.)
- Minden szoptatás között, naponta legalább 2x használjon mellpárnát.

Az alkalmazás módja: Helyi alkalmazásra a mellbimbókon.

Elővigyázatossági intézkedések: Nincsenek véghajtandó elővigyázatossági intézkedések.

Mellékhatalások: Nincsenek ismert mellékhatalások.

Kölcsönhatások: Nem ismertek kölcsönhatások.

Ellenjavallatok: Ne használja a felsorolt összetevők bármelyikével szembeni ismert túlerzékenység esetén.

Felhasználói információk: Az orvostechnikai eszközökről szóló, 2017/745 EU rendeletnek megfelelően a termékkel kapcsolatban bekövetkezett súlyos eseményeket be kell jelenteni a gyártónak, valamint a felhasználó országa szerinti illetékes hatóságoknak.

Adagolási forma és tartalom: 12 puha és védő kompressz, egyik oldalán géllel, egyenként praktikus és higiénikus használásra csomagolva. A kompressz másik oldala bevontattal rendelkezik, így megakadályozza a ruhákat átitatódását.

Tulajdonságok és gyógyászati forma: Szagtalan, színtelen természetes alapú gél, mely egy kerek, egyik oldalon bevontattal rendelkező, flíz anyagú kompressz van felrőlve. A kerek forma segíti az optimális illeszkést. Egyszer használatos kiszerelésben, nem tartalmaz orvos hatóanyagot. Vegán.

Tárolás és eltarthatóság: Az Ardo Care mellpárnákat +5 °C és +30 °C között, napfénytől védett helyen kell tárolni. A lejárati idő fel van tüntetve a különsz és belső csomagoláson. Az Ardo Care mellpárnákat a lejárati idő után nem szabad használni.

Hasonló termék:

- Ardo Care Lanolin - Mellápoló krém 100% tisztaságú lanolinból
- Ardo Care Balm - Vegán mellápoló krém

Jelmagyarázat:

| | |
|-----------------|--|
| CE | A jelentett szervezet CE-jelölése |
| MD | Orvostechnikai termék |
| (X) | Újrafelhasználása tilos |
| (I) | Vegye figyelembe a használati utasítást |
| LOT | Téteszám |
| (EC REP) | Európai képviselő |
| (X) | Sérült csomagolás esetén alkalmazása tilos |

| | |
|------------|--------------------------|
| X | Hőmérsékletkorlátozás |
| X | Napfénytől védendő |
| UDI | Unique Device Identifier |
| EXP | Lejárat idő |
| G | Gyártó |
| REF | Cikkszám |

A tartalom tekintetében a német nyelvű szöveg a hivatkozási alap.

Ardo Care Compresses

Endikasyon ve Kullanım Alanı: Ardo Care kompresler, emziren annelerde hassas, tahiş olmuş veya ağrılı meme başları için doğal bakım ve destek amacıyla kullanılır. Keçe kompres üzerindeki jel, cildin doğal rejenerasyonunu destekler. Nemlendirici ve hoş bir serinleme sağlar, aynı zamanda cildi rahatlatır ve esnekleştirir.

Dozaj ve Uygulama:

- Ellerinizi sabunla iyice yıkayın.
- Ardo Care kompresleri jelli tarafı meme başına gelecek şekilde yerleştirin. Bunun üzerine normal bir emzirme pedi yerleştirin.
- Kompresleri bir sonraki emzirmeye kadar meme başı üzerinde bırakın. Memede kalan jel artıklarının emzirmesinden önce temizlenmesi zorunlu değildir, bunlar bebek için sakincalı değildir.
- Emzirme sonrasında yeni bir meme kompresi yerleştirin. (Meme kompresleri hijyenik nedenlerle sadece bir defa kullanılabılır.)
- Her emzirme arasında, günde en az 2 kez göğüs kompresi uygulayın.

Uygulama türü: Meme başına lokal uygulama için.
Önlemler: Alınması gereken bir önlem yoktur.

Yan etkiler: Bilinen bir yan etkisi yoktur.

Etkileşimler: Bilinen bir etkileşim olayı yoktur.

Kontrendikasyonlar: Listelenen bileşenlerden herhangi birine aşırı duyarlılığı bulanıyorsa kullanmayın.

Tedarik şekli ve içeriği: Tek tarafında jel olan, 12 yumuşak ve koruyucu kompres, 12 pratik ve hijyenik tekli torbalarda paketlenmiştir. Kompreslerin arkası tıpta kaplanmıştır, böylece giysilerde leke yapmaz.

Karakteristikler ve bitkisel form: Yuvarlak, tek taraflı kaplanmış keçe kompres üzerinde kokusuz, renksiz, doğal bazlı jel. Yuvarlak biçimde optimum yumuşaklık sağlar. Kompresler tek kullanımlık olarak paketlenmiştir ve ilaç etken maddeleri içermez. Vegan.

Saklama ve raf ömrü: Ardo Care kompreslerin +5 °C ile +30 °C arasında saklanması ve işlek etkinleşmesi gerekmektedir. Son kullanma tarihi torbanın ve paketin üzerinde belirtilmiştir. Ardo Care kompresler son kullanma tarihi geçiktense de kullanılmaz.

Diger ürünlerimiz:

- Ardo Care Lanolin – %100 ultra saf lanolin içeren meme başı kremi
- Ardo Care Balm – vegan meme başı kremi

Simgelerin açıklaması:

| | |
|------------|---------------------------------|
| CE | Onaylanmış kuruluşun CE işaretü |
| MD | Tıbbi ürün |
| (X) | Európai képviselő |
| (I) | Tekrar kullanılmaz |

| | |
|---------------|--|
| I | Kullanım kılavuzuna uyulmalıdır |
| LOT | Lot numarası |
| EC REP | Avrupa Temsilcisi |
| (X) | Ambalajı hasarlı olan ürünleri kullanmayın |
| G | Sıcaklık sınırlaması |
| X | Güneş ışığından korun |
| UDI | Unique Device Identifier |
| EXP | Son kullanma tarihi |
| G | Üretici |
| REF | Ürün numarası |

Хранение и срок годности: Компрессы Ardo Care следует хранить при температуре от +5 до +30 °C и беречь от воздействия света. Срок годности указан на пакетике и на наружной упаковке. Нельзя использовать компрессы Ardo Care после истечения срока годности.

Также в ассортименте:

- Ardo Care Lanolin - крем для сосков из 100% ультрачистого ланолина
- Ardo Care Balm - крем для сосков, подходит для веганов

Значение символов

| | |
|---------------|--|
| CE | Маркировка CE с указанием уполномоченного органа |
| MD | Медицинское изделие |
| (X) | Не использовать повторно |
| EC REP | Соблюдать инструкцию |
| LOT | Номер партии |
| EXP | Представитель в ЕС |
| (X) | Не использовать при повреждённой упаковке |
| G | Ограничение температуры |
| UDI | Беречь от солнечного света |
| EXP | Годен до |
| G | Производитель |
| REF | Артикул |

Немецкий текст является определяющим для содержания документа.

Ardo Care Compresso

دوعا المستعمال ومحال الاستخدام: تستخدم كمادات Ardo Care من قبل الأمهات المرضعات لتقويم العالية الطبيعية والمساعدة في علاج الحملات المتفرقة أو المتهبحة أو المولدة، وذلك بفضل الجل الموجود بالكمادة الصوف الذي يدعم التجدد الطبيعي للبشرة، وينبع عنه مرطب ومبرد طيفي للحملات، كما أنه يهدى الجلد ويجعله مرنًا.

الجرعة والاستخدام: (أغسلى بيديك جيداً بالصابون). (أغمضي يديك جيداً بالصابون).

مدة الصدر العادي فوقها: (تنزكي الكمادة على الجل على الثدي قبل الرضاعة النالية. لا يجب إزاله الآثار المتبقية من الجل على الثدي قبل الإرضاع فالجل لا يسبب ضرراً للرضيع).

بعد الرضاعه: ضعي كمادة جديدة على الثدي. (استبدل صحيحة. يجب استخدام كمادات الثدي مرة واحدة فقط).

طريقة الاستخدام: (5 منعي كمادة للثدي بين كل عملية ارضاع، وذلك على الأقل مرتين يومياً).

الاحتياطات: لا توجد احتياطات يتبعن اتخاذها.

الأثار الجانبية: ليس هناك أي أثار جانبية معروفة.

التفاعلات: لا توجد حالات معروفة للتفاعلات.

موانع الاستعمال: لا تستخدميها إذا كنت تعاني من فرط الحساسية لأي من المكونات المذكورة.

شكل ومحظى الجرعة: 12 كمادة ناعمة وواقية بجل موضوع على جانب واحد، معبأة في 12 كيساً عملياً وصحيحاً. الجزء الخالي من الكمادة مغطى لمنع تلطيخ الملابس.

خصائص الشكل والجاليونيسي: جل عديم الراحة وعديم اللون بمكونات طبيعية، كمادة مستabilizer الشكل، ومصنوعة من الصوف.

特性及草本形式: 无味无色天然凝胶，涂在圆形的单

كمادات للاستخدام مرة واحدة ولا تحتوي على أي مكونات دوائية فعالة ثانوية.

التخزين والصلاحية: تحفظ كمادات Ardo Care في درجات حرارة من +5 درجة مئوية حتى +30 درجة مئوية ويجب حفظها بعد تاريخ انتهاء مطبوع على البيبة وعلى الغلاف. لا يجوز استخدام كمادات Ardo Care بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

متوفّر أيضًا:

- Ardo Care Lanolin - كريم للحلمة مصنوع من 100% إلىنولين فائق النقاء بنسبة 1%.
- Ardo Care Balm - بسلام نباتي للعناية بالحلمة.

| شرح الرموز: | عامة CE للجهة المذكورة |
|---------------|--------------------------|
| CE | علامة CE للجهة المذكورة |
| MD | منتج طبي |
| (X) | لا تعيد استخدامه |
| EC REP | اتبع تعليمات الاستخدام |
| LOT | رقم التسجيلة |
| REF | ممثل أوروبي |
| (X) | لا تستخدم عبوات تالفة |
| EXP | حد درجة الحرارة |
| UDI | يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس |
| G | معرف فريد للجهاز |
| EXP | صالح للاستعمال حتى |
| UDI | الشركة المصنعة |
| REF | رقم السلعة |

النص الألماني هو المرجع للمحتوى.

面有涂层的无纺布纱布上。圆形造型可完美贴合。纱布一次包装, 不含有医疗作用的成分。植物来源。

存放及保质期: Ardo Care Compress 护理纱布需存放在 +5 °C 至 +30 °C 下, 并且必须避光。失效日期印刷在小袋及包装上。Ardo Care Compress 护理纱布在失效日期后不得使用。

其他相关产品:

- Ardo Care Lanolin 护理羊毛脂 - 100% 至纯羊毛脂呵护乳头
- Ardo Care Balm 护理滋养护霜 - 草本乳头护理霜

标识解释:

| | |
|---------------|-----------|
| CE | 上述单位的CE标识 |
| MD | 医疗产品 |
| (X) | 不可重复使用 |
| EC REP | 遵守使用说明 |
| LOT | 批号 |
| REF | 欧洲代理 |
| (X) | 包装破损时切勿使用 |
| G | 温度限制 |
| UDI | 避光 |
| EXP | 产品唯一的身份标识 |
| UDI | 保质期至 |
| REF | 制造商 |
| REF | 品号 |

德语文本是内容参考。

Ingredients:

Aqua, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Betaine, Sodium Hyaluronate, Sodium Anisate, Lactic Acid

Date of revision of the text

07/2021