




Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt



Milchpumpen und Zubehör



Low-Level-Lasertherapie



Chirurgische Absaugung

# Ardo Produktkatalog

Gültig ab 02/2022

# Wir engagieren uns ganzheitlich und nachhaltig für das Stillen!



Im Einklang mit dem WHO-Kodex zur Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten.

Der internationale WHO-Kodex zur Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten wurde zum Schutz des Stillens ins Leben gerufen. Er regelt die Bewerbung von Muttermilchersatznahrung, Saugflaschen und Sauger. Der WHO-Kodex reduziert so weltweit die Krankheits- und Todesraten von Babys und trägt wesentlich zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen bei.

Als Produzentin und Vertreiberin von Stillhilfsmitteln unterstützt Ardo medical AG das Stillen mit qualitativ und funktionell hochwertigen Produkten. Mit unseren Stillhilfen bieten wir Lösungen bei Stillproblemen und betrachten das Stillen ganzheitlich und nachhaltig. Deshalb ist uns, als international tätige Firma, das kompromisslose Einhalten des WHO-Kodexes ein zentrales Anliegen.

Ardo medical AG

Samuel Krähenbühl  
Geschäftsführer

Marliese Pepe-Truffer  
Senior Product Manager MAS,  
Stillberaterin IBCLC



Carum



Calypso  
double plus



Amaryll  
start





## Über uns

Die Ardo medical GmbH ist seit 1999 die deutsche Vertriebs- und Servicegesellschaft der inhabergeführten Schweizer Ardo medical AG. Seit der Gründung 1995 hat sich das in über 50 Ländern vertretene Familienunternehmen mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Medizinprodukten einen Namen gemacht.

Ardo zeichnet sich aus durch vorbildliche Qualität, durchdachte Produktkonzepte und Services in den Bereichen Mutter & Kind und Klinikprodukte.

Wir stehen für Engagement, Zuverlässigkeit, Qualität, Innovation und Menschlichkeit.

Diese Werte bilden unsere Grundlage im täglichen Umgang mit unseren Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern und begründen unseren Erfolg und guten Ruf als Geschäftspartner und Arbeitgeber.



Die Schweizer Inhaberfamilie Krähenbühl

## Unsere Mission

**Wir engagieren uns ganzheitlich und nachhaltig für eine gute Sache: das Stillen!**

Das bedeutet für uns, die Rahmenbedingungen für Mütter, Fachpersonen und Stillorganisationen stets zu optimieren und unterstützend zu wirken, damit Babys möglichst lange die wertvolle Muttermilch erhalten. Dabei sind Ardo-Produkte wichtige Bausteine.

Wir stellen Ihnen deshalb unser Wissen, die individuellen Konzepte und unsere einzigartigen Produkte zur Verfügung. Wir freuen uns, zusammen mit Ihnen unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Das folgende Informationsmaterial kann Sie dabei unterstützen.





FERTI·LILY unterstützt auf natürliche Weise die Empfängnis, ohne Hormone

## 1 APOTHEKEN UND FACHPERSONEN

- 06 Kinderwunsch
- 10 Produkte für die Schwangerschaft
- 12 Urinauffangbeutel
- 13 Milchpumpen und Zubehör
- 22 Stillhilfen und Brustpflege



SOLARDO eco ist vielseitig einsetzbar zur Wundbehandlung und Laserakupunktur

## 2 LOW-LEVEL-LASERTHERAPIE

- 26 SOLARDO eco Lasergeräte und Zubehör





Kleine Helfer,  
die das Stillen  
erleichtern und  
Schmerzen  
lindern

### 3 KLINIKPRODUKTE

- 28 Milchpumpen und Zubehör
- 34 Stillhilfen und Brustpflege
- 37 Geburtshilfe-Produkte
- 38 Urinauffangbeutel

### 4 CHIRURGISCHE ABSAUGUNG

- 40 Chirurgesauger und Zubehör
- 48 Einweg-Auffangsystem
- 53 Mehrweg-Auffangsystem



Saugstarke und  
leise Absauggeräte  
für den täglichen  
Einsatz

## FERTI·LILY Kinderwunsch Empfängnishilfe

- ✓ DIE Neuheit im wachsenden Segment Kinderwunsch – kein vergleichbares Produkt im Markt
- ✓ Unterstützt die Empfängnis in Eigenregie zuhause und steigert die Chancen, schwanger zu werden
- ✓ Hoher Komfort beim Einführen, Tragen und Entfernen, einfache Anwendung
- ✓ Hormonfrei – hochwertig – sicher: 100% medizinisches Silikon (Medizinprodukt Kl. 1)
- ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis: bis zu 6 Monate = 6 Monatszyklen verwendbar




Art.-Nr.  
PZN

Bezeichnung

62.00.40  
17858483


FERTI·LILY  
Kinderwunsch Empfängnishilfe

- 1 FERTI·LILY Cup mit Aufbewahrungsbeutel
- 1 Gebrauchsanweisung



### Bequem & einfach

FERTI·LILY bietet hohen Komfort beim Einsetzen und ist leicht wieder zu entfernen. Bleiben Sie nach dem Sex liegen, führen Sie FERTI·LILY ein und genießen Sie die Zweisamkeit, denn Beine-in-die-Luft Zeiten sind vorbei.



### Bis zu 6 Zyklen wiederverwendbar

Nutzen Sie Ihre FERTI·LILY Empfängnishilfe bis zu 18-mal oder für 6 Zyklen! Am Ende des Zyklus einfach gemäß Anleitung waschen, auskochen und in den mitgelieferten Baumwollbeutel legen.



### Bringt mehr Spermien zum Muttermund

FERTI·LILY unterstützt die gehaltenen Spermien, die schützende Umgebung des Muttermundschleims zu erreichen, sodass auch mehr Spermien in die Gebärmutter eindringen können.



### Hilft auf natürliche Weise

FERTI·LILY ist natürlich, sicher und hormonfrei! Die Empfängnishilfe ist aus 100% medizinischem Silikon hergestellt und flexibel, beständig sowie körperverträglich.

# Eine kleine Auswahl aus den Produktbewertungen unserer Kundinnen (Originalzitate):



## ★★★★★ Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte 😊

Rezension aus Deutschland vom 24. April 2021

Verifizierter Kauf

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte 😊



## ★★★★★ Ein Stückchen näher zum Wunder

Rezension aus Deutschland vom 29. April 2021

Verifizierter Kauf

In Kombination mit dem ovulationstest angewendet und direkt beim ersten Mal geklappt kann ich jedem empfehlen der einen Kinderwunsch hat. War zuerst skeptisch aber hat erfüllt was es soll bitte probiert es aus!!!!

## ★★★★★ Tolles Helferlein 🥰

Rezension aus Deutschland vom 30. April 2021

Ich bin sehr zufrieden, denn ich habe in dem Glückszyklus im Prinzip nur das anders gemacht und habe Fertility zusätzlich verwendet! Ich glaube fest dran, dass es geholfen hat. Ich hatte es aber die ganze Nacht drin. Die Handhabung fand ich auch gut, hatte keine Probleme damit. Es ist auch angenehm zum Tragen, man merkt es nicht mal. Ich würde es definitiv weiterempfehlen!❤️🥰

## ★★★★★ Schwanger

Rezension aus Deutschland vom 28. Juni 2020

Verifizierter Kauf

Hallo ihr Lieben das Ding ist echt ein Wundermittel. Habe 3 Jahre probiert Schwanger zu werden mit Homontherapie, Bauchspiegung und so weiter hat alles nicht geklappt gehabt. Und Dan habe ich Diese Empfängnishilfe enddeckt und nach 2, 5 Monaten hat es geklappt 😊also ist nur weiter zu empfehlen. VIEL ERFOLG AN ALLE!

## ★★★★★ Das Wunder ist unterwegs 💕

Rezension aus Deutschland vom 23. April 2021

Verifizierter Kauf

Durch das benutzen einer Menstruationstasche war das einsetzen und entfernen gar kein Problem.

Und was soll ich sagen: 1 Monat angewendet & das kleine Wunder ist unterwegs 💕

Ich würde es jedem mit Kinderwunsch empfehlen 🌱

## ★★★★★ Tolle Erfindung

Rezension aus Deutschland vom 14. Mai 2020

Verifizierter Kauf

Wir versuchen schon sehr lange ein Kind zu bekommen und haben schon einiges probiert. Ich habe mir vor dem Kauf alles zu Ferti-Lily im Internet durchgelesen (sie haben auch eine ganz gute und informative Webseite) und mir auch auf YouTube die Videos vom Erfinder angesehen. Für mich klingt das alles sehr logisch und verglichen mit anderen Mitteln/Methoden im Bereich KiWu finde ich den Preis (für mehrmalige Anwendung!) absolut in Ordnung. Das Produkt fühlt sich sehr gut an und ist auch einfach zu handhaben.

Drückt uns die Daumen!



## ★★★★★ Genial toll, bin happy!!!!

Rezension aus Deutschland vom 18. Juni 2020

Verifizierter Kauf

Also ich bin so glücklich mein Mann und ich haben fast ein Jahr probiert schwanger zu werden. Nach der Lieferung die super schnell ging habe ich es im neuen Zyklus angewendet. Anwendung super leicht und auch gut beschrieben. Und jetzt bin ich in der 5 Woche schwanger ich bin glücklich.

## ★★★★★ Nach sechs Jahren intensiven Kinderwunsch, endlich schwanger

Rezension aus Deutschland vom 18. Dezember 2020

Verifizierter Kauf

Ich bin einfach nur begeistert von diesem Ding. Ich hab es mir bestellt, hab aber ehrlich gesagt keine großen Hoffnungen rein gesteckt. Zu der vor Geschichte von mir. Mein Mann und ich versuchen seit sechs Jahren schwanger zu werden. Wir haben auch schon insiminationen hinter uns. Für wen das kein Begriff ist... Es wird im Kinderwunschzentrum die Spermien des Mannes aufbereitet und mittels einen Katheter in die frisch gesprungene Eizelle gespritzt und danach gehofft dass der Körper es aufnimmt. Tja leider war auch das nichts.

Als ich dieses ferti-lily bestellt habe, habe ich mir gleichzeitig das femibion bei Kinderwunsch gekauft. Ich muss sagen nachdem ich das Ding nach Anleitung gereinigt habe, konnte ich es nicht wie empfohlen vorher ausprobieren. Ich hab es lediglich ein Mal benutzt und schon ist man schwanger 😊👶 einfach nicht zu glauben. An was es jetzt gelegen hat weiß ich auch nicht aber ich kann es einfach nur jedem empfehlen der schon verzweifelt ist.

## Warum FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel?

- ✓ Das FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel unterstützt Paare bei der Empfängnis
- ✓ Es fördert das Überleben der Spermien
- ✓ Es hat hervorragende Gleiteigenschaften
- ✓ Das Gel ahmt die fruchtbarkeitsunterstützenden Eigenschaften des Zervixschleims nach
- ✓ Enthält Fructose, was den Spermien ermöglicht schneller zu schwimmen



## Wie kann ein Gleitgel die Chance auf eine Schwangerschaft erhöhen?

Das FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel wurde entwickelt, um Paare bei der Empfängnis zu unterstützen, indem es die Gleitfähigkeit erhöht und gleichzeitig das Überleben der Spermien fördert. Die Spermien gelangen beim Samenerguss des Mannes im schützenden Ejakulat in die Vagina der Frau und ein steiniger Weg ist jetzt von ihnen zu meistern.

Der saure Scheiden-pH, der Zervixschleim, vaginale Trockenheit und hohe Temperaturen machen es ihnen schwer, schnell und aktiv in die Nähe der Eizelle zu gelangen.

Das FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel ist isotonisch, also ähnlich dem schützenden Ejakulat und hat einen pH-Wert, welches das Überleben der Spermien fördert. Zusätzlich stärkt das Gleitmittel die Mobilität der Spermien.

Das FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel kann in Kombination mit der FERTI·LILY Kinderwunsch Empfängnishilfe verwendet werden, um die Empfängnischancen zu erhöhen.



Art.-Nr.  
PZN

Bezeichnung

62.00.50  
17856142

FERTI·LILY  
Kinderwunsch Gleitmittel

- 1 Tube à 50ml
- 1 Gebrauchsanweisung



### Wussten Sie schon?

- ❗ Frauen mit Kinderwunsch leiden doppelt so häufig an vaginaler Trockenheit als Frauen, die nicht versuchen schwanger zu werden.
- ❗ Stress kann zu vaginaler Trockenheit führen und verringert die Wahrscheinlichkeit einer Empfängnis.
- ❗ Handelsübliche normale Gleitgele können schädlich für Spermien sein und sollten bei Kinderwunsch nicht verwendet werden.

Die perfekte Kombination, um die Empfängnischancen auf natürliche Weise zu erhöhen:

### FERTI·LILY Kinderwunschprodukte

Kinderwunsch Gleitmittel



Kinderwunsch Empfängnisilfe



Hilft dabei, ohne Hormone, Ärzte oder medizinische Prozeduren, zu Hause schwanger zu werden – so bleiben Intimität und Romantik erhalten

## Ardo Natal Anti-Stretch – Creme gegen Schwangerschaftsstreifen

Die hochwertige Creme mit bewährten Natursubstanzen pflegt die Haut geschmeidig und erhöht ihre Elastizität. Sie spendet langanhaltend Feuchtigkeit, mildert das Spannungsgefühl und hilft gegen Juckreiz.

Die wertvollen Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure und Weizenkeimöl sorgen für eine zweifache Wirkung:

- ✓ Der Entstehung von Dehnungsstreifen wird vorgebeugt
- ✓ Die Rückbildung von Schwangerschaftsstreifen wird unterstützt

Eigenschaften:

- ✓ Zieht schnell ein, klebt nicht
- ✓ Ohne Farb- und Duftstoffe
- ✓ Frei von Parabenen und Mineralölen



Anwendungszeitraum:

-12   -10   -8   -6   -4   -2   Geburt   +2   +4   +6   +8   +10   +12

Ardo Natal Anti-Stretch

Ardo Natal Perimassage

## Ardo Natal Perimassage – Dammmassagefluid



Ab der 34. Schwangerschaftswoche regelmäßig angewendet, fördert es die Elastizität des Dammgewebes und erhöht dessen Belastbarkeit.

Dadurch werden Schmerzen und das Risiko perinealer Traumata reduziert, d. h. weniger Geburtsverletzungen wie Damm- und Scheidenrisse.

Eigenschaften:

- ✓ Ohne synthetische Konservierungs-, Farb- und Duftstoffe
- ✓ Frei von Parabenen, Mineralölen und Mikroplastik
- ✓ Sehr dezenter, leicht zitroniger Duft, der schnell verfliegt

**Ganz wichtig!** Das Damm-Massageöl besteht aus rein natürlichen Inhaltsstoffen wie Mandel- und Weizenkeimöl.

Art.-Nr.  
PZN

Bezeichnung

Die neuen Ardo Natal Produkte:



66.00.12  
17425525

**Ardo Natal Anti-Stretch**  
Creme gegen Schwangerschaftsstreifen  
Tube à 100ml



66.00.11  
17425519


**Ardo Natal Perimassage**  
Dammassage Fluid  
Glasflasche à 50ml



Apotheken und Fachpersonen

### Kurz erklärt: Die Damm-Massage in 4 Schritten

- 1 Wählen Sie sich einen ruhigen, ungestörten Moment zur Damm-Massage und nehmen Sie eine bequeme Position z.B. mit angezogenen Beinen auf dem Bett oder in Hockposition ein.
- 2 Geben Sie ein wenig Damm-Massage Öl z.B. Ardo Natal Perimassage Fluid auf die zuvor gewaschenen Finger und wärmen Sie es in der Handfläche an. Massieren Sie ca. 3 Minuten lang das Fluid in das Dammgewebe. So fördern Sie die Durchblutung, wodurch das Gewebe dehnbarer und weicher wird.
- 3 Führen Sie nun Ihren Daumen ca. drei Zentimeter tief in die Scheide ein. Dehnen Sie das Gewebe sorgfältig und langsam, aber mit konstant zunehmendem Druck nach unten in Richtung After nach aussen, bis Sie einen Dehnungswiderstand spüren. Dort verweilen Sie, bis der Zug nachlässt und Sie sich an den Widerstand gewöhnt haben.
- 4 Führen Sie den Daumen nun etwas weiter hinein und dehnen Sie das Dammgewebe noch ein wenig mehr. Arbeiten Sie auch in verschiedene Richtungen strahlenförmig nach unten. Bewegen Sie den Daumen langsam entlang vom Damm/Scheideneingang von links nach rechts und zurück, um so das Gewebe konstant zu dehnen.




Die Damm-Massage kann auch z.B. von Hebammen während der Geburt angewendet werden

## Urinauffangbeutel

Die sichere und sanfte Lösung zur Gewinnung von Urinproben

Die Besonderheiten:

- ✓ Sicherer Halt, dennoch sanft ablösbar dank perforierter Klebefläche
- ✓ Spezielles Doppelkammersystem verhindert Zurückfließen des Urins
- ✓ Unisex-Beutel, anatomisch passend für beide Geschlechter
- ✓ Nach dem Auffangen einfach und sicher verschließbar
- ✓ Latexfrei



Perforierte Klebeflächen




Frühgeborene



Säuglinge



Kinder



Art.-Nr.  
PZN

Bezeichnung

### Steril

65.00.54  
17619991 Für Frühgeborene, steril, 10 ml (100 Stk.)

65.00.55  
17620008 Für Säuglinge, steril, 100 ml (100 Stk.)

65.00.56  
17620014 Für Kinder, steril, 200 ml (100 Stk.)

### Unsteril

65.00.57  
17620020 Für Säuglinge, 100 ml (100 Stk.)

65.00.58  
17620037 Für Kinder, 200 ml (100 Stk.)

# Muttermilch ist die flüssige Form von Liebe

## ardo alyssa double

Die erste Milchpumpe  
mit automatischem  
Power Pumping.

Ich bin  
**neu**



Weitere Infos auf  
[www.ardo.de](http://www.ardo.de)

Verkauf über exklusive Vertriebspartner. Ardo Alyssa  
Double ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.



# Die Milchpumpe für Ihr Vermietgeschäft



## Ihre Vorteile:

- Der Goldstandard der Klinik- und Vermietmilchpumpen
- Höchster Hygienestandard und Sicherheit
- Hohe Milchbildung durch evidenzbasierte Technik
- Hohe Benutzerfreundlichkeit
- Zeitersparnis für Sie durch einfach wischdesinfizierbares Gehäuse und kurze Erklärung der einfachen Bedienung
- Teamschulung bei Ihnen vor Ort
- Umfassendes Produktsortiment für Zusatzverkäufe
- Zubehör auch über Pharma-Großhandel erhältlich

## Carum Miete

- Klare, günstige Mietkosten
- Flexibel anpassbarer Bestand
- Keine Kapitalbindung
- Technischer Service
- Monatlich kündbar

## Carum Kauf

- Günstige, einmalige Anschaffungskosten
- Starke Rentabilität durch Eigentum
- 100% Unabhängigkeit bei Abrechnung
- 3 Jahre Garantie

Gerne informieren wir Sie unverbindlich:  
08153 / 90 877 0 oder [info@ardo.de](mailto:info@ardo.de)

## Auszug aus unserer Referenzliste

Diese Partner vertrauen der Carum:

- DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein, seit 07/2012
- UKE Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, seit 09/2018
- UKSH Uni Klinikum Schleswig Holstein, seit 08/2019
- MHH Medizinische Hochschule Hannover, seit 07/2020
- Kliniken Region Hannover GmbH, seit 09/2014
- Katholisches Klinikum Bochum gGmbH, seit 04/2012
- Universitätsklinikum Freiburg, seit 04/2012
- Deutsches Herzzentrum München, seit 10/2015
- Haßberg-Kliniken, seit 12/2016
- Elisabeth Krankenhaus Essen GmbH, seit 02/2012
- Kliniken Böblingen, seit 05/2014
- Rotkreuzklinikum München gGmbH, seit 02/2019
- LMU Uniklinikum München, seit 03/2014

Art.-Nr.  
PZN

Bezeichnung

## Die leistungsstarke Klinik-Milchpumpe

- Vollautomatischer Stimulations- und Abpumpmodus
- Saugstärke und Saugintervall individuell regulierbar
- Besonders leiser Betrieb
- Sehr einfache Bedienung, inkl. Erklärfilm (QR-Code auf der Carum)
- Sensitives Programm zum Abpumpen bei wunden Brustwarzen



Anwendungsvideo Carum.  
Einfach QR-Code  
scannen und anschauen.



63.00.71  
09487860



### Carum Lieferumfang:

- Carum Milchpumpe
- Netzstecker
- Flaschenhalter
- Gebrauchsanweisung
- Container-Box für sicheren Transport

HMV-Nr. 01.35.01.1015



63.00.127

Flaschenhalter für Carum



63.00.136

Container für Carum



63.00.130

EUR-Netzkabel für Carum

63.00.113

Prüfvakuummeter

Art.-Nr.  
PZN

Bezeichnung

## Calypso

- Klein, handlich, für unterwegs geeignet
- Die elektrische Milchpumpe für die private Nutzung
- Saugstärke (Vakuum) und Saugfrequenz (Zyklus) individuell einstellbar
- Die „Vacuum-Seal“-Technologie bietet maximale Sicherheit und Hygiene



63.00.194  
10211040

**Calypso**  
Die behutsame Milchpumpe

- Pumpset mit Brustglocke 26mm
- Netzadapter, Standfuß
- Zur Doppelpumpe erweiterbar!
- 1 x Ersatzlippenventil für Pumpset

**HMV-Nr. 01.35.01.1014**

Anwendung in der Vermietung nur nach Einweisung durch Ardo. Bitte kontaktieren Sie uns diesbezüglich unter: 08153/908770 oder [info@ardo.de](mailto:info@ardo.de)



63.00.197  
10211057

**Calypso Double Plus**  
Die behutsame Doppel-Milchpumpe

- 2 x Pumpset mit Brustglocke 26mm
- 2 x zusätzliche Brustglocke 31mm
- 2 x Brustglockeeinsatz 28mm
- 2 x Optiflow
- Reinigungsbürste
- Flaschenhalter, Netzadapter
- 2 x Ersatzlippenventil



63.00.248

**Calypso Conversion Kit**

- Calypso Body
- Calypso Netzteil
- Flaschenhalter



63.00.60

**Calypso Pump Unit**



Art.-Nr.  
PZN

Bezeichnung

## Ardo Pumpset

Das sichere und hygienische Pumpset

- Brustglocke
- Lippenventil, Vakuumtopf
- Verschluss Schlauchadapter
- Schlauch, Schlauchadapter
- Milchflasche 150ml
- Flaschendeckel, Deckleinlage
- 1 x Ersatzlippenventil für Pumpset
- Frei von BPA und BPS



63.00.219  
06138573

Single Pumpset 26 mm  
Mit Brustglocke 26 mm

HMV-Nr. 01.99.01.2013

63.00.260  
16807302

Single Pumpset 31 mm  
Mit Brustglocke 31 mm

HMV-Nr. 01.99.01.2013

63.00.222  
06138604

Double Pumpset 26 mm  
· 2 x Pumpset mit Brustglocke 26 mm  
· 2 x Ersatzlippenventil für Pumpset

HMV-Nr. 01.99.01.2014



## Amaryll Start

- Durch den ergonomisch geformten Handgriff können sich Rechts- und Linkshänderinnen die passende Position einstellen
- Das geschlossene System bietet maximalen Schutz und Sicherheit

63.00.191  
05717582

Amaryll Start  
Die preiswerte Handmilchpumpe

- Amaryll Handmilchpumpe
- Brustglocke 26 mm
- Lippenventil
- Milchflasche 150 ml
- Flaschendeckel
- Deckleinlage + Standfuß
- 1 x Ersatzlippenventil für Pumpset



63.00.32  
06138567

Amaryll Kombikit  
Das Umwandlungsset macht aus dem Pumpset die Amaryll Handmilchpumpe

- Bedienhebel komplett



# Zusammenbau des Ardo Pumpsets

Hier geht es zum Info-Video zum korrekten Zusammenbau



- 1 Stecken Sie das Lippenventil vorsichtig unten an die Brustglocke.
- 2 Schrauben Sie die Brustglocke auf die Milchflasche.
- 3 Setzen Sie den Vakuumtopf mit der glatten Seite nach außen oben in die Brustglocke.
- 4 Setzen Sie den grünen Verschluss oben auf die Brustglocke (Bojonettverschluss! Achten Sie auf die Markierungen!) und drehen Sie den Verschluss sanft, ca. einen halben Zentimeter, nach rechts.

## Mögliche Fehler beim Zusammenbau:

- Lippenventil ist eingerissen (Lippenventil zur Reinigung nur sanft in etwas Wasser schwenken!)
- Vakuumtopf ist mit der glatten Seite nach innen eingesetzt worden
- Vakuumtopf wurde nicht in die Brustglocke sondern in den Verschluss gelegt und dann montiert (hat sich verklemt bzw. ist verrutscht)
- Vakuumtopf fehlt oder ist beschädigt (Riss/Loch)
- Deckel wurde zu kraftvoll oder falsch verschlossen

Art.-Nr.  
PZN

Bezeichnung

63.00.265  
12396575

Brustglocke 26 mm (2 Stk.)  
passend zum Ardo Pumpset



63.00.275  
12396664

Brustglocke 36 mm (2 Stk.)  
passend zum Ardo Pumpset



63.00.276  
12396670

Brustglockeneinsatz 22 mm (2 Stk.)  
passend zur Ardo Brustglocke 26 mm



63.00.266  
12396581

Brustglockeneinsatz 28 mm &  
Brustglocke 31 mm (je 2 Stk.)  
passend zum Ardo Pumpset



63.00.272  
12396635

Optiflow (2 Stk.)  
Nur in Verbindung mit Brustglocke 31 mm  
63.00.266 verwendbar



## Wussten Sie schon?

Die richtige Brustglockengröße ist entscheidend. Ist die Brustglocke zu groß oder zu klein, kann sie wundere Brustwarzen und Schmerzen verursachen. Mit dieser Größenabmessung findet man die richtige Brustglocke.

Gerne senden wir Ihnen diese Brustglocken-Schablone in Form eines praktischen Abreißblock zu.

08153 / 90 877 0



Art.-Nr.  
PZN

Bezeichnung

63.00.141

Netzadapter für Calypso  
(auch für Double Plus/to-go)



63.00.11

Transporttasche für Calypso  
Gepolsterte Tasche ohne Kühlelemente



63.00.82  
06138739

Ardo Kühltasche  
komplett  
Zum sicheren Transport  
von Muttermilch  
· Maße BxHxT: 18x13x17 cm  
· inkl. 3 Kühlelementen



63.00.46  
06138596

Pumpsetkit  
Das Umwandlungsset macht aus  
der Amaryll Handmilchpumpe  
ein Pumpset für elektrische  
Milchpumpen von Ardo  
· Vakuumtopf  
· Verschluss Schlauchadapter  
· Schlauch mit Schlauchadapter



63.00.88  
06138627

Servicekit (klein)  
Ersatzteilset zum Pumpset  
· 2 Lippenventile  
· Vakuumtopf  
· Schlauchadapter



63.00.264  
12396569

Servicekit (groß)  
Ersatzteilset zum Pumpset  
· 4 x Lippenventile  
· 2 x Vakuumtopf  
· 2 x Schlauch  
· 2 x Schlauchadapter



Art.-Nr.  
PZN

Bezeichnung

63.00.263  
06138633

### Bottle Set

Hochwertige Flaschen zur Aufbewahrung von Muttermilch. Passend für gängige Sauger (Schmalhals), mit Skalierung

- 3 Milchflaschen 150ml
- 3 Flaschendeckel
- 3 Deckeleinlagen



63.00.334  
15744410

### Easy Store

Zur einfachen und platzsparenden Aufbewahrung von Muttermilch im Kühl- oder Gefrierschrank

- 25 Muttermilch-Aufbewahrungsbeutel
- BPA-frei, vorsterilisiert
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Auslaufschutz durch doppelten Zip-Verschluss



63.00.186  
10211086

### Easy Clean

Mikrowellenbeutel zur Dampfreinigung von Stillzubehör wie Flaschen oder Pumpsets (1 Beutel = 20 Reinigungsvorgänge)

- 5 Beutel (= 100 Reinigungsvorgänge)



## Wussten Sie schon?

- Die Dampf-Sterilisationsbeutel von Ardo eignen sich ideal für die einfache Reinigung und Sterilisierung des Stillzubehörs, Flaschen und Pumpsets
- Der Dampf-Sterilisationsbeutel besteht außen wie innen aus thermoplastischem Kunststoff und ist dadurch besonders hitzebeständig und für mehrere Sterilisations- und Reinigungsvorgänge geeignet
- Handhabung: Zubehör in den Mikrowellen-Beutel legen, 60ml Wasser hinzugeben und bei 600–1100 W 1,5–5 Minuten lang erhitzen: Das überschüssige Wasser aus dem Beutel abgießen und vorsichtig öffnen

Art.-Nr. 63.00.184  
PZN 10211092

**Day & Night Pads (30 Stk.)**  
Ergonomische Einweg-Stilleinlagen mit Seitenauslaufschutz, einzeln verpackt, besonders saugstark

- 30 Einwegstilleinlagen



Art.-Nr. 63.00.185  
PZN 10211100

**Day & Night Pads (60 Stk.)**  
Ergonomische Einweg-Stilleinlagen mit Seitenauslaufschutz, einzeln verpackt, besonders saugstark

- 60 Einwegstilleinlagen

Art.-Nr. 63.00.213  
PZN 00718849

**LilyPadz**  
Wiederverwendbare Stilleinlage aus atmungsaktivem High-Tech Silikon. Verhindert Milchaustritt durch leichten Druck auf die Brustwarze. Nahezu unsichtbar und besonders dünn.

- 2 LilyPadz
- 2 Trägerschalen
- 1 Aufbewahrungsdose



Sicher und geschützt...  
auch *ohne*  
Still-BH

LilyPadz, die wiederverwendbaren Silikon-Pads sind selbsthaftend, verrutschen nicht und schützen sicher und diskret vor auslaufender Muttermilch.

## Tulips Brusthütchen / Stillhütchen

Zur kurzzeitigen Verwendung, um Anlegeschwierigkeiten zu überbrücken sowie zum Schutz von wunden oder schmerzenden Brustwarzen. Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox.

Wir empfehlen bei der Verwendung von Brusthütchen die Rücksprache mit einer Fachperson.

### Eigenschaften:

- Aus hauchdünnem, weichen Silikon
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Mit weicher, gerundeter Spitze
- Tulpenform für größtmöglichen Hautkontakt
- Auch für Frühchen geeignet
- BPA-frei und Latex-frei



Art.-Nr.  
PZN

Bezeichnung

63.00.323  
16369291

**Tulips Größe S**  
2 Brusthütchen  
Durchmesser innen ca. 1,6cm  
Durchmesser außen ca. 7,3cm



63.00.204  
06730082

**Tulips Größe M**  
2 Brusthütchen  
Durchmesser innen ca. 2,0cm  
Durchmesser außen ca. 7,3cm



63.00.201  
06730099

**Tulips Größe L**  
2 Brusthütchen  
Durchmesser innen ca. 2,4cm  
Durchmesser außen ca. 7,5cm



63.00.04  
05122593

**Temperature Pack**  
Anatomische Brustkomresse  
· 1 Kalt-/Warm-Komresse  
· 1 Textilüberzug



Art.-Nr.  
PZN

Bezeichnung

## Kompressen

Die Ardo Care Kompressen kühlen und beruhigen wunde, gereizte sowie schmerzende Brustwarzen, unterstützen die natürliche Regeneration der Haut und helfen, Infektionen vorzubeugen.

### Eigenschaften:

- Vlies-Kompressen mit Hydrogel aus natürlichen Inhaltsstoffen, vegan
- Hyaluronsäure spendet Feuchtigkeit
- Die runde Form sorgt für optimalen Sitz
- Ohne Konservierungsmittel, Duftstoffe und Mikroplastik
- Frei von Glycerin (Allergie-Risiko) und Aloe Vera (Durchfall-Risiko)
- Unbedenklich für das Baby, muss vor dem Stillen nicht abgewischt werden
- Sehr lange haltbar (48 Monate)

63.00.386

18033141

Ardo Care Compresses

· Pck. à 12 Kompressen

Verfügbar ab Q2/2022



 ardo  
SWITZERLAND

Bestellen Sie hier Ihre Gratismuster:  
[ardo.de/muster](https://ardo.de/muster) oder T: 08153 / 90 877 0 oder [info@ardo.de](mailto:info@ardo.de)

Art.-Nr.  
PZN

Bezeichnung

## Lanolin Brustwarzensalbe

Ardo Care Lanolin schützt und pflegt empfindliche und trockene Brustwarzen und beugt Irritationen vor.

### Eigenschaften:

- 100% ultra-reines Lanolin, ungebleicht
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Frei von Farb-/Duft-/Konservierungsstoffen
- Frei von BHT (Buthylhydroxytoluol)
- Kein Mindesthaltbarkeitsdatum nötig
- Unbedenklich für das Baby, muss vor dem Stillen nicht abgewischt werden

63.00.372  
17240553

Ardo Care Lanolin  
· 1 Tube à 10 ml



## Vegane Brustwarzensalbe

Ardo Care Balm wurde speziell entwickelt, um die herausragenden Eigenschaften von Lanolin vegan nachzubilden. Es besteht aus natürlichen Wachsen und Ölen und wird unabhängig als vegan zertifiziert.

### Eigenschaften:

- Aus rein natürlichen Rohstoffen gemäß naturkosmetischen Standards
- Frei von Duftstoffen und synthetischen Konservierungsmitteln
- Auch für sensible Haut geeignet
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Kein Mindesthaltbarkeitsdatum nötig
- Unbedenklich für das Baby, muss vor dem Stillen nicht abgewischt werden

63.00.382  
17836955

Ardo Care Balm  
· 1 Tube à 10 ml



# SOLARDO eco – Low-Level-Lasertherapie (LLLT)

Für eine schmerzfreie Behandlung zur schnelleren Wundheilung

## Behandlungen ohne Nebenwirkungen:

- ✓ Stärkere Zellproliferation
- ✓ Analgetische Wirkung
- ✓ Antiinflammatorischer Effekt
- ✓ Antiödematöse Wirkung
- ✓ Beschleunigung der Wundheilung
- ✓ Durchblutungsförderung
- ✓ Verminderung des Infektionsrisikos

## Gründe für den SOLARDO eco Laser:

- ✓ Sofort einsetzbar, keine Meldepflichten
- ✓ Integrierter Timer mit 6 wählbaren Therapiezeiten
- ✓ Komfortables Arbeiten, kein ständiger Tastendruck erforderlich
- ✓ Für Flächen- und Punktbestrahlung
- ✓ CE-zertifiziertes Medizinprodukt

## Einsatzbereiche LLLT allgemein:

- ✓ Gynäkologie und Geburtshilfe
- ✓ Kinderheilkunde
- ✓ Dermatologie und HNO
- ✓ Orthopädie und Sportmedizin
- ✓ Chirurgie
- ✓ Zahnheilkunde
- ✓ Veterinärmedizin

## SOLARDO Laser – sofort einsetzbar:

Schutzbestimmungen und Meldepflichten	Wettbewerber Laser (Laserklasse 3B)	SOLARDO eco Laser (Laserklasse 2)
Laserchutzbeauftragten Ausbildung	vorgeschrieben	nicht vorgeschrieben
Laserschutzbrillen	vorgeschrieben	nicht vorgeschrieben
Lasieranmeldung bei der Berufsgenossenschaft	notwendig	nicht notwendig
Gefahrenabschätzung vor Inbetriebnahme	erforderlich	nicht erforderlich

Low-Level-Lasertherapie



Gerne beraten wir Sie unverbindlich: 08153/908770

**Art.-Nr.**                      **Bezeichnung**

**SOLECO50**                      **SOLARDO eco 50  
Therpielaser 50mW**

- Wellenlänge 660nm
- Ausgangsleistung 50mW
- Betriebsdauer bis zu 7 Std.
- Laserklasse 2
- Batterie/Akku 2xAA



**SOLECO100**                      **SOLARDO eco 100  
Therpielaser 100mW**

- Wellenlänge 660nm
- Ausgangsleistung 100mW
- Betriebsdauer bis zu 6 Std.
- Laserklasse 2
- Batterie/Akku 3xAA



**SOLECO150**                      **SOLARDO eco 150  
Therpielaser 150mW**

- Wellenlänge 660nm
- Ausgangsleistung 150mW
- Betriebsdauer bis zu 5 Std.
- Laserklasse 2
- Batterie/Akku: 3xAA



Lieferumfang jeweils: Transportkoffer, Schlüssel, Bestrahlungszeitenkarten, Gebrauchsanweisung

## Zubehör für SOLARDO

**SOLSBANW3**                      **UVEX-Laservision**  
Laserschutzbrille für Anwender  
inkl. Schutzcase und Brillenkordel



**SOLLSBP1**                      **UVEX-Laservision**  
Laserschutzbrille für Patienten (Kindergröße)  
inkl. Schutzcase und Brillenkordel



**SOLLSBP2**                      **UVEX-Laservision**  
Laserschutzbrille für Patienten  
inkl. Schutzcase und Brillenkordel



**SOLAKKU**                      **Schnellladestation**  
mit 4 Stück Ni-MH-2700 Hochleistungsakkus,  
Ladekabel und Auto-Adapter

# Der Goldstandard der Klinikmilchpumpen

## Gute Gründe für Ardo Carum

### Für das Klinik-Personal

#### Hygienische Sicherheit und Zeitersparnis:

- Einfach wischdesinfizierbares glattes Gehäuse (keine Drehschalter, keine schwer zu reinigenden Stellen)
- Intuitive Bedienung, schnell erklärt, inkl. Erklärfilm (QR-Code auf der Carum)
- Kein Wechsel von Programmkarten nötig
- Kostenlose Software-Updates bei Ihnen vor Ort
- Umfangreiches, praktisches Zubehör



### Für die Mütter

#### Hohe Milchbildung und schmerzfreies Abpumpen:

- Effizientes, vollautomatisches Abpumpen
- Zyklus und Vakuum individuell einstellbar
- Regulierung schrittweise per Tastendruck
- Großes Display mit Anzeige der Abpumpzeit, dimmbar
- Besonders leises Abpumpen



### Auszug aus unserer Referenzliste

#### Diese Partner vertrauen der Carum:

- DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein, seit 07/2012
- UKE Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, seit 09/2018
- UKSH Uni Klinikum Schleswig Holstein, seit 08/2019
- MHH Medizinische Hochschule Hannover, seit 07/2020
- Kliniken Region Hannover GmbH, seit 09/2014
- Katholisches Klinikum Bochum gGmbH, seit 04/2012
- Universitätsklinikum Freiburg, seit 04/2012
- Deutsches Herzzentrum München, seit 10/2015
- Haßberg-Kliniken, seit 12/2016
- Elisabeth Krankenhaus Essen GmbH, seit 02/2012
- Kliniken Böblingen, seit 05/2104
- Rotkreuzklinikum München gGmbH, seit 02/2019
- LMU Uniklinikum München, seit 03/2014

Art.-Nr. Bezeichnung

## CARUM – Die Klinikmilchpumpe

63.00.71

### CARUM

#### Die leistungsstarke Klinikmilchpumpe

- Vollautomatischer Stimulations- und Abpumpmodus
- „Sensitives Programm“ zum Abpumpen bei wunden Brustwarzen
- Doppelpumpen ohne Vakuumverlust durch Doppelkolbentechnik
- Manuelles Regeln (Vakuum / Zyklus) möglich

#### Lieferumfang:

- Carum Milchpumpe
- Netzstecker
- Flaschenhalter
- Gebrauchsanweisung
- Container-Box für sicheren Transport

HMV-Nr. 01.35.01.1015



63.00.75

### CARUM Battery

Wie oben beschrieben, jedoch mit integriertem Akku

## Zubehör für CARUM

63.00.127

Flaschenhalter für Carum



63.00.129

Rollgestell für Carum



63.00.130

EUR-Netzkabel für CARUM



Art.-Nr.                      Bezeichnung

## Pumpsets für Kliniken – steril

### CLINICARE PUMPSETS:

Steriles Pumpset zur Einweg- oder 24h-Nutzung mit integrierter Hygienebarriere für optimale Sicherheit in der Klinik.

Brustglocke in jeweiliger Größe, Verschlusskappe, Einfach-Schlauchadapter, Lippenventil, Membrane, Schlauch

- |           |   |
|-----------|---|
| 63.00.297 | <b>Clinicare Pumpset D 22 (32 Stk.)</b><br>Steriles Einweg- oder 24h-Pumpset für Kliniken<br>Brustglocke 22mm |
| 63.00.290 | <b>Clinicare Pumpset D 26 (96 Stk.)</b><br>Steriles Einweg- oder 24h-Pumpset für Kliniken<br>Brustglocke 26mm |
| 63.00.291 | <b>Clinicare Pumpset D 31 (80 Stk.)</b><br>Steriles Einweg- oder 24h-Pumpset für Kliniken<br>Brustglocke 31mm |



### ONE MUM PUMPSETS 72H:

Das erste Pumpset, das von einer Mutter 72 Stunden ohne Sterilisation verwendet werden darf (extern validiertes Verfahren!). Hygienestudie auf Anfrage erhältlich.

Brustglocke in jeweiliger Größe, Lippenventil, Vakuumtopf, Schlauch, Schlauchadapter, Verschlusschlauchadapter

- |           |  |
|-----------|--|
| 63.00.49  | <b>One Mum Pumpset 72h steril D26 (60 Stk.)</b><br>Steriles Klinikpumpset für eine Mutter, Brustglocke 26mm  |
| 63.00.50  | <b>One Mum Pumpset 72h steril D31 (50 Stk.)</b><br>Steriles Klinikpumpset für eine Mutter, Brustglocke 31mm  |
| 63.00.51  | <b>One Mum Pumpset 72h steril D36 (24 Stk.)</b><br>Steriles Klinikpumpset für eine Mutter, Brustglocke 36mm  |
| 63.00.52  | <b>Brustglockeneinsatz, 72h steril D22 (70 Stk.)</b><br>Steriler Brustglockeneinsatz für das One Mum Pumpset, Größe 22mm (passt in Brustglocke 26mm) |
| 63.00.53  | <b>Brustglockeneinsatz, 72h steril D28 (70 Stk.)</b><br>Steriler Brustglockeneinsatz für das One Mum Pumpset, Größe 28mm (passt in Brustglocke 31mm) |
| 63.00.146 | <b>Aufbewahrungsbeutel, Accessory Bag (25 Stk.)</b><br>für das One Mum Pumpset, abwaschbar, beschriftbar, bietet Platz für 2 Pumpsets                |



Art.-Nr.                      Bezeichnung

## Pumpsets für Kliniken – unsteril

63.00.42                      **CLINIC PUMPSET (60 Stk.)**

Das wiederverwendbare Pumpset

- Brustglocke 26mm
- Lippenventil, Vakuumtopf
- Verschluss Schlauchadapter
- Schlauch, Schlauchadapter
- Milchflasche 150 ml
- Flaschendeckel, Deckleinlage



## Manuelle Milchpumpe

Bedienhebel ergonomisch einstellbar für Rechts- und Linkshänderinnen für bequemeres Abpumpen.

63.00.32                      **Amaryll Kombikit – Umwandlungsset**  
Mit dem Bedienhebel verwandeln Sie ein Clinic Pumpset in eine Handmilchpumpe

- Bedienhebel



63.00.191                      **Amaryll Start – Handmilchpumpe**

- Amaryll Handmilchpumpe
- Brustglocke 26mm
- Lippenventil
- Milchflasche 150ml
- Flaschendeckel mit Einlage
- Standfuß
- 1 x Ersatzlippenventil für Pumpset



## Brustglocken und -einsätze

63.00.104                      **Brustglocke 26mm (25 Stk.)**

63.00.105                      **Brustglocke 31mm (25 Stk.)**

63.00.106                      **Brustglocke 36mm (25 Stk.)**

63.00.107                      **Brustglockeneinsatz 28mm (25 Stk.)**

63.00.135                      **Brustglockeneinsatz 22mm (25 Stk.)**

63.00.100                      **Optiflow Massageeinsatz Ø 26mm (25 Stk.)**



Art.-Nr.                      Bezeichnung

## Einwegmilchflaschen – gebrauchsfertig

### Clinistore READY-TO-USE Gebrauchsfertige Einwegmilchflaschen in Bulkverpackung

63.00.362                      Clinistore RTU, 50 ml (210 Stk.)



63.00.363                      Clinistore RTU, 80 ml (210 Stk.)



63.00.364                      Clinistore RTU, 120 ml (210 Stk.)



63.00.365                      Clinistore RTU, 240 ml (140 Stk.)



## Zubehör & Ersatzteile

63.00.99                      Milchflaschen komplett (25 Stk.)

- Milchflasche 150 ml
- Flaschendeckel mit Deckeleinlage



63.00.103                      Milchflaschendeckelset (25 Stk.)

- Flaschendeckel mit Deckeleinlage



63.00.109                      Glass Bottle (54 Stk.)

- Glasflasche 130 ml inkl. Deckel



63.00.111                      Easy Cup (20 Stk.)

- Alternative Fütterungsmethode zum Stillen. Ohne Saugverwirrung. Eignet sich für Babys mit Saug- und Anlegeproblemen, für Kinder mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalte oder für schwache, kranke bzw. zu früh geborene Kinder.
- Easy Cup mit Deckel



Art.-Nr.      Bezeichnung

## Zubehör & Ersatzteile

63.00.93      Schlauch für Pumpset (50 Stk.)

63.00.94      Schlauchadapter für Pumpset (50 Stk.)

63.00.91      Vakuumtopf (50 Stk.)

63.00.92      Verschluss Schlauchadapter (50 Stk.)

63.00.89      Lippenventil (50 Stk.)



Art.-Nr.                      Bezeichnung

## Kompressen

Die Ardo Care Kompressen kühlen und beruhigen wunde, gereizte sowie schmerzende Brustwarzen, unterstützen die natürliche Regeneration der Haut und helfen, Infektionen vorzubeugen.

### Eigenschaften:

- Vlies-Kompressen mit Hydrogel aus natürlichen Inhaltsstoffen, vegan
- Hyaluronsäure spendet Feuchtigkeit
- Die runde Form sorgt für optimalen Sitz
- Ohne Konservierungsmittel, Duftstoffe und Mikroplastik
- Frei von Glycerin (Allergie-Risiko) und Aloe Vera (Durchfall-Risiko)
- Unbedenklich für das Baby, muss vor dem Stillen nicht abgewischt werden
- Sehr lange haltbar (48 Monate)

63.00.386                      **Ardo Care Compresses (12 Stk.)**  
 · Pck. à 12 Kompressen

63.00.388                      **Ardo Care Compresses (500 Stk.)**  
 · 500 Kompressen

Verfügbar ab Q2/2022



Bestellen Sie hier Ihre Gratismuster:  
[ardo.de/muster](https://ardo.de/muster) oder T: 08153 / 90 877 0 oder [info@ardo.de](mailto:info@ardo.de)

Art.-Nr.                      Bezeichnung

## Lanolin Brustwarzensalbe

Ardo Care Lanolin schützt und pflegt empfindliche und trockene Brustwarzen und beugt Irritationen vor.

### Eigenschaften:

- 100% ultra-reines Lanolin, ungebleicht
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Frei von Farb-/Duft-/Konservierungsstoffen
- Frei von BHT (Buthylhydroxytoluol)
- Kein Mindesthaltbarkeitsdatum nötig
- Unbedenklich für das Baby, muss vor dem Stillen nicht abgewischt werden

63.00.372                      **Ardo Care Lanolin (50 Stk.)**  
 · 1 Tube à 10 ml

63.00.374                      **Ardo Care Lanolin (500 Stk.)**  
 · 500 Sachets à 1 ml



## Vegane Brustwarzensalbe

Ardo Care Balm wurde speziell entwickelt, um die herausragenden Eigenschaften von Lanolin vegan nachzubilden. Es besteht aus natürlichen Wachsen und Ölen und wird unabhängig als vegan zertifiziert.



### Eigenschaften:

- Aus rein natürlichen Rohstoffen gemäß naturkosmetischen Standards
- Frei von Duftstoffen und synthetischen Konservierungsmitteln
- Auch für sensible Haut geeignet
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Kein Mindesthaltbarkeitsdatum nötig
- Unbedenklich für das Baby, muss vor dem Stillen nicht abgewischt werden

63.00.382                      **Ardo Care Balm (80 Stk.)**  
 · 1 Tube à 10 ml

63.00.384                      **Ardo Care Balm (500 Stk.)**  
 · 500 Sachets à 1 ml



Art.-Nr.                      Bezeichnung

## Stillhütchen steril und unsteril

Stillhütchen aus hauchdünnem, weichen Silikon, frei von BPA und Latex, geruchs- und geschmacksneutral. Die Tulpenform ermöglicht größtmöglichen Hautkontakt. Auch für Frühchen geeignet.



- |           |  |
|-----------|--|
| 63.00.23  | <p><b>Tulips Größe S (100 Paar = 200 Stk.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Brusthütchen</li> <li>· Durchmesser innen ca. 1,6cm</li> <li>· Durchmesser außen ca. 7,3cm</li> </ul>  |
| 63.00.332 | <p><b>Tulips Größe S steril, einzeln verpackt (160 Stk.)</b></p>   |
| 63.00.15  | <p><b>Tulips Größe M (100 Paar = 200 Stk.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Brusthütchen</li> <li>· Durchmesser innen ca. 2,0cm</li> <li>· Durchmesser außen ca. 7,3cm</li> </ul>  |
| 63.00.284 | <p><b>Tulips Größe M, steril, einzeln verpackt (160 Stk.)</b></p>  |
| 63.00.16  | <p><b>Tulips Größe L (100 Paar = 200 Stk.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Brusthütchen</li> <li>· Durchmesser innen ca. 2,4cm</li> <li>· Durchmesser außen ca. 7,3cm</li> </ul>  |
| 63.00.285 | <p><b>Tulips Größe L, steril, einzeln verpackt (160 Stk.)</b></p>  |
| 63.00.262 | <p><b>Tulips Aufbewahrungsbox (25 Stk.)</b></p>  |
| 63.00.04  | <p><b>Temperature Pack</b><br/>Die anatomische Brustkomresse;<br/>warm vor dem Stillen/Abpumpen bzw. kalt<br/>nach dem Stillen/Abpumpen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Wärme- und Kältekomresse mit Textilüberzug</li> </ul> |
| 63.00.06  | <p><b>Textilüberzug zu Temperature Pack</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Textilüberzüge aus Vlies, weiß</li> </ul>   |
| 63.00.189 | <p><b>Day &amp; Night Pads – Einweg-Stilleinlagen (500 Paar)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mit Seitenauslaufschutz</li> <li>· Besonders saugstark</li> </ul>  |



Art.-Nr. Bezeichnung

## Geburtshilfe-Einmalprodukte

### 65.00.50 Fruchtblasensprenger, steril (100 Stk.)

Der Fruchtblasensprenger ist eine sichere und bequeme Methode, um das Amnion zu öffnen. Die Fruchtblasensprenger werden mittels strenger Inspektionssysteme gründlich geprüft, um eine hohe Qualität sicherzustellen.

- Abgerundete und geschützte Spitze, um das Amnion zu perforieren, ohne Mutter und Kind zu gefährden.
- Einweg, sterilisiert und zur bequemen Anwendung einzeln verpackt.
- 26,5cm lang, mit ergonomisch geformten Seiten und einer griffigen Oberfläche zur sicheren Handhabung.



### 65.00.51 Nabelschnurklemme, steril (100 Stk.)

Die Präzisions-Nabelschnurklemme ist hygienisch, sicher und zuverlässig in der Anwendung. Nach der Geburt kann damit die Nabelschnur abgeklemmt werden, um Blutverlust bei Neugeborenen zu verhindern.

- Sicherer Einwegartikel, einfach anzuwenden.
- Beidseitig griffige Oberflächen verhindern ein Abrutschen während der Anwendung.
- Hält absolut dicht und übt gleichbleibenden Druck aus, unabhängig vom Durchmesser und Schrumpfen der Nabelschnur.
- Die Schutzvorrichtung beim Scharnier hält die Nabelschnur zwischen den gezahnten Flächen und fixiert diese dauerhaft.
- Verfügt über eine glatte Oberfläche, welche sich nicht in der Kleidung des Neugeborenen oder in der Bettwäsche verfängt.



### 65.00.53 Öffnungszange für die Nabelschnurklemme (6 Stk.)

Die Öffnungszange für die Nabelschnurklemme wurde entwickelt, um das speziell konstruierte Scharnier der Nabelschnurklemme zu durchtrennen und diese vom Baby zu entfernen.

- Sichere und einfache Handhabung.
- Die verdeckte Schneidefläche schützt das Baby vor Verletzungen.
- Einmalgebrauch verhindert das Risiko von Kreuzkontaminationen




## Urinauffangbeutel

### Die sichere und sanfte Lösung zur Gewinnung von Urinproben

Die Besonderheiten:

- ✓ Sicherer Halt, dennoch sanft ablösbar dank perforierter Klebefläche
- ✓ Spezielles Doppelkammersystem verhindert Zurückfließen des Urins
- ✓ Unisex-Beutel, anatomisch passend für beide Geschlechter
- ✓ Nach dem Auffangen einfach und sicher verschließbar
- ✓ Latexfrei



Perforierte Klebeflächen






Frühgeborene



Säuglinge



Kinder



Art.-Nr.

Bezeichnung

### Steril

65.00.54 Für Frühgeborene, steril, 10 ml (100 Stk.)

65.00.55 Für Säuglinge, steril, 100 ml (100 Stk.)


65.00.56 Für Kinder, steril, 200 ml (100 Stk.)

### Unsteril

65.00.57 Für Säuglinge, 100 ml (100 Stk.)

65.00.58 Für Kinder, 200 ml (100 Stk.)

# Chirurgische Absaugung



Chirurgische Absaugung

## Chirurgiesauger Ardo Master & Senator

### Zuverlässig, saugstark und leise



Absauggeräte müssen vor allem eines leisten: Sie zuverlässig in Ihrer Arbeit unterstützen. Unsere Chirurgiesauger erbringen eine konstant hohe Saugleistung und sind dabei extrem leise. Dadurch können Sie konzentrierter arbeiten, die Stressbelastung ist geringer und Ihre Anweisungen während der OP werden auf Anhieb gehört. Unsere Geräte sind außerdem intuitiv zu bedienen, sicher und sehr langlebig.

Wartungsfreier,  
flüsterleiser  
Glaszylinder-  
Graphitkolben-  
Antrieb

Integrierter Tragegriff



Gut lesbares  
Manometer

Intuitiv zu  
bedienen

Einfach zu  
reinigende  
Oberfläche



Universal-  
Geräteschiene

Kontrolllampe  
für Fußschalter

Bakterienfilter zum  
Schutz vor Flüssigkeit  
und Bakterien

### Kompromisslose Funktionalität:

Schneller Vakuumaufbau, konstante Saugleistung und Langlebigkeit durch das geräuscharme und wartungsfreie Glaszylinder-Graphitkolben-System, einfache Bedienbarkeit und gut lesbares Manometer.

### Hygienische Sicherheit

Der hydrophobe Bakterienfilter schützt die Pumpe vor Kontamination sowie vor dem Eindringen von Flüssigkeit. Das Gehäuse der Vakuumpumpen lässt sich einfach reinigen und mit den gängigen Mitteln desinfizieren.

### Hohe Flexibilität:

Der integrierte Tragegriff und die Geräteschiene sorgen für Mobilität. Zubehör wie das Rollgestell mit zusätzlicher Geräteschiene oder die Pumpenhalterung zur Montage am Turm ermöglichen den flexiblen Einsatz im OP und auf Station.

### Schweizer Präzision mit Garantie:

Wir verwenden ausschließlich hochwertige Komponenten und fertigen die Vakuumpumpen in Präzisionsarbeit in der Schweiz. Darauf geben wir Ihnen 5 Jahre Garantie.

## Breites Anwendungsspektrum

Beide Geräte sind vielseitig einsetzbar in Klinik und Praxis. Der Unterschied zwischen Ardo Master und Ardo Senator liegt in ihrer Saugleistung.

Gerne beraten wir Sie, welches Gerät am besten für Ihre Zwecke geeignet ist.

Kontaktieren Sie uns unter 08153/90 877 0 oder [info@ardo.de](mailto:info@ardo.de)



**Ardo Master:** Saugleistung 50 l/min  
 Vakuum bis -95 kPa/-713mmHg

**Ardo Senator:** Saugleistung: 30 l/min  
 Vakuum bis -95 kPa/-713mmHg

Indikations-Beispiele Master:

- Chirurgie
- Orthopädie
- Liposuktion
- Zahn-/Kieferchirurgie
- Veterinärmedizin
- Sekretabsaugung allgemein

Indikations-Beispiele Senator:

- Endoskopie
- Gynäkologie und Vakuumextraktion
- Hals-Nasen-Ohren
- Notfallabsaugung
- Sekretabsaugung allgemein

„In heiklen Situationen müssen die Geräte im OP so zuverlässig und präzise wie möglich sein – die Master Absaugpumpe erfüllt perfekt unsere hohen Ansprüche.“

Thomas Greshacke,  
 Ltg. Medizintechnik  
 Herz-Jesu Krankenhaus,  
 Münster-Hiltrup

„Die Ardo Absauggeräte sind zuverlässig und angenehm leise, sodass man sich ganz auf Patient und Untersuchung konzentrieren kann.“

Dr. Berthold Brodin,  
 GASTROPRACTIS NEUSS

# Der Ardo Chirurgiesauger auf einen Blick

## Produktbeschreibung:

- Schneller Vakuumaufbau bis -95 kPa
- Sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb
- Fein justierbare, stufenlose Saugstärkenregelung
- Verschleiß- und wartungsfreies Glaszylinder-Graphitkolben-System
- Geräteschiene am Absauggerät und sowie am Rollgestell
- Integrierter Tragegriff am Gehäuse
- Großes, gut lesbares Manometer

## Kontraindikationen:

- Kardiochirurgie
- Betrieb mit niedrigem, präzisiertem Vakuum, z. B. Thorax-Drainage
- Verwendung im Freien, in Transportmitteln, im häuslichen Gebrauch

Ardo Chirurgiesauger mit Rollgestell und Fuß-Ein-/Aus-Schalter (Rollgestell separat s. S. 45)

5  
Jahre  
Garantie



Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

## Ardo Master – Saugleistung 50 l/min

30.00.39	Ardo Master Chirurgiesauger weiß
----------	----------------------------------

30.00.40	Ardo Master Chirurgiesauger weiß mit Fußschalter
----------	--

## Ardo Senator – Saugleistung 30 l/min

31.00.40	Ardo Senator Chirurgiesauger weiß
----------	-----------------------------------


31.00.41	Ardo Senator Chirurgiesauger weiß mit Fußschalter
----------	---

### Lieferumfang:

- Vakuumpumpe mit integriertem Tragegriff und Geräteschiene
- Vakuumschlauch 50cm aus Silikon inkl. 2 Winkelsteckkupplungen
- Fuß-Ein-/Aus-Schalter (nur bei 30.00.40 und 31.00.41)
- Gebrauchsanweisung
- 11 Bakterienfilter, Reichweite ca. 1 Jahr

### Technische Daten:

- Betriebsspannung: 230 V
- Saugleistung: Senator 30 l/min / Master 50 l/min
- Max. Vakuum: -95 kPa (-713mmHg)
- Gewicht ohne Fahrgestell: 7,4 kg



Wussten Sie das?  
11 Bakterienfilter sind  
schon enthalten im  
Wert von 155 €

# Hydrophober Bakterienfilter für Ardo Master und Senator Chirurgiesauger

Zum Schutz vor Überlauf und Kontamination

Der Bakterienfilter ist ein essentielles Zubehör für Ihre Absauggeräte von Ardo. Er schützt Ihre Pumpe vor Kontamination durch Bakterien (Filtereffizienz: 99,99946%) und verhindert durch seine hydrophoben Eigenschaften das Eindringen von Flüssigkeit und Schaum.



### Hinweise zum Filterwechsel:

Zum Erhalt der vollen Saugleistung sowie zum Schutz Ihrer Pumpe muss der Filter monatlich gewechselt werden. Bei sehr starker Nutzung ggf. früher. Nutzen Sie die vorhandene Fläche auf dem Filter zum Eintragen des Wechseldatums. Der regelmäßige Filterwechsel ist Voraussetzung für Ihre 5-Jahres-Garantie auf Ihren Ardo Chirurgiesauger.

### So einfach testen Sie den Filter:

- Schlauch vom Filter entfernen
- Vakuum-Regler auf Maximum stellen
- Pumpe einschalten
- Bei laufendem Gerät mit der Einstellung auf maximales Vakuum und bei offenem Vakuumanschluss am hydrophoben Bakterienfilter soll das Vakuummeter nicht mehr als -20 kPa (-150 mmHg) anzeigen, sonst hydrophoben Bakterienfilter ersetzen.

### In folgenden Fällen ist ein frühzeitiger Filterwechsel notwendig:

- Es ist Flüssigkeit in den Filter eingedrungen
- Die Saugleistung der Pumpe ist vermindert

Art.-Nr.	Bezeichnung
50.00.05	<b>Hydrophober Bakterienfilter (VE 10 Stk.)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Schutz der Pumpe vor Flüssigkeit und Kontamination</li> <li>· Verbrauchsartikel, monatlich zu wechseln</li> </ul>
50.00.170	<b>Rollgestell mit Geräteschiene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Maße (LxBxH): ca. 560x450x660 mm</li> <li>· Gewicht: ca. 10,7 kg</li> <li>· 4 Lenkrollen, davon 2 Rollen antistatisch mit Bremse</li> <li>· Unterfahrhöhe ca. 125 mm</li> </ul>
50.00.130	<b>Pumpenhalterung zur Montage am Geräteturm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Maße (LxBxH): ca. 290x170x85 mm</li> <li>· Material: Aluminium, farblos eloxiert</li> </ul>
50.00.245	<b>Fuß-Ein-/Aus-Schalter zur freihändigen Bedienung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ersatzteil für Vakuumpumpen mit Fußschalter: 30.00.40, 31.00.41, 30.00.36, 31.00.37</li> <li>· Anschlusslänge: 200 cm</li> </ul>
50.00.246	<b>Halterung für Fuß-Ein-/Aus-Schalter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Praktische Verstaumöglichkeit zum Transport</li> <li>· Maße (LxBxH): ca. 103x113x68 mm</li> <li>· Material: Chromstahl</li> </ul>



Art.-Nr.

Bezeichnung

50.00.57

## Instrumentenablage für Geräteschiene

- Maße (LxBxH): ca. 243x180x27mm
- Material: Chromnickelstahl 18/10



50.00.07

## Fußvakuumregler zur freihändigen Bedienung

- Für alle Ardo Chirurgiesauger geeignet
- Hilfreich vor allem zur Vakuumextraktion
- Anschlusslänge: 200 cm



50.00.63

## Pedalhalter für Fußvakuumregler am Rollgestell

- Maße (LxBxH): ca. 130x20x63mm
- Material: Kunststoff (Polyethylen weiß)



50.00.99

## Umschaltventil inkl. 3 Verbindungsschläuchen

- Zur Verbindung von zwei Sekretflaschen mit dem Ardo Absauggerät, inkl. Halterung für die Geräteschiene
- Aus hochwertigem Aluminium, eloxiert
- enthält 1 x 40 cm und 2 x 50 cm Vakuumschlauch



50.00.97

## Schlauchhalter für Normschiene

- Halterung für Absaugschlauch
- zum Anbringen an Normschiene



# Das richtige Auffangsystem


Einweg oder Mehrweg – Das ist die Frage, die Sie sich nicht nur aus Sicht der Hygiene und der Arbeitssicherheit stellen sollten, denn tatsächlich sparen Sie mit einem Einwegsystem wertvolle Arbeitszeit und unter dem Strich meist auch Kosten.

Welche Lösung für Ihre Praxis oder Station die richtige ist können Sie nur selbst entscheiden. Folgende Parameter sollten Sie dabei berücksichtigen:

## Kosten & Effizienz



## Arbeitsschutz & Infektionsschutz



## Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit



## Mehrweg

- Kosten für vorgeschriebene Schutzausrüstung der Mitarbeiter
- Zeitaufwand für manuelle Reinigung und Desinfektion oder Kosten für Reinigungs- und Desinfektionsgerät
- Bedarf an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- Infektionsrisiko bei Leerung durch Spritzer und Aerosole
- Aufbereitungseinheit, spezielles Ausgussbecken und Schutzausrüstung sind vorgeschrieben
- Arbeitgeber sind verpflichtet eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben
- Fehleranfälligkeit durch falsches Zusammensetzen der gereinigten Komponenten
- Risiko der Patientengefährdung oder der Kontamination des Absauggeräts durch Fehlbedienung
- Unangenehme Gerüche und Anblicke bei Entleerung und Reinigung

## Einweg

- Schneller und einfacher Behälterwechsel
- Sehr geringer Arbeitsaufwand
- Schnelle und hygienische Entsorgung
- Gut kalkulierbare Kosten für Einwegbehälter
- Geschlossenes System, kein Kontakt mit Sekreten
- Entsorgung nach AS 18 01 04 mit Siedlungsabfällen möglich
- Zusätzliche Auslauf-Sicherheit bei Nutzung von Geliermittel
- Hydrophober Bakterienfilter im Sekretbehälter am Vakuumananschluss zum Überlaufschutz und Schutz des Absauggeräts vor Kontamination
- Hoher Patientenschutz, da Fehlbedienung nicht möglich

## VacSax®

Das Sekret-Auffangsystem von VacSax® bietet ein innovatives Produktangebot für ein sicheres und hygienisches Flüssigkeitsmanagement. Selbststehende Sekretbehälter, das einfache Einsetzen der halbstarren Behälter in die Kanister sowie die Ablesbarkeit der Füllmenge sind nur einige der Vorteile.

### Das Besondere an VacSax®:

Nur das Einweg-Auffangsystem von VacSax® verfügt über die patentierte BactiClear®-Technologie: Alle Oberflächen der Kanister und der Sekretbehälter inklusive deren Deckeln sind mit Silberionen behandelt, wodurch nachweislich\* mehr als 99,99% der Bakterien abgetötet werden. Damit erhöhen Sie Ihren Infektionsschutz und senken das Risiko einer Kreuzkontamination.



## Gründe für VacSax®-Produkte:

### Sicher & hygienisch:

- Geschlossenes System mit Überlaufschutz und Bakterienfilter
- Extrem stabile und reißfeste Sekretbehälter, selbst bei Sturz oder Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen
- Patientensicherheit durch unverwechselbare Anschlüsse
- Auslaufsichere Entsorgung durch Verschluss für Patientenöffnung



### Einfach & praktisch:

- Einfaches Einsetzen der halbstarren Einweg-Behälter in die Kanister
- Sekretbehälter können abgestellt und stehend gelagert werden
- Lieferung in kompakter Form, automatisches Entfalten im Vakuum
- Gut lesbare Messskala auf den transparenten Kanistern

### Flexibel einsetzbar:

- Kompatibel mit den gängigen Chirurgiesaugern und Absaugsystemen
- Erhältlich mit 1l, 2l und 3l Behältervolumen
- Mit integriertem sowie separatem Geliergranulat verfügbar
- Verwendbar mit Ø 7 mm Schläuchen



\*Verifikationstests gemäß ISO 22196: 2011: Messung der antibakteriellen Aktivität auf Kunststoffen und anderen nicht porösen Oberflächen.

Art.-Nr.      Bezeichnung

## VacSax® Kanister für Einweg-Sekretbehälter

- Mehrweg-Kanister für die Verwendung von VacSax® Einweg-Sekretbehältern
- Aus stabilem Polycarbonat
- Mit gut lesbarer Mengenskala
- BactiClear® mit antimikrobieller Oberfläche
- Sterilisierbar im Autoklaven bei 121°C sowie mit Desinfektionsmitteln auf Wasser-Basis



50.00.103      1 Liter Mehrweg-Kanister für Einweg-Behälter

50.00.104      2 Liter Mehrweg-Kanister für Einweg-Behälter

50.00.187      3 Liter Mehrweg-Kanister für Einweg-Behälter

50.00.106      Universalhalter mit Schienenklemme

- Zum Anbringen der Kanister an Normschienen
- Material: Metall



## VacSax® Einweg-Sekretbehälter

- Einweg-Behälter zum Auffangen des abgesaugten Sekrets
- Höchste Sicherheit sowie einfach und praktisch anzuwenden
- Stabile, reißfeste und selbststehende Behälter aus Polyethylen
- Mit hydrophobem Bakterienfilter als Überlaufschutz
- BactiClear® mit antimikrobieller Oberfläche
- Unverwechselbare Anschlüsse für Patienten- und Vakuumschlauch
- Lieferung in kompakter Form, automatisches Entfalten im Vakuum



50.00.100      1 Liter Einweg-Sekretbehälter (VE 30 Stk.)

50.00.117      2 Liter Einweg-Sekretbehälter (VE 30 Stk.)

50.00.180      3 Liter Einweg-Sekretbehälter (VE 20 Stk.)

50.00.101      1 Liter Einweg-Sekretbehälter mit Geliergranulat (VE 25 Stk.)

50.00.118      2 Liter Einweg-Sekretbehälter mit Geliergranulat (VE 30 Stk.)

50.00.181      3 Liter Einweg-Sekretbehälter mit Geliergranulat (VE 20 Stk.)

Art.-Nr.	Bezeichnung
50.00.233	<b>Mehrweg-Vakuumschlauch für 1l und 2l VacSax® Einweg-Sekretbehälter</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Größe: Ø 7/13mm</li><li>· Länge: 50cm</li><li>· Silikon, sterilisierbar</li><li>· Inkl. 2 Steckkupplungen (50.00.235 und 50.00.61)</li></ul>
50.00.192	<b>Mehrweg-Vakuumschlauch-Set für 3l VacSax® Einweg-Sekretbehälter</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Größe: Ø 7/13mm</li><li>· Länge: 100 cm mit T-Stück</li><li>· Silikon, sterilisierbar</li><li>· Inkl. 2 Steckkupplungen (50.00.235 und 50.00.61)</li></ul>
50.00.236	<b>Mehrweg-Patientenschlauch für VacSax® Einweg-Sekretbehälter</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Größe: Ø 7/13mm</li><li>· Länge: 170 cm</li><li>· Silikon, sterilisierbar</li><li>· Direkt an Sekretbehälter anschließbar</li></ul>
50.00.47	<b>Silikonschlauch, transparent, Ø 7/13 mm, sterilisierbar, Länge: 100 cm</b>
50.00.46	<b>Silikonschlauch, transparent, Ø 10/18 mm, sterilisierbar, Länge: 100 cm</b>
50.00.240	<b>Einweg-Vakuumschlauch für 1L und 2L VacSax® Einweg-Sekretbehälter</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Größe: Ø 7/13mm</li><li>· Länge: 100 cm</li><li>· PVC, unsteril</li><li>· Inkl. 2 Steckkupplungen (50.00.235 und 50.00.61)</li></ul>



Art.-Nr.	Bezeichnung
50.00.106	<b>Universalhalter mit Schienenklemme</b> · Zum Anbringen von Kanistern an Normschienen · Material: Metall
50.00.235	<b>Einweg-Steckkupplung, schwarz</b> · Antimikrobiell · Zur Verbindung des Vakuumschlauchs mit VacSax®-Sekretbehältern
50.00.61	<b>Mehrweg-Kupplungsstück, transparent</b> · Zum Anschluss des Vakuumschlauchs an die Vakuumpumpe
50.00.145	<b>Einweg-Schlauchadapter, weiß (VE 30 Stk.)</b> · Adapter zur Verbindung von Schläuchen Ø 8 bis 14 mm an den Patientenanschluss des Einweg-Sekretbehälters
50.00.97	<b>Schlauchhalter für Normschiene</b> · Halterung für Absaugschlauch · Zum Anbringen an Normschiene



Art.-Nr. Bezeichnung

**50.00.113 VacSax® Geliergranulat (VE 20 Stk.)**

- Zum Verfestigen von Flüssigabfällen
- Flasche à 72 g
- Bindet bis zu 3 Liter



**50.00.188 VacSax® Gewebe-Auffangbehälter (VE 12 Stk.)**

- Zum Auffangen von Gewebeproben
- Einfache Befestigung am Sekretbehälter
- Inkl. Einweg-Verbindungsschlauch 35 cm



**50.00.234 High Flow Viren- und Bakterienfilter (VE 10 Stk.)**

- Zum Schutz der Vakuumquelle vor einer Kontamination
- Filtert 99,99998% der Viren und Bakterien gemäß ASTM F2101-07
- Für Schläuche Ø 7 mm
- Nach 30 Tagen oder bei Widerstandserhöhung zu ersetzen



**Hinweis zu COVID-19:** Laut Hersteller GVS hat eine Vielzahl an Berichten gezeigt, dass die HMEF- und HEPA-Filter von GVS eine komplette Barriere gegenüber kontaminierter Körperflüssigkeit darstellen; sie wurden außerdem für die Entfernung einer Reihe an klinisch relevanten Bakterien und Viren validiert, einschließlich Influenza-A-Virus (H1N1: 0,08–0,12 µm), HIV (0,08 µm), Hepatitis-C-Virus (0,8 µm), Adenovirus (0,07 µm), Cytomegalovirus (0,1 µm), Orthomyxovirus (0,12 µm) und Mycobacterium tuberculosis (1,0 µm). COVID-2019, MERS-CoV und SARS-CoV sind Coronaviren einer Größenordnung von 0,06 bis 0,2 µm. Daher ist GVS der Ansicht, dass deren Filter aller Wahrscheinlichkeit nach auch gegenüber diesen Viren effizient sind.

Art.-Nr.      Bezeichnung

## Mehrweg-Sekretflaschen von Ardo

- Mehrweg-Behälter zum Auffangen des abgesaugten Sekrets
- Aus widerstandfähigem, langlebigem Polysulfon
- Schnell und einfach zusammenzubauen
- Transparent, mit geprägter Skalierung
- Sterilisierbar im Autoklaven bis max. 134°C für max. 15 min., in Dampf bei max. Dauertemperatur 140°C und max. 150°C in trockener Wärme sowie mit Desinfektionsmitteln auf Aldehyd-Basis



50.00.167      1 Liter Sekretflasche

50.00.168      2 Liter Sekretflasche

50.00.169      5 Liter Sekretflasche

## Flaschendeckel für Mehrweg-Sekretflaschen

- Für alle Ardo Sekretflaschen (1l, 2l und 5l)
- Absolut dichter Verschluss mit Überlaufsicherung
- Mit Griff und Schnellkupplung für alle Geräteschienen
- Sterilisierbar im Autoklaven bis max. 134°C für max. 15 Min., in Dampf bei max. Dauertemperatur 140°C und max. 150°C in trockener Wärme, sowie mit Desinfektionsmitteln auf Aldehyd-Basis



50.00.08      Flaschendeckel für Ø 7/13mm Patientenschlauch

50.00.10      Flaschendeckel für Ø 10/18 mm Patientenschlauch

## Ersatzteile für Flaschendeckel

50.00.83      Halter für Schwimmer der Überlaufsicherung

50.00.84      Schwimmer der Überlaufsicherung

99.00.544      Dichtungsring für Flaschendeckel



# Zubehör für Mehrweg-Auffangsystem

Art.-Nr.	Bezeichnung	
50.00.85	<b>Winkelsteckkupplung Ø 8 mm grün</b> · Für Vakuumanschluss am Flaschendeckel · Für Ø 7 mm Vakuumschlauch	
50.00.86	<b>Winkelsteckkupplung transparent Ø 8 mm</b> · Für Patientenanschluss am Flaschendeckel · Für Ø 7 mm Patientenschlauch	
50.00.87	<b>Winkelsteckkupplung transparent Ø 13 mm</b> · Für Patientenanschluss am Flaschendeckel · Für Ø 10 mm Patientenschlauch	
50.00.01	<b>Vakuumschlauch für Mehrweg-Sekretflaschen, Ø 7/13 mm, 50 cm</b> · Vakuumschlauch für Mehrweg-Sekretflaschen, Ø 7/13 mm, 50 cm · Silikon, sterilisierbar · Inkl. 2 Winkelsteckkupplungen grün 50.00.85, transparent 50.00.86	
50.00.02	<b>Patientenschlauch für Mehrweg-Sekretflaschen, Ø 7/13 mm, 170 cm</b> · Silikon, sterilisierbar · Inkl. 1 Winkelsteckkupplung transparent 50.00.86	
50.00.04	<b>Patientenschlauch für Mehrweg-Sekretflaschen, Ø 10/18 mm, 170 cm</b> · Silikon, sterilisierbar · Inkl. 1 Winkelsteckkupplung transparent 50.00.87	
50.00.47	Silikonschlauch, Ø 7/13 mm, sterilisierbar, Länge: 100 cm	
50.00.46	Silikonschlauch, Ø 10/18 mm, sterilisierbar, Länge: 100 cm	
50.00.236	Silikonschlauch, Ø 7/13 mm, sterilisierbar, Länge 170 cm	

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## 1. Allgemeines

Die folgenden Bedingungen gelten für alle Angebote, Verkäufe und Lieferungen durch die Ardo medical GmbH (Ardo). Abweichende Absprachen haben nur Gültigkeit, wenn sie von Ardo schriftlich bestätigt werden. Aufträge (Warenbestellungen), die auf Bestellformularen des Kunden eingehen und die Bestimmungen, Klauseln oder Bedingungen enthalten, werden nur unter der Bedingung angenommen, dass ungeachtet solcher in den Bestellformularen des Kunden enthaltene Bestimmungen, Klauseln oder Bedingungen das Vertragsverhältnis ausschließlich auf Grund der Bedingungen von Ardo geregelt bleibt. Durch die Annahme und Erfüllung eines solchen Auftrags mit anderen Klauseln werden weder Haftung noch sonstige Verpflichtungen von Ardo wie sie in diesen allgemeinen Bedingungen enthalten sind, in irgendeiner Weise verändert, erweitert oder eingeschränkt.

## 2. Preise

Die Preise verstehen sich, falls nicht anders angegeben, netto ab Lager Weßling. Sollten sich während der Auftragsabwicklung Änderungen durch Preisauflschläge, zusätzliche fiskalische Belastungen, Zollerhöhungen oder Währungsschwankungen ergeben, so behält sich Ardo eine entsprechende Preisanpassung vor. Die nachträgliche Korrektur von Schreibfehlern bleibt Ardo vorbehalten. Die Preise gelten in Euro, ab Werk, exkl. Porto, inkl. Standardverpackung.

## 3. Kleinlieferungen

Bei Bestellungen von weniger als EUR 200,00 berechnet Ardo eine Lieferpauschale in Höhe von netto EUR 8,00. Ab EUR 200,00 netto Auftragswert (Warenbestellungen) liefert Ardo die Waren innerhalb Deutschland frei Haus.

## 4. Liefertermine

Liefertermine werden nach bestem Ermessen angegeben. Eventuelle Terminüberschreitungen berechtigen den Käufer weder zum Vertragsrücktritt noch zur Geltendmachung von Ersatz oder sonstigen Ansprüchen. Erstreckt sich indessen der Liefertermin um mehr als das Doppelte der angegebenen Lieferzeit, mindestens jedoch um mehr als 3 Monate darüber, so ist es dem Käufer freigestellt, unter Verzicht auf weitere Ansprüche vom Vertrag zurückzutreten. Höhere Gewalt entbindet Ardo von allen Verpflichtungen und berechtigt sie, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten.

## 5. Zahlungsbedingungen

Alle Lieferungen sind innerhalb von 20 Tagen ab Rechnungsdatum netto zahlbar, es sei denn, andere Zahlungsziele sind schriftlich vereinbart. Mit Ablauf dieser Frist befindet sich der Käufer ohne Mahnung in Verzug. Gerät der Käufer in Verzug, ist Ardo berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu berechnen. Ardo behält sich zudem das Recht vor, Mahngebühren in Rechnung zu stellen.

## 6. Versand

Sämtliche Lieferungen erfolgen, soweit nicht anders vereinbart, auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Beanstandungen betreffend Beschädigung, Verspätung oder Verlust sind vom Empfänger direkt bei der Transport- oder Versicherungsgesellschaft anzuzeigen. Reklamationen über allfällige schlechte Verpackung müssen am Tag des Wareneingangs erfolgen. Die über die Standardverpackung hinausgehende Verpackung wird billigt in Rechnung gestellt.

## 7. Material- und Geräterücksendungen

Material- und Geräterücksendungen können nur nach schriftlicher Vereinbarung und Erteilung einer Rücksende-Nummer seitens Ardo erfolgen und nur insofern das Material oder die Geräte sich in einwandfreiem Zustand und in Originalverpackung befinden und von Ardo auf Lager gehalten werden. Für unseren Aufwand wird ein angemessener Unkostenbeitrag in Abzug gestellt.

## 8. Stornierungen

Auftragsstornierungen bedürfen des schriftlichen Einverständnisses. Bei nicht durch Ardo verschuldeten Stornierungen wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15% des netto Auftragswertes berechnet. Darüber hinaus gehende Kosten, die bereits entstanden sind, sind vom Kunden zu übernehmen. Zeitlich begrenzte (Teil-)Bestellungen müssen innerhalb der vereinbarten Frist abgerufen werden. Andernfalls wird Ardo die Restlieferung veranlassen und verrechnen. Warenrücksendungen müssen immer frei erfolgen.

## 9. Garantieleistungen/Gewährleistungsrecht

Für von Ardo gelieferte Produkte übernehmen wir die über die übliche Gewährleistung hinausgehende Garantie laut Herstellerangaben. Aufgrund unserer Garantieverpflichtung zu reparierende Geräte oder Teile sind frei an Ardo Weßling zu senden. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Lieferdatum.

## 10. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus vorherigen Geschäften) Eigentum von Ardo. Verlangt Ardo die Herausgabe der ihr gehörenden Gegenstände, so liegt nur dann ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag vor, wenn Ardo dies ausdrücklich erklärt. Verpfändung und Sicherheitsübereignung sind unzulässig. In jedem Falle der Beeinträchtigung ihrer Rechte ist Ardo unverzüglich zu benachrichtigen. Forderungen aus dem Weiterverkauf der von Ardo gelieferte Gegenstände gehen ohne besondere Abtretungserklärung an Ardo über.

## 11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für Lieferungen, Leistungen und Zahlungen ist Weßling. Alle Rechtsbeziehungen unterstehen ausschließlich deutschem Recht. Gerichtsstand ist Starnberg.

Ardo medical GmbH, Weßling, Januar 2022

Ihr direkter Kontakt  
zu uns:

08153 / 90 877 0

info@ardo.de