



Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt



Milchpumpen und Stillhilfen



Low-Level-Lasertherapie



Chirurgische Absaugung

Ardo Produktkatalog

Gültig ab 01/2024

Wir engagieren uns ganzheitlich und nachhaltig für das Stillen!



Im Einklang mit dem WHO-Kodex zur Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten.

Der internationale WHO-Kodex zur Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten wurde zum Schutz des Stillens ins Leben gerufen. Er regelt die Bewerbung von Muttermilchersatznahrung, Saugflaschen und Sauger. Der WHO-Kodex reduziert so weltweit die Krankheits- und Todesraten von Babys und trägt wesentlich zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen bei.

Als Produzent und Vertreiber von Stillhilfsmitteln unterstützt Ardo medical AG das Stillen mit qualitativ und funktionell hochwertigen Produkten.

Mit unseren Stillhilfen bieten wir Lösungen bei Stillproblemen und betrachten das Stillen ganzheitlich und nachhaltig. Deshalb ist uns, als international tätige Firma, das kompromisslose Einhalten des WHO-Kodexes ein zentrales Anliegen.

Ardo medical AG

Samuel Krähenbühl
Geschäftsführer

Verena Keller
Stillexpertin,
Stillberaterin IBCLC



Carum



Bellis



Calypso



Alyssa



Amaryll



ardo.de/stillfoerderung



Über uns

Die Ardo medical GmbH ist seit 1999 die deutsche Vertriebs- und Servicegesellschaft der inhabergeführten Schweizer Ardo medical AG. Seit der Gründung 1995 hat sich das in über 50 Ländern vertretene Familienunternehmen mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Medizinprodukten einen Namen gemacht.

Ardo zeichnet sich aus durch vorbildliche Qualität, durchdachte Produktkonzepte und Services insbesondere in den Bereichen Milchpumpen und Stillhilfen, chirurgische Absaugung und Low-Level-Laser.

Wir stehen für Zuverlässigkeit, Qualität und Menschlichkeit. Diese Werte bilden unsere Grundlage im täglichen Umgang mit unseren Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern und begründen unseren Erfolg und guten Ruf als Geschäftspartner und Arbeitgeber.



Die Schweizer Inhaberfamilie Krähenbühl

Unsere Mission

Wir engagieren uns ganzheitlich und nachhaltig für eine gute Sache: das Stillen!

Das bedeutet für uns, die Rahmenbedingungen für Mütter, Fachpersonen und Stillorganisationen stets zu optimieren und unterstützend zu wirken, damit Babys möglichst lange die wertvolle Muttermilch erhalten. Dabei sind Ardo-Produkte wichtige Bausteine.

Wir stellen Ihnen deshalb unser Wissen, die individuellen Konzepte und unsere einzigartigen Produkte zur Verfügung. Wir freuen uns, zusammen mit Ihnen unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Das folgende Informationsmaterial kann Sie dabei unterstützen.





Kleine Helfer,
die das Stillen
erleichtern und
Schmerzen
lindern

1 KLINIKPRODUKTE FÜR GEBURT & WOCHENBETT

- 06 Milchpumpen und Zubehör
- 14 Stillhilfen und Brustpflege
- 18 Geburtshilfe-Produkte
- 19 Urinauffangbeutel

3 SORTIMENT FÜR APOTHEKEN & FACHPERSONEN

- 22 Kinderwunsch-Hilfsmittel
- 26 Produkte für Schwangerschaft & Geburt
- 28 Milchpumpen und Zubehör
- 38 Stillhilfen und Brustpflege



FERTI·LILY unterstützt auf
natürliche Weise die Empfängnis,
ohne Hormone

2 LOW-LEVEL-LASERTHERAPIE

- 20 Low-Level-Lasergeräte
und Zubehör

SOLARDO eco ist vielseitig
einsetzbar zur Wundbehandlung
und Laserakupunktur



4 CHIRURGISCHE ABSAUGUNG

- 42 Chirurgiesauger und Zubehör
- 49 Einweg-Auffangsystem
- 52 Mehrweg-Auffangsystem



Saugstarke und
leise Absauggeräte

Der Goldstandard der Klinikmilchpumpen

Gute Gründe für Ardo Carum

Für das Klinik-Personal

Hygienische Sicherheit und Zeitersparnis:

- Einfach wischdesinfizierbares glattes Gehäuse (keine Drehschalter, keine schwer zu reinigenden Stellen)
- Intuitive Bedienung, schnell erklärt, inkl. Erklärfilm (QR-Code auf der Carum)
- Kein Wechsel von Programmkarten nötig
- Kostenlose Software-Updates bei Ihnen vor Ort
- Umfangreiches, praktisches Zubehör



Für die Mütter

Hohe Milchbildung und schmerzfreies Abpumpen:

- Effizientes, vollautomatisches Abpumpen
- Zyklus und Vakuum individuell einstellbar
- Sensitiv-Programm für schmerzende Brustwarzen
- Regulierung schrittweise per Tastendruck
- Großes Display mit Anzeige der Abpumpzeit, dimmbar
- Besonders leises Abpumpen



Namhafte Kliniken in Deutschland sind zufriedene Anwender unserer Carum Milchpumpe und Ardo Pumpsets. Bei Interesse an Referenzen wenden Sie sich gerne an uns.



Für die Nachversorgung:
Ardo-Mietstationen-Suche inkl. Routenplaner unter
milchpumpe-leihen.ardo.de (QR-Code scannen)

Mehr Infos unter: www.carum-milchpumpe.de

Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

CARUM – Die Klinikmilchpumpe

63.00.71

CARUM

Die leistungsstarke Klinikmilchpumpe

- Vollautomatischer Stimulations- und Abpumpmodus
- „Sensitives Programm“ für wund Brustwarzen
- Doppelpumpen ohne Vakuumverlust durch Doppelkolbentechnik
- Manuelles Regeln (Vakuum / Zyklus) möglich



Lieferumfang:

- Carum Milchpumpe
- Netzstecker
- Flaschenhalter
- Gebrauchsanweisung
- Container-Box für sicheren Transport

HMV-Nr. 01.35.01.1015



63.00.75

CARUM Battery

Wie oben beschrieben, jedoch mit integriertem Akku
Vorteil: Abpumpen am Bett des Säuglings unabhängig von einer Steckdose.

Zubehör für CARUM

63.00.127

Flaschenhalter für Carum



63.00.129

Rollgestell für Carum



63.00.130

EUR-Netzkabel für Carum

Die erste kleine und mobile Klinikmilchpumpe

Die persönliche Pumpe für die NICU



Erleichtert das Einhalten der Leitsätze zur Laktationsförderung

Die nachgeburtliche Laktationsförderung ist bei Frauen mit Frühgeborenen besonders wichtig, doch nicht immer lassen sich die Leitsätze im Klinikalltag konsequent umsetzen.

Ardo Bellis ist die erste mobile Milchpumpe mit Akku für die Verwendung in Kliniken und vereinfacht das Einhalten der Leitlinien. Der geringe Preis ermöglicht die Anschaffung einer Milchpumpe für jedes NICU Bett, so dass jede Mutter während ihres stationären Aufenthaltes eine persönliche Milchpumpe für sich hat.

Leitsatz Laktationsförderung¹:

- Beginn des regelmäßigen doppel-seitigen Pumpens 3 bis 6 Stunden pp
- 8–12 mal Abpumpen innerhalb von 24 Stunden
- Pumpen am Behandlungsplatz des Kindes auf der NICU
- Geschützte Intimsphäre beim Pumpen und Haut-zu-Hautkontakt

Vorteile Bellis Milchpumpe

- Mutter hat Bellis als persönliche Pumpe stets verfügbar
- Verfügbarkeit erleichtert häufiges Abpumpen
- Leicht ans Bett des Kindes transportierbar & unabhängig von Steckdose
- Erleichtert das Abpumpen im Bett der Mutter beim Kuscheln oder Bonding

Weitere Vorteile von Ardo Bellis für die Anwenderinnen


- Einfach bedienbare 2-Phasen-Milchpumpe mit Stimulations- und Abpumpmodus
- Sanftes und effizientes Abpumpen dank individueller Einstellungen in beiden Phasen
- Benutzerfreundlichkeit durch Speicherung des gesamten individuellen Abpumpverlaufs (Abpumpdauer und -Einstellungen)
- Power Pumping-Funktion ermöglicht Intervallpumpen auf einen Tastendruck

Die Power Pumping Funktion

Als Power Pumping bezeichnet man Intervallpumpen, welches das Clusterfeeding imitiert und den Prolaktinspiegel erhöht (Prolaktin = milchbildendes Hormon). „Das >Power-Pumping< ist als zusätzliche Stimulation der Brust gedacht, wenn das Saugen des Kindes oder andere Pumpphasen mit der Milchpumpe die Milchproduktion nicht ausreichend aufbauen oder erhalten können.“²

Intervallpump-Schema von Bellis:

- 20 Min. Abpumpen
- 10 Min. Pause
- 10 Min. Abpumpen
- 10 Min. Pause
- 10 Min. Abpumpen



¹Leitsatz 3 Laktationsförderung aus „Leitsätze zur Ernährung von zu früh geborenen Kindern“ des Bundesverbandes Das frühgeborene Kind e.V.

²Elacta Handout Power Pumping 2016-4

Art.-Nr. Bezeichnung

BELLIS – Die persönliche NICU-Pumpe

neu

63.00.522

BELLIS

- Elektrische Doppel-Milchpumpe
- inkl. Transporttasche, USB-C Ladekabel, Netzstecker, Gebrauchsanweisung



Verwendbar mit den sterilen Clinicare Einweg-Pumpsets von Ardo sowie mit den tragbaren Hands-Free Pumpsets. (siehe S. 29)

Funktionen und Eigenschaften

Memory-Funktion

- Speichert die persönlichen Einstellungen und den Abpumpverlauf
- Automatische Wiederholung beim nächsten Abpumpen
- Jederzeit anpassbar

Power-Pumping-Funktion

- Vordefiniertes einstündiges Intervall-Pumpen
- Pausiert automatisch und erinnert ans Weiterpumpen

Mobil mit Akku

- Integrierter Akku für bis zu acht Abpump-Sessions
- Kleiner, leichter Pumpenkörper

Personalisierbar

- Je 8 Levels Vakuum und Zyklus, in beiden Phasen individuell & unabhängig voneinander einstellbar
- Für sanftes und effizientes Abpumpen

Intuitive Bedienung

- Mit beleuchtetem Touch-Display

Geräuscharm

- Keine Beeinträchtigung der anderen Patientinnen

2-Phasen Milchpumpe

- Analog dem natürlichen Saugverhalten von Babys
- Phase jederzeit manuell wechselbar, entsprechend dem Einsetzen des Milchspendereflezes

Für den privaten Gebrauch zu Hause gibt es für die Mütter die funktionsgleiche Milchpumpe Ardo Alyssa zu kaufen, siehe Seite 28 oder auf ardoshop.de

Art.-Nr. Bezeichnung

Pumpsets für Kliniken – steril

CLINICARE PUMPSETS:

Steriles Pumpset zur Einweg- oder 24h-Nutzung mit integrierter Hygienebarriere für optimale Sicherheit in der Klinik.

Brustglocke in jeweiliger Größe, Verschlusskappe, Einfach-Schlauchadapter, Lippenventil, Membrane, Schlauch, fertig zusammengesetzt

- 63.00.297 Clinicare Pumpset D 22 (32 Stk.)
Steriles Einweg- oder 24h-Pumpset für Kliniken
Brustglocke 22mm
- 63.00.290 Clinicare Pumpset D 26 (96 Stk.)
Steriles Einweg- oder 24h-Pumpset für Kliniken
Brustglocke 26mm
- 63.00.291 Clinicare Pumpset D 31 (80 Stk.)
Steriles Einweg- oder 24h-Pumpset für Kliniken
Brustglocke 31mm



ONE MUM PUMPSETS 72H:

Das erste Pumpset, das von einer Mutter 72 Stunden ohne Sterilisation verwendet werden darf (extern validiertes Verfahren). Hygienestudie auf Anfrage erhältlich.

Brustglocke in jeweiliger Größe, Lippenventil, Vakuumtopf, Schlauch, Schlauchadapter, Verschlusschlauchadapter, fertig zusammengesetzt

- 63.00.49 One Mum Pumpset 72h steril D26 (60 Stk.)
Steriles Klinikpumpset für eine Mutter, Brustglocke 26mm
- 63.00.50 One Mum Pumpset 72h steril D31 (50 Stk.)
Steriles Klinikpumpset für eine Mutter, Brustglocke 31mm
- 63.00.51 One Mum Pumpset 72h steril D36 (50 Stk.)
Steriles Klinikpumpset für eine Mutter, Brustglocke 36mm
- 63.00.52 Brustglockeneinsatz, 72h steril D22 (70 Stk.)
Steriler Brustglockeneinsatz für das One Mum Pumpset,
Größe 22mm (passt in Brustglocke 26mm)
- 63.00.53 Brustglockeneinsatz, 72h steril D28 (70 Stk.)
Steriler Brustglockeneinsatz für das One Mum Pumpset,
Größe 28mm (passt in Brustglocke 31mm)
- 63.00.146 Aufbewahrungsbeutel, Accessory Bag (25 Stk.)
für das One Mum Pumpset, abwaschbar, beschriftbar,
bietet Platz für 2 Pumpsets



Art.-Nr. Bezeichnung

Pumpsets für Kliniken – unsteril

63.00.42 CLINIC PUMPSET (60 Stk.)

Das wiederverwendbare Pumpset

- Brustglocke 26mm
- Lippenventil, Vakuumtopf
- Verschlusschlauchadapter
- Schlauch, Schlauchadapter
- Milchflasche 150 ml
- Flaschendeckel, Deckeleinlage



Manuelle Milchpumpe

Bedienhebel ergonomisch einstellbar für Rechts- und Linkshänderinnen für bequemes Abpumpen.

- 63.00.32 Amaryll Kombikit – Umwandlungsset
Mit dem Bedienhebel verwandeln Sie ein
Clinic Pumpset in eine Handmilchpumpe
- Bedienhebel



63.00.191 Amaryll Start – Handmilchpumpe

- Amaryll Handmilchpumpe
- Brustglocke 26mm
- Lippenventil
- Milchflasche 150ml
- Flaschendeckel mit Einlage
- Standfuß



Brustglocken und -einsätze

- 63.00.104 Brustglocke 26 mm (25 Stk.)
- 63.00.105 Brustglocke 31 mm (25 Stk.)
- 63.00.106 Brustglocke 36 mm (25 Stk.)
- 63.00.107 Brustglockeneinsatz 28 mm (25 Stk.)
- 63.00.135 Brustglockeneinsatz 22 mm (25 Stk.)
- 63.00.100 Optiflow Massageeinsatz Ø 26mm (25 Stk.)
Nur in Verbindung mit Brustglocke 31mm
63.00.105 verwendbar



Art.-Nr. Bezeichnung

Einwegmilchflaschen – gebrauchsfertig

Clinistore READY-TO-USE
Gebrauchsfertige Einwegmilchflaschen in Bulkverpackung

63.00.362 Clinistore RTU, 50 ml (210 Stk.)



63.00.363 Clinistore RTU, 80 ml (210 Stk.)



63.00.364 Clinistore RTU, 120 ml (210 Stk.)



63.00.365 Clinistore RTU, 240 ml (140 Stk.)



Zubehör & Ersatzteile

63.00.99 Milchflaschen komplett (25 Stk.)

- Milchflasche 150 ml
- Flaschendeckel mit Deckeleinlage



63.00.103 Milchflaschendeckelset (25 Stk.)

- Flaschendeckel mit Deckeleinlage



63.00.109 Glass Bottle (54 Stk.)

- Glasflasche 130ml inkl. Deckel



63.00.11 Easy Cup (20 Stk.)

- Fütterungsbecher für stillfreundliches Füttern. Eignet sich für Babys mit Saug- und Anlegeproblemen, für Kinder mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalte oder für schwache, kranke bzw. zu früh geborene Kinder.
- Easy Cup mit Deckel



Art.-Nr. Bezeichnung

Zubehör & Ersatzteile

63.00.93 Schlauch für Pumpset (50 Stk.)



63.00.94 Schlauchadapter für Pumpset (50 Stk.)



63.00.91 Vakuumtopf (50 Stk.)



63.00.92 Verschlusschlauchadapter (50 Stk.)



63.00.89 Lippenventil (50 Stk.)



Art.-Nr. Bezeichnung

Brustwarzen-Kompressen

Die Ardo Care Kompressen kühlen und beruhigen wunde, gereizte sowie schmerzende Brustwarzen, unterstützen die natürliche Regeneration der Haut und helfen, Infektionen vorzubeugen.

Eigenschaften:

- Vlies-Kompressen mit Hydrogel auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe, vegan
- Hyaluronsäure spendet Feuchtigkeit und dient als mechanische Keimbarriere
- Die runde Form sorgt für optimalen Sitz
- Ohne Konservierungsmittel, Duftstoffe und Mikroplastik
- Frei von Glycerin, kein Aufweichen der Brustwarze
- Unbedenklich für das Baby, muss vor dem Stillen nicht abgewischt werden
- Sehr lange haltbar (48 Monate)

63.00.386 Ardo Care Compresses (12 Stk.)
 · Pck. à 12 Kompressen

63.00.388 Ardo Care Compresses (500 Stk.)
 · 500 Kompressen



Art.-Nr. Bezeichnung

Lanolin Brustwarzensalbe

Ardo Care Lanolin schützt und pflegt empfindliche und trockene Brustwarzen und beugt Irritationen vor.

Eigenschaften:

- 100% ultra-reines Lanolin medizinischer Güte, ungebleicht
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Frei von Farb-/Duft-/Konservierungsstoffen
- Frei von BHT (Butylhydroxytoluol)
- Kein Mindesthaltbarkeitsdatum nötig
- Unbedenklich für das Baby, muss vor dem Stillen nicht abgewischt werden

63.00.372 Ardo Care Lanolin (50 Stk.)
 · Tube à 10ml

63.00.373 Ardo Care Lanolin (40 Stk.)
 · Tube à 30ml

63.00.374 Ardo Care Lanolin (500 Stk.)
 · Sachet à 1ml



Vegane Brustwarzensalbe

Ardo Care Balm wurde speziell entwickelt, um die herausragenden Eigenschaften von Lanolin vegan nachzubilden. Es besteht aus natürlichen Wachsen und Ölen und wird unabhängig als vegan zertifiziert.

Eigenschaften:

- Aus rein natürlichen Rohstoffen gemäß naturkosmetischen Standards
- Frei von Duftstoffen und synthetischen Konservierungsmitteln
- Auch für sensible Haut geeignet
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Kein Mindesthaltbarkeitsdatum nötig
- Unbedenklich für das Baby, muss vor dem Stillen nicht abgewischt werden

63.00.382 Ardo Care Balm (80 Stk.)
 · Tube à 10ml

63.00.384 Ardo Care Balm (500 Stk.)
 · Sachet à 1ml



Bestellen Sie hier Ihre Gratismuster:
 T: 08153 / 90 877 0 oder info@ardo.de

Klinikprodukte

Klinikprodukte

Stillhütchen unsteril, steril und ready-to-use

Stillhütchen aus hauchdünnem, weichen Silikon, frei von BPA und Latex, geruchs- und geschmacksneutral. Die Tulpenform ermöglicht größtmöglichen Hautkontakt. Auch für Frühchen geeignet.

In drei Größen verfügbar:

S Ø 16 mm – für Frühgeborene und Small for Date Babys

M Ø 20 mm – für Termingeborene und Frühgeborene

L Ø 24 mm – für Termingeborene und große, breite Brustwarzen



Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

Stillhütchen unsteril

63.00.23	Tulips Größe S 100 Paar = 200 Stk.
----------	---------------------------------------

63.00.15	Tulips Größe M 100 Paar = 200 Stk.
----------	---------------------------------------

63.00.16	Tulips Größe L 100 Paar = 200 Stk.
----------	---------------------------------------

Stillhütchen steril

63.00.332	Tulips Größe S steril einzeln verpackt (160 Stk.)
-----------	--

63.00.284	Tulips Größe M steril einzeln verpackt (160 Stk.)
-----------	--

63.00.285	Tulips Größe L, steril einzeln verpackt (160 Stk.)
-----------	---



Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

63.00.262	Tulips Aufbewahrungsbox 25 Stk.
-----------	------------------------------------



Aufbereitung der Tulips Stillhütchen

Folgende Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsverfahren kann Ardo medical AG als Hersteller der Tulips Brusthütchen empfehlen. Die Entscheidung welches Verfahren oder welche Verfahrenskombination schließlich gewählt wird sowie das Bestimmen der erforderlichen hygienischen Anforderungen, liegen im Ermessen der Institutionen.

Die unsterilen Tulips Brusthütchen und die Ardo Aufbewahrungsbox sind vor dem ersten Gebrauch aufzubereiten. Die Ready-to-use Tulips können ohne vorherige Aufbereitung verwendet werden.

1. Manuelle Reinigung

Die Brusthütchen sind möglichst rasch nach dem Gebrauch wie folgt zu reinigen:

- Spülen Sie das Brusthütchen mit kaltem, sauberem Wasser
- Reinigen Sie das Brusthütchen gründlich mit einer stark verdünnten Seifenlösung und heißem Wasser (40–45 °C). Ein Tropfen einer für den Hausgebrauch geeigneten Seifenlösung in einen Liter Wasser geben.
- Spülen Sie das Tulips Brusthütchen mit Wasser klar.
- Lassen Sie die Tulips auf einem sauberen Handtuch an der Luft trocknen.

2. Thermische Desinfektion und Sterilisation

Die Ardo Tulips Brusthütchen können wie folgt thermisch desinfiziert und sterilisiert werden:

- Thermische Desinfektion (RDG): 93 °C / 10 Min. und alkalische Reinigung, z.B. mit neodisher MediClean forte. Bitte beachten Sie bei der Anwendung der Reinigungslösungen die Angaben der Hersteller zur Konzentration, Einwirkzeit und Materialverträglichkeit genau und wenden Sie sich bezüglich der mikrobiologischen Wirksamkeit an den Hersteller.
- Dampfsterilisation: 121 °C / 20 Min. oder 134 °C / 5 Min.

Die Ardo Aufbewahrungsbox kann mit 93 °C während 10 Min. thermisch desinfiziert werden.

Die Aufbereitung muss entsprechend der Medizinprodukte-Verordnung mit geeigneten validierten Verfahren durchgeführt werden.

63.00.189	Day & Night Pads – Einweg-Stilleinlagen 500 Paar · Mit Seitenauslaufschutz · Paarweise verpackt
-----------	--



Art.-Nr. Bezeichnung

Geburtshilfe-Einmalprodukte

66.00.10 Ardo Natal Support Geburtsgel – Fertigspritze à 15 ml (60 Stk.)

Ardo Natal Support (Medizinprodukt Klasse I) bildet einen Gleitfilm im Geburtskanal und reduziert die geburtsbehindernden Reibungskräfte. Speziell konzipiertes Geburtsgel auf Basis von Natursubstanzen.

- Verkürzt die Austreibungsphase um bis zu 30%
- Reduziert das Risiko perinealer Traumata signifikant
- Einfache Applikation Dank Vaginalkatheter

Weitere Infos finden Sie auf S.27



65.00.50 #1001 Fruchtblasensprenger, steril (100 Stk.)

Der Fruchtblasensprenger ist eine sichere und bequeme Methode, um das Amnion zu öffnen. Die Fruchtblasensprenger werden mittels strenger Inspektionssysteme gründlich geprüft, um eine hohe Qualität sicherzustellen.

- Abgerundete und geschützte Spitze, um das Amnion zu perforieren, ohne Mutter und Kind zu gefährden.
- Einweg, sterilisiert und zur bequemen Anwendung einzeln verpackt.
- 26,5cm lang, mit ergonomisch geformten Seiten und einer griffigen Oberfläche zur sicheren Handhabung.



65.00.51 #2001 Nabelschnurklemme, steril (100 Stk.)

Qualitativ hochwertige Nabelschnurklemme, einfach und sicher in der Anwendung.

- Beidseitig griffige Oberflächen verhindern ein Abrutschen.
- Hält absolut dicht und übt gleichbleibenden Druck aus.
- Die Schutzvorrichtung beim Scharnier hält die Nabelschnur zwischen den gezahnten Flächen und fixiert diese dauerhaft.



65.00.53 #3001 Öffnungszange für die Nabelschnurklemme (6 Stk.)

Die Öffnungszange für die Nabelschnurklemme dient dazu, das speziell konstruierte Scharnier der Nabelschnurklemme zu durchtrennen und diese vom Baby zu entfernen.

- Sichere und einfache Handhabung.
- Die verdeckte Schneidfläche schützt das Baby vor Verletzungen.
- Einmalgebrauch verhindert das Risiko von Kreuzkontaminationen




Urinauffangbeutel

Die hygienische und sanfte Lösung zur Gewinnung von Urinproben

Die Besonderheiten:

- ✓ Sicherer Halt, dennoch sanft ablösbar dank perforierter Klebefläche
- ✓ Spezielles Doppelkammersystem verhindert Zurückfließen des Urins
- ✓ Unisex-Beutel, anatomisch passend für beide Geschlechter
- ✓ Nach dem Auffangen einfach und sicher verschließbar
- ✓ Latexfrei



Perforierte Klebeflächen




Frühgeborene 10ml



Säuglinge 100ml



Kinder 200ml



Art.-Nr. Bezeichnung

Steril

65.00.54 #4540 Für Frühgeborene, steril, 10 ml (100 Stk.)

65.00.55 #4535 Für Säuglinge, steril, 100 ml (100 Stk.)

65.00.56 #4531 Für Kinder, steril, 200 ml (100 Stk.)

Unsteril

65.00.57 #4525 Für Säuglinge, 100 ml (100 Stk.)

65.00.58 #4521 Für Kinder, 200 ml (100 Stk.)

Low-Level-Laser Therapie

Zur Schmerzlinderung und schnelleren Wundheilung

Beschleunigung der Wundheilung, Schmerzlinderung, Reduktion von Infektionen

Der Einsatz von Low-Level-Lasertherapie, ergänzend zur konservativen Behandlung, erfreut sich aufgrund seines breiten Wirkspektrums wachsender Verbreitung.

Wie wirkt Low-Level-Lasertherapie?

Die Strahlung eines Low-Level-Lasers ist ein fein gebündeltes, hochenergetisches Licht. Es dringt in die Zellen ein und aktiviert den Zellstoffwechsel. Dadurch wird die Teilungsrate der Fibroblasten und Epithelzellen beschleunigt, die Aktivität der Makrophagen gefördert und die Phagozytose gesteigert. Die Freisetzung von schmerzhemmenden Biomediatoren wird gefördert, die Freisetzung schmerzvermittelnder Biomediatoren gehemmt, die Mikrozirkulation verbessert.

Daraus resultierende therapeutische Effekte:

- ✓ Entzündungshemmung
- ✓ Schmerzlinderung
- ✓ Antiödematöser Effekt
- ✓ Förderung der Wundheilung

Einsatzbereiche der Low-Level-Lasertherapie

Sowohl in der Klinik als auch in der freien Praxis kann die LLLT bei vielen Indikationen eingesetzt werden:

In der Geburtshilfe:

- Wundheilstörungen
- Aufgehende Nähte, ödematöse Nähte
- Narbenschmerzen, Hämatome
- Sitzbeschwerden durch die Naht

Bei Säuglingen und Kleinkindern:

- Windeldermatitis, Neurodermitis
- Schlecht heilender Nabel, Nabelgranulom
- Schürfwunden, Verbrennungen
- Prellungen, Verstauchungen

In der Stillzeit:

- Behandlung von wunden Mamillen
- Milchstau, beginnende Mastitis
- Brustabszesse (meist nach Eröffnung)
- Akupunktur bei zu geringer Milchbildung

Weitere Einsatzmöglichkeiten:

- Hämorrhoiden, Ischiasbeschwerden
- Verspannungen des Schultergürtels (Triggerpunkte)
- Laserakupunktur (Geburtseinleitung, Kindsdrehung ...)
- Herpes genitalis, Herpes labialis

Unsere Lasergeräte

Ardo medical vertreibt Lasergeräte der Firma Heltschl: Hochwertige Qualität Made in Austria, mit sehr hoher Lebensdauer, 3 Jahren Garantie und Laserklasse 2.

Vorteile der Laserklasse 2*:

- Keine Ausbildung zum Laserschutzbeauftragten vorgeschrieben
- Keine Meldepflicht bei der Berufsgenossenschaft
- Keine Gefahrenabschätzung vor Inbetriebnahme erforderlich
- Unmittelbar nach der Einweisung des Personals kann mit der Behandlung begonnen werden

Die Verwendung von Laserschutzbrillen ist nicht vorgeschrieben, wird jedoch empfohlen.

*Klassifizierung: Laser Klasse 2 gemäß EN 60825-1:2014

Gerne beraten wir Sie unverbindlich: 08153/908770

SOLARDO eco

Zur Bestrahlung kleinerer Flächen sowie zur Laserakupunktur

- Einfache Handhabung und hohe Benutzerfreundlichkeit:
 - Keine Wechselaufsätze nötig, integrierter Timer mit 6 voreingestellten Therapiezeiten
 - Komfortables Arbeiten, kein ständiger Tastendruck erforderlich
- Keine Kontraindikation bei akuten Entzündungen und Verbrennungen wie bei Infrarot-Lasern



	SOLARDO eco 50	SOLARDO eco 100	SOLARDO eco 150
Ausgangsleistung	50 mW	100 mW	150 mW
Wellenlänge	660 nm	660 nm	660 nm
Laserklasse	2	2	2
Akku	2 x AA	3 x AA	3 x AA
Betriebsdauer	bis zu 7h	Bis zu 6h	Bis zu 5h

Lieferumfang: Transportkoffer, 2 Schlüssel für Schlüsselschalter, Bestrahlungszeitenkarten mit den gängigsten Indikationen der Geburtshilfe, Schmerztherapie sowie des Wundmanagements, Gebrauchsanweisung


HILARIS FL Flächenlaser

Ideal zur Bestrahlung größerer Flächen

- Effektive Behandlung größerer Flächen in kürzester Zeit
- Individuelle Positionierungsmöglichkeiten dank flexiblem Gelenkkopf
- Einfache Steuerung über 5" Touch-Screen
- Bevorzugte Grundeinstellungen können voreingestellt werden
- Für mehr als 30 Indikationen sind Dosierempfehlungen im Gerät abrufbar
- Lebensdauer mind. 20.000 Stunden

	HILARIS® FL 500	HILARIS® FL 1000
Ausgangsleistung	500 mW	1000 mW
Wellenlänge	660 nm	660 nm
Laserklasse	2	2

Lieferumfang: Bedieneinheit HILARIS CONTROL, Flächenbestrahlungsadapter HILARIS FL, Gelenkkopf, Gerätewagen HILARIS CART, Netzkabel, Verbindungskabel, Gebrauchsanweisung, Anwenderbrille, Patientenbrille. Alternativ Lieferung im Trolley inkl. Tischbefestigung, ohne Gerätewagen.




Art.-Nr.	Bezeichnung
SOLECO50	SOLARDO eco 50 – Therapielaser 50 mW
SOLECO100	SOLARDO eco 100 – Therapielaser 100 mW
SOLECO150	SOLARDO eco 150 – Therapielaser 150 mW
HILFL500	HILARIS FL 500 – Flächentherapielaser 500 mW
HILFL1000	HILARIS FL 1000 – Flächentherapielaser 1000 mW
SOLLSBANW3	Laserschutzbrille für Anwender
SOLLSBP1	Laserschutzbrille für Patienten (Kindergröße)
SOLLSBP2	Laserschutzbrille für Patienten
SOLHALT	Schwanenhals-Halterung für Lasergeräte

FERTI·LILY Kinderwunsch Empfängnishilfe


- ✓ Unterstützt die Empfängnis zuhause und steigert die Chancen, schwanger zu werden
- ✓ Hoher Komfort beim Einführen, Tragen und Entfernen, einfache Anwendung
- ✓ 100% medizinisches Silikon (Medizinprodukt KL 1)
- ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis: bis zu 6 Monate = 6 Monatszyklen verwendbar



Art.-Nr. PZN	Bezeichnung
62.00.40 17858483	FERTI·LILY Kinderwunsch Empfängnishilfe · 1 FERTI·LILY Cup mit Aufbewahrungsbeutel · 1 Gebrauchsanweisung



Bequem & einfach
FERTI·LILY bietet hohen Komfort beim Einsetzen und ist leicht wieder zu entfernen. Bleiben Sie nach dem Sex liegen, führen Sie FERTI·LILY ein und genießen Sie die Zweisamkeit, denn Beine-in-die-Luft Zeiten sind vorbei.



Bis zu 6 Zyklen wiederverwendbar
Nutzen Sie Ihre FERTI·LILY Empfängnishilfe bis zu 18-mal oder für 6 Zyklen! Am Ende des Zyklus einfach gemäß Anleitung waschen, auskochen und in den mitgelieferten Baumwollbeutel legen.



Bringt mehr Spermien zum Muttermund
FERTI·LILY unterstützt die gehaltenen Spermien, die schützende Umgebung des Muttermundschleims zu erreichen, sodass auch mehr Spermien in die Gebärmutter eindringen können.



Hilft auf natürliche Weise
FERTI·LILY ist natürlich, sicher und hormonfrei! Die Empfängnishilfe ist aus 100% medizinischem Silikon hergestellt und flexibel, beständig sowie körperverträglich.

Eine kleine Auswahl aus den Produktbewertungen unserer Kundinnen (Originalzitate):



★★★★★ **SCHWANGER!!!**
Rezension aus Deutschland vom 21. Mai 2022
Verifizierter Kauf
Ich kann nur allen die versuchen schwanger zu werden sagen, versucht es, bei uns hat es geklappt!!! Das ist meine erste Bewertung die ich schreibe aber ich möchte damit allen Hoffnung machen die es so wie wir schon viele Monate ohne Erfolg versucht haben!!! Direkt im ersten Zyklus hat es funktioniert, kann es kaum glauben.

★★★★★ **Gutes Preis- Leistungsverhältnis**
Rezension aus Deutschland vom 26. Mai 2022
Verifizierter Kauf
Ob es hilft? Einfach ausprobieren. Es ist recht einfach in der Handhabung. Leicht zum reinigen. Wenn man es richtig einführt, dann merkt man es auch garnicht.

★★★★★ **Hat funktioniert.**
Rezension aus Deutschland vom 27. Mai 2022
Verifizierter Kauf
Bereits bei der ersten Anwendung hat es funktioniert und ich bin schwanger geworden. Ich hab es sich nur wegen der Rezension überhaupt gekauft und wollte die erst nicht glauben. Ich kann sie nur bestätigen.

★★★★★ **14 Monate erfolglos, dann kam fertily!**
Rezension aus Deutschland vom 28. September 2023
Verifizierter Kauf
Wir haben es schon über ein Jahr versucht und wurden auch schon vom Gynäkologen bzw. In der Kinderklinik durchgecheckt...Tees und Vitamine nehme ich bereits genauso lange. Die nächsten Schritte wären Hormonbehandlungen gewesen. Durch Werbung bin ich auf fertily gekommen. Ich dachte mir- ein Versuch ist es Wert. Wir haben es bisher nur bei einem Zyklus probiert. Zweimal eingesetzt und für 1-3h drin gelassen. Meine Erwartungen beim letzten Test waren nicht hoch als mir plötzlich ein Plus angezeigt wird! Vielen Dank!

★★★★★ **Beim ersten Versuch hat's direkt geklappt!**
Rezension aus Deutschland vom 13. Juni 2022
Verifizierter Kauf
Also im 4. ÜZ habe ich die Fertily das erste Mal benutzt, und nach zweimaliger Anwendung vor dem Eisprung hat es direkt geklappt! Zur Ermittlung des Eisprungs habe ich Ovulationstests und die Premom App benutzt.

★★★★★ **Hat bei mir funktioniert!**
Rezension aus Deutschland vom 07. Oktober 2023
Verifizierter Kauf
Ich habe monatelang versucht, schwanger zu werden. Dann habe Ich FERTI·LILY Kinderwunsch Empfängnishilfe ausprobiert und es hat dann sofort geklappt! Ich war erst skeptisch über dieses Produkt und war dann doch sehr positiv überrascht und würde es jeden weiterempfehlen!

★★★★★ **Wahnsinn! Es funktioniert tatsächlich!**
Rezension aus Deutschland vom 26. Juli 2022
Bei uns hat es mit dem dritten Kind einfach nicht klappen wollen. Ich bin 41 und mein Partner hat ein schlechtes Spermogramm. Wir haben wirklich alles versucht, Kinderwunschgel, Entspannung, Urlaub, Massagen, Akupunktur, Messen des Eisprungs. Wir haben es 1,5 Jahre ergebnislos versucht, jeden Monat war der Test blütenweiss. Wir haben uns dann bei der Kinderwunschklinik gemeldet und standen kurz vor Beginn der Behandlung, dann sah ich aber hier auf Amazon die guten Bewertungen, so dass ich mir das Ding in einer Online Apotheke gekauft habe.
Wir haben dann Anfang diesen Monats mit Hilfe von digitalen Clearblue Ovulationstests mit dem Smiley das Ding zweimal eingesetzt und ich kann es immer noch nicht glauben: ich bin tatsächlich nach dem ersten Übungszyklus mit Ferti Lily schwanger! Wir sind total glücklich und hoffen nun, dass sich das Ei festbeisst! Ferti Lily gibt so ein starkes Vakuum am Eingang zur Gebärmutter, dass ich mir schon vorstellen kann, dass die Spermien durch den starken Unterdruck in die Gebärmutter transportiert werden. Gerade wenn die Spermien etwas langsam oder eingeschränkt sind, macht das absolut Sinn! Ferti Lily hat uns so viel Stress, Kosten und eine Hormonbehandlung erspart, ich werde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Danke, danke, danke!!! :-)

★★★★★ **Unglaublich! Hat wirklich funktioniert!**
Rezension aus Deutschland vom 12. Oktober 2023
Verifizierter Kauf
Wir haben seit 8 Monaten versucht schwanger zu werden und es klappte nicht. Letzten Monat kauften wir dann die Ferty-Lily und soeben hielten wir den positiven Test in der Hand. Ich hätte wirklich nie gedacht dass es gleich im ersten Ferty Lily Trial funktioniert, zumal ich schon 39 bin. Also, absolut lohnend. Wir sind überglücklich. Da schmerzen dann auch die 40 Euro nicht mehr.
KAUFEMPFEHLUNG!

FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel

- ✓ Das FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel unterstützt Paare bei der Empfängnis
- ✓ Es fördert das Überleben der Spermien
- ✓ Es hat hervorragende Gleiteigenschaften
- ✓ Das Gel ahmt die fruchtbarkeitsunterstützenden Eigenschaften des Zervixschleims nach
- ✓ Enthält Fructose, was den Spermien ermöglicht schneller zu schwimmen

Spermien-
freundlich



Inhaltsstoffe

- Aqua: gereinigtes Wasser, das hilft, alle anderen Zutaten aufzulösen.
- Sodium Hyaluronat: Hyaluronsäure, eine feuchtigkeitsbindende Substanz, die auch vom Körper auf natürliche Weise hergestellt wird.
- Xanthan Gum: ein natürliches Verdickungsmittel, das auch in Lebensmitteln verwendet wird. Es hilft dem Gel dickflüssiger zu werden und dort zu bleiben, wo es sein soll.
- Phenethylalkohol: ein sehr mildes Konservierungsmittel, das verhindert, dass Bakterien in das Gel gelangen; es verleiht dem Gel auch seinen Duft.
- Fructose: Fruchtzucker, wird verwendet, weil Sperma seine Energie aus Fructose und Glukose bezieht.
- Die anderen Bestandteile sind Säuren und Basen, die zum Ausgleich des pH-Werts verwendet werden, und Salze, um die Salzkonzentration den Spermien anzupassen.



Wussten Sie schon?

- ! Frauen mit Kinderwunsch leiden doppelt so häufig an vaginaler Trockenheit als Frauen, die nicht versuchen schwanger zu werden.
- ! Stress kann zu vaginaler Trockenheit führen und verringert die Wahrscheinlichkeit einer Empfängnis.
- ! Handelsübliche normale Gleitgele können schädlich für Spermien sein und sollten bei Kinderwunsch nicht verwendet werden.

Die perfekte Kombination, um die Empfängnischancen auf natürliche Weise zu erhöhen:

FERTI·LILY EINE KLEINE HILFE ZUM GROSSEN GLÜCK

Die FERTI·LILY Empfängnishilfe und das FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitgel können in Kombination miteinander verwendet werden. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft!

DIE FERTI·LILY KINDERWUNSCH EMPFÄNGNISHILFE

- Bringt mehr Spermien zum Muttermund
- Hält die Spermien im schützenden Zervixschleim
- Ermöglicht mehr Spermien zur Gebärmutter zu schwimmen
- Erhöht die Empfängnis-Chancen um 48% laut klinischer Studie



DAS FERTI·LILY KINDERWUNSCH GLEITMITTEL

- Imitiert Eigenschaften des fruchtbaren Zervixschleims
- Der pH-Wert fördert das Überleben der Spermien
- Fördert die Mobilität und Energie der Spermien
- Spermienfreundlichkeit klinisch nachgewiesen



Art.-Nr. PZN	Bezeichnung
62.00.50 17856142	FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel · 1 Tube à 50 ml · 1 Gebrauchsanweisung

Ardo Natal Birth Concept

Produktkonzept zur Unterstützung einer sanften und schmerzarmen Geburt.

Art.-Nr. PZN	Bezeichnung
66.00.11 17425519	Ardo Natal Perimassage Damm-Massageöl Glasflasche à 50ml
66.00.10 19230352	Ardo Natal Support Geburtsgel Fertigspritze à 15ml, Vaginalkatheter

Ardo Natal Perimassage – Damm-Massageöl

Ab der 34. Schwangerschaftswoche regelmäßig angewendet, fördert es die Elastizität des Dammgewebes und erhöht dessen Belastbarkeit.

Das Damm-Massageöl besteht aus rein natürlichen Inhaltsstoffen wie Mandel- und Weizenkeimöl.

Eigenschaften:

- ✓ Sehr dezenter, leicht zitroniger Duft, der schnell verfliegt
- ✓ Ohne synthetische Konservierungs-, Farb- und Duftstoffe
- ✓ Frei von Parabenen, Mineralölen und Mikroplastik



Apotheken und Fachpersonen



Ardo Natal Support Geburtsgel



Speziell entwickeltes Gleitgel zur Erleichterung der natürlichen Geburt

Ardo Natal Support (Medizinprodukt Klasse I) wurde speziell für die Anwendung als Geburtsgel konzipiert und zertifiziert. Es bildet einen Gleitfilm im Geburtskanal und reduziert die geburtsbehindernden Reibungskräfte. Die natürliche vaginale Geburt wird erleichtert und verkürzt, Damm, Vagina und Beckenboden werden geschont. Das Gel enthält keine pharmazeutisch wirksamen Bestandteile, sondern wirkt rein physikalisch.

Das Ardo Geburtsgel basiert auf rein natürlichen Inhaltsstoffen und hat förderliche Eigenschaften:

- ✓ Hydroxyethylcellulose bildet einen gleitfähigen Film im Geburtskanal
- ✓ Glycerin reguliert die Feuchtigkeit in der Vaginalmukosa
- ✓ Xanthan Gum unterstützt die Restoration der Vaginalflora und beugt Irritationen vor
- ✓ Gel ist isoton, leicht sauer, elektrisch leitfähig und unterstützt die Sonographie



Klinisch belegt:
Die Anwendung des Geburtsgels verkürzt die Austreibungsphase um bis zu 30% und reduziert das Risiko von Geburtsverletzungen. (Aydiner Burchan, et al. Perinatal Journal 2017; 25(3):127-132)

Einfache Anwendung Dank speziellem Vaginalkatheter:

Einmalige Applikation mittels des Katheters während einer vaginalen Untersuchung, wenn der Muttermund mind. 5 cm geöffnet ist.

Der Katheter ist 15 cm lang, zur einfachen Applikation des Gels vor dem Muttermund. Er ist flexibel und besitzt eine gerundete Spitze mit seitlichen Öffnungen zum Schutz der Vagina.



Abgerundete Spitze

Weiches, flexibles Material

Zwei seitliche Öffnungen



Mehr Informationen auf ardo.de/geburtsgel



Apotheken und Fachpersonen

Ardo Milchpumpen der neuen Generation

Verschiedene Artikel – dieselbe herausragende Technik



Ardo Alyssa Double

- Für den persönlichen Gebrauch
- Mit Standard-Pumpsets
- Kompatibel mit den Hands-Free Pumpsets

Ardo Alyssa Hands-Free

- Für den persönlichen Gebrauch
- Mit Hands-Free Pumpsets
- Kompatibel mit den Standard-Pumpsets für Alyssa/Bellis

Ardo Bellis

- Für mehrere Benutzerinnen/ für die Vermietung & Klinik
- Lieferung ohne Pumpsets
- Kompatibel mit Standard-Pumpsets für Alyssa/Bellis & Hands-Free Pumpsets

Funktionen der Milchpumpen Alyssa und Bellis

- Memory-Funktion**
 - Speichert die persönlichen Einstellungen und den Abpumpverlauf
 - Automatische Wiederholung beim nächsten Abpumpen
 - Jederzeit anpassbar
- Mobil mit Akku**
 - Integrierter Akku für bis zu acht Abpump-Sessions
 - Kleiner, leichter Pumpenkörper
 - Für Alyssa Hands-Free inkl. Trage-Hilfe
- App-Steuerung**
 - Milchpumpe über MyArdo-App bedienbar (nur Alyssa, nicht Bellis)
- Intuitive Bedienung**
 - Mit beleuchtetem Touch-Display
- Geräuscharm**
 - Für diskretes Abpumpen
- Power-Pumping-Funktion**
 - Vordefiniertes einstündiges Intervall-Pumpen
 - Imitiert das Clusterfeeding
 - Pausiert automatisch und erinnert ans Weiterpumpen
- Personalisierbar**
 - Vakuum und Zyklus individuell einstellbar, unabhängig von einander, in jeder Abpumpphase
 - Für sanftes und effizientes Abpumpen
- 2-Phasen Milchpumpe**
 - Analog dem natürlichen Saugverhalten von Babys
 - Phase jederzeit manuell wechselbar, entsprechend dem Einsetzen des Milchspendereflexes


Innovativ für mehr Komfort: Automatisches Power Pumping Programm

Ardo Alyssa und Bellis sind die weltweit ersten Milchpumpen mit einem automatischen Power Pumping Programm: Ein vordefiniertes Intervallpumpen, das das Clusterfeeding imitiert.

Mit nur einem Tastendruck kann die Anwenderin bequem Powerpumpen und dabei den Kopf frei haben für andere Dinge, denn die Milchpumpe pausiert automatisch und erinnert nach der Pause ans Weiterpumpen.

Power Pumping Intervalle:

- 20 Min. Pumpen
- 10 Min. Pause
- 10 Min. Pumpen
- 10 Min. Pause
- 10 Min. Pumpen



Freihändig abpumpen mit allen Ardo Milchpumpen

Die neuen Ardo Hands-Free Pumpsets

- ermöglichen Bewegungsfreiheit beim Abpumpen
- Passen in fast alle Still-BHs
- Fassen bis zu 180ml
- Mit 4 Brustglocken-Größen: 17 mm, 19 mm, 24 mm, 27 mm
- Inkl. Umhängeband für die Milchpumpe
- Kompatibel mit allen elektrischen Milchpumpen von Ardo



Art.-Nr. PZN	Bezeichnung
63.00.500 18792527	Ardo Alyssa Double • Milchpumpe inkl. 2 x Pumpset mit Brustglocke Ø 26 mm • 2 x Brustglockeneinsatz Ø 22 mm
63.00.541	Ardo Alyssa Hands-Free • Milchpumpe inkl. 2 x Hands-Free Pumpset mit Brustglocke Ø 24 mm • 2 x Brustglockeneinsatz Ø 19 mm
63.00.522	Ardo Bellis • Milchpumpe inkl. Transporttasche
63.00.552 18792533	Ardo Single Pumpset Alyssa/Bellis
63.00.553 18792556	Ardo Double Pumpset Alyssa/Bellis
63.00.454	Double Pumpset Hands-Free • 2 x Hands-Free Pumpset mit Brustglocke Ø 24 mm • 2 x Brustglockeneinsatz Ø 19 mm
63.00.455	Brustglockeneinsatz Ø 17 mm für Hands-Free Pumpset (2 Stk.)
63.00.456	Brustglocke Ø 27 mm für Hands-Free Pumpset (2 Stk.)

Alle Milchpumpen inkl. USB-C Ladekabel, Netzstecker und Gebrauchsanweisung

Die Milchpumpe für Ihr Vermietgeschäft



Ihre Vorteile:

- Der Goldstandard der Klinik- und Vermietmilchpumpen
- Höchster Hygienestandard und Sicherheit
- Hohe Milchbildung durch evidenzbasierte Technik
- Hohe Benutzerfreundlichkeit
- Zeitersparnis für Sie durch einfach wischdesinfizierbares Gehäuse und kurze Erklärung der einfachen Bedienung
- Teamschulung bei Ihnen vor Ort
- Umfassendes Produktsortiment für Zusatzverkäufe
- Zubehör auch über Pharma-Großhandel erhältlich

Carum Miete

- Klare, günstige Mietkosten
- Flexibel anpassbarer Bestand
- Keine Kapitalbindung
- Technischer Service
- Monatlich kündbar

Carum Kauf

- Günstige, einmalige Anschaffungskosten
- Starke Rentabilität durch Eigentum
- 100% Unabhängigkeit bei Abrechnung
- 3 Jahre Garantie

Gerne informieren wir Sie unverbindlich:
08153 / 90 877 0 oder info@ardo.de

Schnelle Auffindbarkeit als Mietzentrale dank der Mietstationensuche inkl. Routenplaner unter milchpumpe-leihen.ardo.de



Art.-Nr.
PZN

Bezeichnung

Die leistungsstarke Klinik-Milchpumpe

- Vollautomatischer Stimulations- und Abpumpmodus
- Saugstärke und Saugintervall individuell regulierbar
- Besonders leiser Betrieb
- Sehr einfache Bedienung, inkl. Erklärungsfilm (QR-Code auf der Carum)
- Sensitives Programm zum Abpumpen bei schmerzenden Brustwarzen



Anwendungsvideo Carum.
Einfach QR-Code scannen und anschauen.



63.00.71
09487860



Carum Lieferumfang:

- Carum Milchpumpe
- Netzstecker
- Flaschenhalter
- Gebrauchsanweisung
- Container-Box für sicheren Transport

HMV-Nr. 01.35.01.1015



63.00.127

Flaschenhalter für Carum



63.00.136

Container für Carum



63.00.130

EUR-Netzkabel für Carum

63.00.113

Prüfvakuummeter

Art.-Nr.
PZN Bezeichnung

Calypso

- Die besonders leise und behutsame elektrische Milchpumpe
- Ohne voreingestellte Phasen, komplett manuell einstellbar
- Mit je 8 Levels für Saugstärke (Vakuum) und Saugfrequenz (Zyklus)
- Pumpsets mit geschlossenem System für hygienische Sicherheit



63.00.194
10211040

Calypso Einzel-Milchpumpe

- Pumpset mit Brustglocke 26mm
- Netzadapter, Standfuß
- Zur Doppelpumpe erweiterbar!

HMV-Nr. 01.35.01.1014

Anwendung in der Vermietung nur nach Einweisung durch Ardo. Bitte kontaktieren Sie uns diesbezüglich unter: 08153/908770 oder info@ardo.de



63.00.197
10211057

Calypso Double Plus Doppel-Milchpumpe

- 2 x Pumpset mit Brustglocke 26mm
- 2 x Brustglockeneinsatz 22mm aus Silikon
- Flaschenhalter, Netzadapter



63.00.60

Calypso Pump Unit



Art.-Nr.
PZN Bezeichnung

Ardo Pumpset

- Kompatibel mit den Ardo Milchpumpen Calypso und Carum (nicht verwendbar mit Alyssa und Bellis!)
- Geschlossenes System zur Keimbarriere
- Mit 150 ml Milchflaschen inkl. Deckel mit Einlage, kompatibel mit Standard-Saugern (Schmalhals)
- Weitere Brustglockengrößen separat erhältlich (siehe S. 35)
- Frei von BPA und BPS



63.00.219
06138573

Single Pumpset 26 mm

Mit Brustglocke 26mm

HMV-Nr. 01.99.01.2013

63.00.260
16807302

Single Pumpset 31mm

Mit Brustglocke 31mm

HMV-Nr. 01.99.01.2013

63.00.222
06138604

Double Pumpset 26 mm

• 2 x Pumpset mit Brustglocke 26mm

HMV-Nr. 01.99.01.2014



Amaryll Start

- Der Handgriff lässt sich für Rechts- und Linkshänderinnen ergonomisch einstellen
- Geschlossenes System zur Keimbarriere

63.00.191
18441791

Amaryll Start Handmilchpumpe

- Mit Brustglocke 26mm
- Mit 150ml Milchflasche inkl. Deckel mit Einlage, kompatibel mit Standard-Saugern (Schmalhals)
- Weitere Brustglockengrößen separat erhältlich (siehe Seite 35)



63.00.32
06138567

Amaryll Kombikit Bedienhebel

Macht aus einem Ardo Pumpset eine Amaryll Handmilchpumpe



Zusammenbau des Ardo Pumpsets

Hier geht es zum
Info-Video zum korrekten
Zusammenbau



- 1 Stecken Sie das Lippenventil vorsichtig unten an die Brustglocke.
- 2 Schrauben Sie die Brustglocke auf die Milchflasche.
- 3 Setzen Sie den Vakuumtopf mit der glatten Seite nach außen oben in die Brustglocke.
- 4 Setzen Sie den grünen Verschluss oben auf die Brustglocke (Bojontverschluss! Achten Sie auf die Markierungen!) und drehen Sie den Verschluss sanft, ca. einen halben Zentimeter, nach rechts.

Mögliche Fehler beim Zusammenbau:

- Lippenventil ist eingerissen (Lippenventil zur Reinigung nur sanft in etwas Wasser schwenken!)
- Vakuumtopf ist mit der glatten Seite nach innen eingesetzt worden
- Vakuumtopf wurde nicht in die Brustglocke sondern in den Verschluss gelegt und dann montiert (hat sich verklemmt bzw. ist verrutscht)
- Vakuumtopf fehlt oder ist beschädigt (Riss/Loch)
- Verschluss-schlauchadapter wurde zu kraftvoll oder falsch verschlossen

Zubehör für alle Ardo Pumpsets (außer Hands-Free) sowie Amaryll Handmilchpumpe

Art.-Nr. PZN	Bezeichnung
63.00.265 12396575	Brustglocke 26 mm (2 Stk.)
63.00.275 12396664	Brustglocke 36 mm (2 Stk.)
63.00.397 18653122	Brustglockeneinsatz 18 mm (2 Stk.) aus Silikon, für Brustglocke 26 mm
63.00.396 18441816	Brustglockeneinsatz 22 mm (2 Stk.) aus Silikon, für Brustglocke 26 mm
63.00.398 19231222	Brustglocke 31 mm mit Brustglockeneinsatz 28 mm aus Silikon (je 2 Stk.)
63.00.87 19231216	Optiflow Silikon-Massageeinsatz mit Brustglocke 31 mm (je 1 Stk.)



Wussten Sie schon?

Die richtige Brustglockengröße ist entscheidend. Ist die Brustglocke zu groß oder zu klein, kann sie wunde Brustwarzen und Schmerzen verursachen. Mit dieser Größenabmessung findet man die richtige Brustglocke.

Gerne senden wir Ihnen diese Brustglocken-Schablone in Form eines praktischen Abreißblocks zu.

08153 / 90 877 0



Art.-Nr.
PZN

Bezeichnung

63.00.141
Netzadapter für Calypso
(auch für Double Plus/to-go)



63.00.11
Transporttasche
Gepolsterte Tasche für elektrische Milchpumpe
und Zubehör inkl. Kühlfach für Milchflaschen



63.00.82
06138739
Ardo Kühltasche
komplett
Zum sicheren Transport
von Muttermilch
· Maße BxHxT: 18x13x17 cm
· inkl. 3 Kühlelementen



63.00.46
06138596
Pumpsetkit
Das Umwandlungsset macht aus
der Amaryll Handmilchpumpe
ein Pumpset für elektrische
Milchpumpen von Ardo
· Vakuumtopf
· Verschluss Schlauchadapter
· Schlauch mit Schlauchadapter



63.00.88
06138627
Servicekit (klein)
Ersatzteilset zum Pumpset
· 2 Lippenventile
· 1 Vakuumtopf
· 1 Schlauchadapter



63.00.264
12396569
Servicekit (groß)
Ersatzteilset zum Pumpset
· 4 Lippenventile
· 2 Vakuumtöpfe
· 2 Schläuche
· 2 Schlauchadapter



Art.-Nr.
PZN

Bezeichnung

63.00.263
06138633
Bottle Set
Hochwertige Flaschen
zur Aufbewahrung
von Muttermilch.
Passend für gängige
Sauger (Schmalhals),
mit Skalierung
· 3 Milchflaschen 150ml
· 3 Flaschendeckel
· 3 Deckeleinlagen




63.00.334
15744410
Easy Store
Zur einfachen und
platzsparenden
Aufbewahrung von
Muttermilch im
Kühl- oder Gefrierschrank
· 25 Muttermilch-Aufbewahrungsbeutel
· BPA-frei, vorsterilisiert
· Geruchs- und geschmacksneutral
· Auslaufschutz durch doppelten
Zip-Verschluss




63.00.186
10211086
Easy Clean
Mikrowellenbeutel
zur Dampfreinigung
von Stillzubehör wie
Flaschen oder Pumpsets
(1 Beutel = 20 Reinigungsvorgänge)
· 5 Beutel (= 100 Reinigungsvorgänge)



Wussten Sie schon? 

- Die Dampf-Sterilisationsbeutel von Ardo eignen sich ideal für die einfache Sterilisierung des Stillzubehörs, Flaschen und Pumpsets
- Der Dampf-Sterilisationsbeutel besteht außen wie innen aus thermoplastischem Kunststoff und ist dadurch besonders hitzebeständig und für mehrere Sterilisations- und Reinigungsvorgänge geeignet
- Handhabung: Zubehör in den Mikrowellen-Beutel legen, 60ml Wasser hinzugeben und bei 600–1100 W 1,5–5 Minuten lang erhitzen: Das überschüssige Wasser aus dem Beutel abgießen und vorsichtig öffnen



Art.-Nr. PZN	Bezeichnung
-----------------	-------------

63.00.184
10211092
Day & Night Pads (30 Stk.)
Anatomisch geformte Einweg-Stilleinlagen mit Seitenauslaufschutz, einzeln verpackt, besonders saugstark
· 30 Einwegstilleinlagen



63.00.185
10211100
Day & Night Pads (60 Stk.)
Anatomisch geformte Einweg-Stilleinlagen mit Seitenauslaufschutz, einzeln verpackt, besonders saugstark
· 60 Einwegstilleinlagen

63.00.213
00718849
LilyPadz - Silikon Pads
Wiederverwendbare Stilleinlage aus atmungsaktivem High-Tech Silikon. Verhindert Milchaustritt durch leichten Druck auf die Brustwarze. Nahezu unsichtbar, selbsthaftend und besonders dünn.
· 2 LilyPadz
· 2 Trägerschalen
· 1 Aufbewahrungsdose



**Sicher und geschützt...
auch ohne
Still-BH**

LilyPadz, die wiederverwendbaren Silikon-Pads sind selbsthaftend, verrutschen nicht und schützen sicher und diskret vor auslaufender Muttermilch.

Tulips Brusthütchen / Stillhütchen

Zur kurzzeitigen Verwendung, um Anlegeschwierigkeiten zu überbrücken sowie zum Schutz von wunden oder schmerzenden Brustwarzen. Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox.

Wir empfehlen bei der Verwendung von Stillhütchen die Rücksprache mit einer Fachperson.

Eigenschaften:

- Aus hauchdünnem, weichen Silikon
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Mit weicher, gerundeter Spitze
- Tulpenform für größtmöglichen Hautkontakt
- Auch für Frühchen geeignet
- BPA-frei und Latex-frei



Art.-Nr. PZN	Bezeichnung
-----------------	-------------

63.00.323
16369291
Tulips Größe S
2 Stillhütchen, 1 Aufbewahrungsbox
Durchmesser innen ca. 16 mm
Für frühgeborene und kleine termingeborene Babies, passend für kleinere Brustwarzen mit einem Durchmesser bis ca. 14 mm



63.00.204
06730082
Tulips Größe M
2 Stillhütchen, 1 Aufbewahrungsbox
Durchmesser innen ca. 20 mm
Für frühgeborene und termingeborene Babies, passend für Brustwarzen bis ca. 18 mm Durchmesser



63.00.201
06730099
Tulips Größe L
2 Stillhütchen, 1 Aufbewahrungsbox
Durchmesser innen ca. 24 mm
Für termingeborene Babys, passend für größere Brustwarzen bis ca. 22 mm Durchmesser



Brustwarzen-Kompressen

Die Ardo Care Kompressen kühlen und beruhigen wunde, gereizte sowie schmerzende Brustwarzen, unterstützen die natürliche Regeneration der Haut und helfen, Infektionen vorzubeugen.

- Vlies-Kompressen mit Hydrogel auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe, vegan
- Hyaluronsäure spendet Feuchtigkeit und dient als Keimbarriere
- Die runde Form sorgt für optimalen Sitz
- Ohne Konservierungsmittel, Duftstoffe und Mikroplastik
- Frei von Glycerin, kein Aufweichen der Haut
- Unbedenklich für das Baby, muss vor dem Stillen nicht abgewischt werden
- Sehr lange haltbar (48 Monate)



Lanolin Brustwarzensalbe

Ardo Care Lanolin schützt und pflegt empfindliche und trockene Brustwarzen und beugt Irritationen vor.

- 100% ultra-reines Lanolin, ungebleicht
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Frei von Farb-/Duft-/Konservierungsstoffen
- Frei von BHT (Butylhydroxytoluol)
- Kein Mindesthaltbarkeitsdatum nötig
- Unbedenklich für das Baby, muss vor dem Stillen nicht abgewischt werden



Vegane Brustwarzensalbe

Ardo Care Balm wurde speziell entwickelt, um die herausragenden Eigenschaften von Lanolin vegan nachzubilden. Es besteht aus natürlichen Wachsen und Ölen und wird unabhängig als vegan zertifiziert.

- Aus rein natürlichen Rohstoffen gemäß naturkosmetischen Standards
- Frei von Duftstoffen und synthetischen Konservierungsmitteln
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Kein Mindesthaltbarkeitsdatum nötig
- Unbedenklich für das Baby, muss vor dem Stillen nicht abgewischt werden



Art.-Nr. PZN	Bezeichnung
63.00.386 18033141	Ardo Care Compresses · Pck. à 12 Kompressen
63.00.372 17240553	Ardo Care Lanolin · 1 Tube à 10 ml
63.00.373 18386856	Ardo Care Lanolin · 1 Tube à 30 ml
63.00.382 17836955	Ardo Care Balm · 1 Tube à 10 ml

Chirurgische Absaugung



Chirurgische Absaugung

Chirurgiesauger Ardo Master & Senator

Zuverlässig, saugstark und leise



Absauggeräte müssen vor allem eines leisten: Sie zuverlässig in Ihrer Arbeit unterstützen. Unsere Chirurgiesauger erbringen eine konstant hohe Saugleistung und sind dabei extrem leise. Dadurch können Sie konzentrierter Arbeiten, die Stressbelastung ist geringer und Ihre Anweisungen während der OP werden auf Anhieb gehört. Unsere Geräte sind außerdem intuitiv zu bedienen, sicher und sehr langlebig.

Wartungsfreier, flüsterleiser Glaszylinder-Graphitkolben-Antrieb

Integrierter Tragegriff



Gut lesbares Manometer

Universal-Geräteschiene

Intuitiv zu bedienen

Kontrolllampe für Fußschalter

Einfach zu reinigende Oberfläche

Bakterienfilter zum Schutz vor Flüssigkeit und Bakterien



Breites Anwendungsspektrum

Beide Geräte sind vielseitig einsetzbar in Klinik und Praxis. Der Unterschied zwischen Ardo Master und Ardo Senator liegt in ihrer Saugleistung.

Gerne beraten wir Sie, welches Gerät am besten für Ihre Zwecke geeignet ist. Kontaktieren Sie uns unter 08153/90 877 0 oder info@ardo.de



Ardo Master: Saugleistung 50 l/min
Vakuum bis -95kPa/-713mmHg

Ardo Senator: Saugleistung: 30 l/min
Vakuum bis -95kPa/-713mmHg

Indikations-Beispiele Master:

- Chirurgie
- Orthopädie
- Liposuktion
- Zahn-/Kieferchirurgie
- Veterinärmedizin
- Sekretabsaugung allgemein

Indikations-Beispiele Senator:

- Endoskopie
- Gynäkologie und Vakuumextraktion
- Hals-Nasen-Ohren
- Notfallabsaugung
- Sekretabsaugung allgemein

Kompromisslose Funktionalität:

Schneller Vakuumaufbau, konstante Saugleistung und Langlebigkeit durch das geräuscharme und wartungsfreie Glaszylinder-Graphitkolben-System, einfache Bedienbarkeit und gut lesbares Manometer.

Hygienische Sicherheit

Der hydrophobe Bakterienfilter schützt die Pumpe vor Kontamination sowie vor dem Eindringen von Flüssigkeit. Das Gehäuse der Vakuumpumpen lässt sich einfach reinigen und mit den gängigen Mitteln desinfizieren.

Hohe Flexibilität:

Der integrierte Tragegriff und die Geräteschiene sorgen für Mobilität. Zubehör wie das Rollgestell mit zusätzlicher Geräteschiene oder die Pumpenhalterung zur Montage am Turm ermöglichen den flexiblen Einsatz im OP und auf Station.

Schweizer Präzision mit Garantie:

Wir verwenden ausschließlich hochwertige Komponenten und fertigen die Vakuumpumpen in Präzisionsarbeit in der Schweiz. Darauf geben wir Ihnen 5 Jahre Garantie.

„In heiklen Situationen müssen die Geräte im OP so zuverlässig und präzise wie möglich sein – die Master Absaugpumpe erfüllt perfekt unsere hohen Ansprüche.“

Thomas Greshocke,
Ltg. Medizintechnik
Herz-Jesu Krankenhaus,
Münster-Hiltrup

„Die Ardo Absauggeräte sind zuverlässig und angenehm leise, sodass man sich ganz auf Patient und Untersuchung konzentrieren kann.“

Dr. Berthold Brodin,
GASTROPRAXIS NEUSS

Der Ardo Chirurgiesauger auf einen Blick

Produktbeschreibung:

- Schneller Vakuumaufbau bis -95 kPa
- Sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb
- Fein justierbare, stufenlose Saugstärkenregelung
- Verschleiß- und wartungsfreies Glaszylinder-Graphitkolben-System
- Geräteschiene am Absauggerät und sowie am Rollgestell
- Integrierter Tragegriff am Gehäuse
- Großes, gut lesbares Manometer

Kontraindikationen:

- Kardiochirurgie
- Betrieb mit niedrigem, präzisiertem Vakuum, z.B. Thorax-Drainage
- Verwendung im Freien, in Transportmitteln, im häuslichen Gebrauch



Ardo Chirurgiesauger mit Rollgestell und Fuß-Ein-/Aus-Schalter (Rollgestell separat s. S. 47)

5
Jahre
Garantie

Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

Ardo Master – Saugleistung 50 l/min

30.00.39	Ardo Master Chirurgiesauger weiß
----------	----------------------------------

30.00.40	Ardo Master Chirurgiesauger weiß mit Fußschalter
----------	--

Ardo Senator – Saugleistung 30 l/min

31.00.40	Ardo Senator Chirurgiesauger weiß
----------	-----------------------------------

31.00.41	Ardo Senator Chirurgiesauger weiß mit Fußschalter
----------	---

Lieferumfang:

- Vakuumpumpe mit integriertem Tragegriff und Geräteschiene
- Vakuumschlauch 50 cm aus Silikon inkl. 2 Winkelsteckkupplungen
- Fuß-Ein-/Aus-Schalter (nur bei 30.00.40 und 31.00.41)
- Gebrauchsanweisung
- 5 hydrophobe Bakterienfilter inklusive

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 230 V
- Saugleistung: Senator 30 l/min / Master 50 l/min
- Max. Vakuum: -95 kPa (-713 mmHg)
- Gewicht ohne Fahrgestell: 7,4 kg

Hydrophober Bakterienfilter für Ardo Master und Senator Chirurgiesauger

Zum Schutz vor Überlauf und Kontamination

Der Bakterienfilter ist ein essentielles Zubehör für Ihre Absauggeräte von Ardo. Er schützt Ihre Pumpe vor Kontamination durch Bakterien (Filtereffizienz: 99,99946%) und verhindert durch seine hydrophoben Eigenschaften das Eindringen von Flüssigkeit und Schaum.



Hinweise zum Filterwechsel:

Zum Erhalt der vollen Saugleistung sowie zum Schutz Ihrer Pumpe muss der Filter monatlich gewechselt werden. Bei sehr starker Nutzung ggf. früher. Nutzen Sie die vorhandene Fläche auf dem Filter zum Eintragen des Wechseldatums. Der regelmäßige Filterwechsel ist Voraussetzung für Ihre 5-Jahres-Garantie auf Ihren Ardo Chirurgiesauger.

So einfach testen Sie den Filter:

- Schlauch vom Filter entfernen
- Vakuum-Regler auf Maximum stellen
- Pumpe einschalten
- Bei laufendem Gerät mit der Einstellung auf maximales Vakuum und bei offenem Vakuumanschluss am hydrophoben Bakterienfilter soll das Vakuummeter nicht mehr als -20 kPa (-150 mmHg) anzeigen, sonst hydrophoben Bakterienfilter ersetzen.

In folgenden Fällen ist ein frühzeitiger Filterwechsel notwendig:

- Es ist Flüssigkeit in den Filter eingedrungen
- Die Saugleistung der Pumpe ist vermindert

Art.-Nr.	Bezeichnung
50.00.05	Hydrophober Bakterienfilter (VE 10 Stk.) · Schutz der Pumpe vor Flüssigkeit und Kontamination · Verbrauchsartikel, monatlich zu wechseln
50.00.170	Rollgestell mit Geräteschiene · Maße (LxBxH): ca. 560x450x660 mm · Gewicht: ca. 10,7kg · 4 Lenkrollen, davon 2 Rollen antistatisch mit Bremse · Unterfahrhöhe ca. 125mm
50.00.130	Pumpenhalterung zur Montage am Geräteturm · Maße (LxBxH): ca. 290x170x85 mm · Material: Aluminium, farblos eloxiert
50.00.245	Fuß-Ein-/Aus-Schalter zur freihändigen Bedienung · Ersatzteil für Vakuumpumpen mit Fußschalter: 30.00.40, 31.00.41, 30.00.36, 31.00.37 · Anschlusslänge: 200cm
50.00.246	Halterung für Fuß-Ein-/Aus-Schalter · Praktische Verstaumöglichkeit zum Transport · Maße (LxBxH): ca. 103x113x68 mm · Material: Chromstahl











Art.-Nr. Bezeichnung

50.00.57 Instrumentenablage für Geräteschiene

- Maße (LxBxH): ca. 243x180x27 mm
- Material: Chromnickelstahl 18/10



50.00.07 Fußvakuumregler zur freihändigen Bedienung

- Für alle Ardo Chirurgiesauger geeignet
- Hilfreich vor allem zur Vakuumextraktion
- Anschlusslänge: 200 cm



50.00.63 Pedalhalter für Fußvakuumregler am Rollgestell

- Maße (LxBxH): ca. 130x20x63 mm
- Material: Kunststoff (Polyethylen weiß)



50.00.99 Umschaltventil inkl. 3 Verbindungsschläuchen

- Zur Verbindung von zwei Sekretflaschen mit dem Ardo Absauggerät, inkl. Halterung für die Geräteschiene
- Aus hochwertigem Aluminium, eloxiert
- enthält 1 x 40 cm und 2 x 50 cm Vakuumschlauch



50.00.97 Schlauchhalter für Normschiene

- Halterung für Absaugschlauch
- zum Anbringen an Normschiene



50.00.106 Universalhalter mit Schienenklemme

- Hochwertige Anbringung von Kanistern an Normschienen
- Material: Aluminium



Das intelligente Flüssigkeits-Auffangsystem

Das Einweg-Auffangsystem von Pergo

- ✓ Einfache und zeitsparende Handhabung
- ✓ Enorm reißfeste, flexible Sekretbeutel
- ✓ Hochwertige und sehr langlebige Kanister
- ✓ Geringer Lagerplatzbedarf dank Faltung
- ✓ Weniger Verpackungsmüll dank 3x mehr Inhalt



Hier geht es zum Anleitungsvideo



Spart Zeit

- Einfaches und schnelles Einsetzen der Beutel
- Schnelle Entnahme mit einer Hand möglich
- Vakuumschlauch bleibt mit Kanister verbunden



Spart Platz

- Sekretbeutel sind klein gefaltet
- Bis zu 60% weniger Volumen
- Karton à 70 bzw. 100 Stk.



Spart Kosten

- Preisgünstige Produkte
- Niedrige Lagerhaltungskosten
- Geringere Transportkosten



Art.-Nr. Bezeichnung

Pergo Kanister aus Polycarbonat

- Sehr hohe Lebensdauer
- Gut lesbare Skalierung (Genauigkeit ± 100 ml)
- Mit integriertem L-Konnektor
- Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Min.

05.0853 1 Liter Kanister für Einweg-Sekretbeutel

05.0854 2 Liter Kanister für Einweg-Sekretbeutel

05.0855 3 Liter Kanister für Einweg-Sekretbeutel

05.0046 Pergo Ersatz-Anschluß für Kanister (3 Stk.)



Pergo Einweg-Sekretbeutel aus Polyethylen

- Flexibel und enorm reißfest
- Hohe Transparenz
- Zwei ergonomische Henkel zur einfachen Entnahme
- Hydrophober Bakterienfilter schützt vor Übersaugung und Auslaufen
- Rückstandsfreie Verbrennung zu CO₂ und Wasser
- Haltbar für 5 Jahre, warm und trocken lagern

05.0404 1 Liter Einweg-Sekretbeutel (VE 100 Stk.)

05.0402 2 Liter Einweg-Sekretbeutel (VE 100 Stk.)

05.0939 3 Liter Einweg-Sekretbeutel (VE 70 Stk.)

05.0972 1 Liter Einweg-Sekretbeutel mit Geliergranulat (VE 100 Stk.)

05.0973 2 Liter Einweg-Sekretbeutel mit Geliergranulat (VE 100 Stk.)


05.4442 3 Liter Einweg-Sekretbeutel mit 2 x Geliergranulat (VE 70 Stk.)



Art.-Nr. Bezeichnung

50.00.248 Vakuumverbindungsschlauch

- Mit Steckkupplung zum Anschluss an den Bakterienfilter am Ardo Absauggerät
- Innendurchmesser 7 mm
- Länge: 50 cm
- Silikon, transparent, sterilisierbar



Silikonschlauch transparent, sterilisierbar

- Innendurchmesser 7 mm

50.00.236 Länge 170 cm

- Zur Verwendung als Patientenschlauch
- Direkt an Pergo Sekretbeutel anschließbar



50.00.47 Länge 100 cm / Meterware

- Länge flexibel wählbar, Preis pro Meter

50.00.106 Universalhalter mit Schienenklemme

- Hochwertige Anbringung von Kanistern an Normschienen
- Material: Aluminium



05.0128 Pergo Universalhalter mit Schienenklemme

- Günstige Anbringung von Kanistern an Normschienen
- Material: Polycarbonat



05.1618 Pergo Geliermittel-Sachets (150 Stk.)

- Zum Gelieren der Flüssigkeiten im Sekretbeutel
- Einbringung über den Sample Port (nur 2 L & 3 L Beutel)



50.00.61 Kupplungsstück, transparent

- Zur Verwendung mit Silikonschlauch 50.00.47
- Zum Anschluss an den Bakterienfilter am Ardo Absauggerät
- sterilisierbar



Art.-Nr. Bezeichnung

Mehrweg-Sekretflaschen von Ardo

- Mehrweg-Behälter zum Auffangen des abgesaugten Sekrets
- Aus widerstandsfähigem, langlebigem Polysulfon
- Schnell und einfach zusammenzubauen
- Transparent, mit geprägter Skalierung

50.00.167 1 Liter Sekretflasche

50.00.168 2 Liter Sekretflasche

50.00.169 5 Liter Sekretflasche



Flaschendeckel für Mehrweg-Sekretflaschen

- Für alle Ardo Sekretflaschen (1l, 2l und 5l)
- Absolut dichter Verschluss mit Überlaufsicherung
- Mit Griff und Schnellkupplung für alle Geräteschienen

50.00.08 Flaschendeckel für Ø 7 mm Patientenschlauch

50.00.10 Flaschendeckel für Ø 10 mm Patientenschlauch



Ersatzteile für Flaschendeckel

50.00.83 Halter für Schwimmer der Überlaufsicherung

50.00.84 Schwimmer der Überlaufsicherung

99.00.544 Dichtungsring für Flaschendeckel



Art.-Nr. Bezeichnung

50.00.85 Winkelsteckkupplung Ø 8 mm grün
 · Für Vakuumschluss am Flaschendeckel
 · Für Ø 7 mm Vakuumschlauch



50.00.86 Winkelsteckkupplung transparent Ø 8 mm
 · Für Patientenanschluss am Flaschendeckel
 · Für Ø 7 mm Patientenschlauch



50.00.87 Winkelsteckkupplung transparent Ø 13 mm
 · Für Patientenanschluss am Flaschendeckel
 · Für Ø 10 mm Patientenschlauch



50.00.01 Vakuumschlauch für Mehrweg-Sekretflaschen, Ø 7 mm, 50 cm
 · Vakuumschlauch für Mehrweg-Sekretflaschen, Ø 7/13 mm, 50 cm
 · Silikon, sterilisierbar
 · Inkl. 2 Winkelsteckkupplungen grün 50.00.85, transparent 50.00.86



50.00.02 Patientenschlauch für Mehrweg-Sekretflaschen, Ø 7 mm, 170 cm
 · Silikon, sterilisierbar
 · Inkl. 1 Winkelsteckkupplung transparent 50.00.86



50.00.04 Patientenschlauch für Mehrweg-Sekretflaschen, Ø 10 mm, 170 cm
 · Silikon, sterilisierbar
 · Inkl. 1 Winkelsteckkupplung transparent 50.00.87



50.00.47 Silikonschlauch, Ø 7 mm, sterilisierbar, Länge: 100 cm

50.00.46 Silikonschlauch, Ø 10 mm, sterilisierbar, Länge: 100 cm

50.00.236 Silikonschlauch, Ø 7 mm, sterilisierbar, Länge: 170 cm



Chirurgische Absaugung

Das richtige Auffangsystem

Einweg oder Mehrweg – Das ist die Frage, die Sie sich nicht nur aus Sicht der Hygiene und der Arbeitssicherheit stellen sollten, denn tatsächlich sparen Sie mit einem Einwegsystem wertvolle Arbeitszeit und unter dem Strich meist auch Kosten.

Welche Lösung für Ihre Praxis oder Station die richtige ist können Sie nur selbst entscheiden.

Folgende Parameter sollten Sie dabei berücksichtigen:

Mehrweg

Einweg


Kosten & Effizienz



- Kosten für vorgeschriebene Schutzausrüstung der Mitarbeiter
- Zeitaufwand für manuelle Reinigung und Desinfektion oder Kosten für Reinigungs- und Desinfektionsgerät
- Bedarf an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

- Schneller und einfacher Beutelwechsel
- Sehr geringer Arbeitsaufwand
- Schnelle und hygienische Entsorgung
- Gut kalkulierbare Kosten für Einwegbeutel

Arbeitsschutz & Infektionsschutz



- Infektionsrisiko bei Leerung durch Spritzer und Aerosole
- Aufbereitungseinheit, spezielles Ausgussbecken und Schutzausrüstung sind vorgeschrieben
- Arbeitgeber sind verpflichtet eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben

- Geschlossenes System, kein Kontakt mit Sekreten
- Entsorgung nach AS 18 01 04 mit Siedlungsabfällen möglich
- Zusätzliche Auslauf-Sicherheit bei Nutzung von Gelierrmittel

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit



- Fehleranfälligkeit durch falsches Zusammensetzen der gereinigten Komponenten
- Risiko der Patientengefährdung oder der Kontamination des Absauggeräts durch Fehlbedienung
- Unangenehme Gerüche und Anblicke bei Entleerung und Reinigung

- Hydrophober Bakterienfilter im Sekretbehälter am Vakuumschluss zum Überlaufschutz und Schutz des Absauggeräts vor Kontamination
- Hoher Patientenschutz, da Fehlbedienung nicht möglich

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

Die folgenden Bedingungen gelten für alle Angebote, Verkäufe und Lieferungen durch die Ardo medical GmbH (Ardo). Abweichende Absprachen haben nur Gültigkeit, wenn sie von Ardo schriftlich bestätigt werden. Aufträge (Warenbestellungen), die auf Bestellformularen des Kunden eingehen und die Bestimmungen, Klauseln oder Bedingungen enthalten, werden nur unter der Bedingung angenommen, dass ungeachtet solcher in den Bestellformularen des Kunden enthaltene Bestimmungen, Klauseln oder Bedingungen das Vertragsverhältnis ausschließlich auf Grund der Bedingungen von Ardo geregelt bleibt. Durch die Annahme und Erfüllung eines solchen Auftrags mit anderen Klauseln werden weder Haftung noch sonstige Verpflichtungen von Ardo wie sie in diesen allgemeinen Bedingungen enthalten sind, in irgendeiner Weise verändert, erweitert oder eingeschränkt.

2. Preise

Die Preise verstehen sich, falls nicht anders angegeben, netto ab Lager Weßling. Sollten sich während der Auftragsabwicklung Änderungen durch Preisaufschläge, zusätzliche fiskalische Belastungen, Zollerhöhungen oder Währungsschwankungen ergeben, so behält sich Ardo eine entsprechende Preisanpassung vor. Die nachträgliche Korrektur von Schreibfehlern bleibt Ardo vorbehalten. Die Preise gelten in Euro, ab Werk, exkl. Porto, inkl. Standardverpackung.

3. Kleinlieferungen

Bei Bestellungen von weniger als EUR 250,00 berechnet Ardo eine Lieferpauschale in Höhe von netto EUR 8,00. Ab EUR 250,00 netto Auftragswert (Warenbestellungen) liefert Ardo die Waren innerhalb Deutschland frei Haus.

4. Liefertermine

Liefertermine werden nach bestem Ermessen angegeben. Eventuelle Terminüberschreitungen berechtigen den Käufer weder zum Vertragsrücktritt noch zur Geltendmachung von Ersatz oder sonstigen Ansprüchen. Erstreckt sich indessen der Liefertermin um mehr als das Doppelte der angegebenen Lieferzeit, mindestens jedoch um mehr als 3 Monate darüber, so ist es dem Käufer freigestellt, unter Verzicht auf weitere Ansprüche vom Vertrag zurückzutreten. Höhere Gewalt entbindet Ardo von allen Verpflichtungen und berechtigt sie, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten.

5. Zahlungsbedingungen

Alle Lieferungen sind innerhalb von 20 Tagen ab Rechnungsdatum netto zahlbar, es sei denn, andere Zahlungsziele sind schriftlich vereinbart. Mit Ablauf dieser Frist befindet sich der Käufer ohne Mahnung in Verzug. Gerät der Käufer in Verzug, ist Ardo berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu berechnen. Ardo behält sich zudem das Recht vor, Mahngebühren in Rechnung zu stellen.

6. Versand

Sämtliche Lieferungen erfolgen, soweit nicht anders vereinbart, auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Beanstandungen betreffend Beschädigung, Verspätung oder Verlust sind vom Empfänger direkt bei der Transport- oder Versicherungsgesellschaft anzuzeigen. Reklamationen über allfällige schlechte Verpackung müssen am Tag des Wareneingangs erfolgen. Die über die Standardverpackung hinausgehende Verpackung wird billigt in Rechnung gestellt.

7. Material- und Geräterücksendungen

Material- und Geräterücksendungen können nur nach schriftlicher Vereinbarung und Erteilung einer Rücksendenummer seitens Ardo erfolgen und nur insofern das Material oder die Geräte sich in einwandfreiem Zustand und in Originalverpackung befinden und von Ardo auf Lager gehalten werden. Für unseren Aufwand wird ein angemessener Unkostenbeitrag in Abzug gestellt.

8. Stornierungen

Auftragsstornierungen bedürfen des schriftlichen Einverständnisses. Bei nicht durch Ardo verschuldeten Stornierungen wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15% des netto Auftragswertes berechnet. Darüber hinaus gehende Kosten, die bereits entstanden sind, sind vom Kunden zu übernehmen. Zeitlich begrenzte (Teil-)Bestellungen müssen innerhalb der vereinbarten Frist abgerufen werden. Andernfalls wird Ardo die Restlieferung veranlassen und verrechnen. Warenrücksendungen müssen immer frei erfolgen.

9. Garantieleistungen/Gewährleistungsrecht

Für von Ardo gelieferte Produkte übernehmen wir die über die übliche Gewährleistung hinausgehende Garantie laut Herstellerangaben. Aufgrund unserer Garantieverpflichtung zu reparierende Geräte oder Teile sind frei an Ardo Weßling zu senden. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Lieferdatum.

10. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus vorherigen Geschäften) Eigentum von Ardo. Verlangt Ardo die Herausgabe der ihr gehörenden Gegenstände, so liegt nur dann ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag vor, wenn Ardo dies ausdrücklich erklärt. Verpfändung und Sicherheitsübereignung sind unzulässig. In jedem Falle der Beeinträchtigung ihrer Rechte ist Ardo unverzüglich zu benachrichtigen. Forderungen aus dem Weiterverkauf der von Ardo gelieferte Gegenstände gehen ohne besondere Abtretungserklärung an Ardo über.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für Lieferungen, Leistungen und Zahlungen ist Weßling. Alle Rechtsbeziehungen unterstehen ausschließlich deutschem Recht. Gerichtsstand ist Starnberg.

Ardo medical GmbH, Weßling, Februar 2024

Ardo medical GmbH
Argelsrieder Feld 10
82234 Weßling
Deutschland

T +49 (0) 8153 90 877 0
F +49 (0) 8153 90 877 66
info@ardo.de
ardomedical.de

Geschäftsführer:
Nicky Joppien
Registergericht:
München, HRB 96462



Ihr direkter Kontakt
zu uns:

08153 / 90 877 0

info@ardo.de