

ardo pumpsets


WELCHE GRÖSSE PASST?



Die Brustglocke passt wenn:

- rund um die Brustwarze ca. 2 mm Platz frei bleibt
- die Brustwarze sich frei im Trichter bewegt und den rhythmischen Bewegungen der Pumpe folgen kann
- sich kein Gewebe des Brustwarzenhofes im Trichter befindet
- die Milch fließt und sich die Brust nach dem Abpumpen überall weich anfühlt

Brustglocken und Einsätze passend für:



Bitte diese Vorlage im Druckermenü mit 100 % Größe ausdrucken.