



Ardo Produktkatalog

Gültig ab 03/2025

Wir engagieren uns ganzheitlich und nachhaltig für das Stillen!



ARDO ist
WHO-Kodex
konform

Im Einklang mit dem WHO-Kodex zur Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten.

Der internationale WHO-Kodex zur Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten wurde zum Schutz des Stillens ins Leben gerufen. Er regelt die Bewerbung von Muttermilchersatznahrung, Saugflaschen und Sauger. Der WHO-Kodex reduziert so weltweit die Krankheits- und Todesraten von Babys und trägt wesentlich zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen bei.

Als Produzent und Vertreiber von Stillhilfsmitteln unterstützt Ardo medical AG das Stillen mit qualitativ und funktionell hochwertigen Produkten.

Mit unseren Stillhilfen bieten wir Lösungen bei Stillproblemen und betrachten das Stillen ganzheitlich und nachhaltig. Deshalb ist uns, als international tätige Firma, das kompromisslose Einhalten des WHO-Kodexes ein zentrales Anliegen.

Ardo medical AG

Samuel Krähenbühl
Geschäftsführer

Verena Keller
Stillexpertin,
Stillberaterin IBCLC



Carum



Bellis



Calypso



Amaryll



Alyssa



Alyssa Hands-Free



Melia





Über uns

Die Ardo medical GmbH ist seit 1999 die deutsche Vertriebs- und Servicegesellschaft der inhaber-geführten Schweizer Ardo medical AG. Seit der Gründung 1995 hat sich das in über 50 Ländern vertretene Familienunternehmen mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Medizinprodukten einen Namen gemacht.

Ardo zeichnet sich aus durch vorbildliche Qualität, durchdachte Produktkonzepte und Services insbesondere in den Bereichen Milchpumpen und Stillhilfen, chirurgische Absaugung und Low-Level-Laser.

Wir stehen für Zuverlässigkeit, Qualität und Menschlichkeit. Diese Werte bilden unsere Grundlage im täglichen Umgang mit unseren Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern und begründen unseren Erfolg und guten Ruf als Geschäftspartner und Arbeitgeber.



Die Schweizer Inhaberlandfamilie Krähenbühl

Unsere Mission

Wir engagieren uns ganzheitlich und nachhaltig für eine gute Sache: das Stillen!

Das bedeutet für uns, die Rahmenbedingungen für Mütter, Fachpersonen und Stillorganisationen stets zu optimieren und unterstützend zu wirken, damit Babys möglichst lange die wertvolle Muttermilch erhalten. Dabei sind Ardo-Produkte wichtige Bausteine.

Wir stellen Ihnen deshalb unser Wissen, die individuellen Konzepte und unsere einzigartigen Produkte zur Verfügung. Wir freuen uns, zusammen mit Ihnen unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Das folgende Informationsmaterial kann Sie dabei unterstützen.






Kleine Helfer,
die das Stillen
erleichtern und
Schmerzen
lindern

1 KLINIKPRODUKTE FÜR GEBURT & WOCHENBETT

- 06 Milchpumpen und Zubehör
- 14 Stillhilfen und Brustpflege
- 18 Geburtshilfe-Produkte
- 19 Urinauffangbeutel



SOLARDO eco ist vielseitig
einsetzbar zur Wundbehandlung
und Laserakupunktur

2 LOW-LEVEL-LASERTHERAPIE

- 20 Low-Level-Lasergeräte
und Zubehör



FERTI·LILY unterstützt auf natürliche Weise die Empfängnis, ohne Hormone

3 SORTIMENT FÜR APOTHEKEN & FACHPERSONEN

- 22 Kinderwunsch-Hilfsmittel
- 26 Milchpumpen und Zubehör
- 38 Stillhilfen und Brustpflege

4 CHIRURGISCHE ABSAUGUNG

- 42 Chirurgesauger und Zubehör
- 49 Einweg-Auffangsystem
- 52 Mehrweg-Auffangsystem



Saugstarke und leise Absauggeräte

Der Goldstandard der Klinikmilchpumpen

Gute Gründe für Ardo Carum

Für das Klinik-Personal

Hygienische Sicherheit und Zeitersparnis:

- Einfach wischdesinfizierbares glattes Gehäuse (keine Drehschalter, keine schwer zu reinigenden Stellen)
- Intuitive Bedienung, schnell erklärt, inkl. Erklärfilm (QR-Code auf der Carum)
- Kein Wechsel von Programmkarten nötig
- Kostenlose Software-Updates bei Ihnen vor Ort
- Umfangreiches, praktisches Zubehör



Für die Mütter

Hohe Milchbildung und schmerzfreies Abpumpen:

- Effizientes, vollautomatisches Abpumpen
- Zyklus und Vakuum individuell einstellbar
- Sensitiv-Programm für schmerzende Brustwarzen
- Regulierung schrittweise per Tastendruck
- Großes Display mit Anzeige der Abpumpzeit, dimmbar
- Besonders leises Abpumpen



Namhafte Kliniken in Deutschland sind zufriedene Anwender unserer Carum Milchpumpe und Ardo Pumpsets. Bei Interesse an Referenzen wenden Sie sich gerne an uns.



Für die Nachversorgung:
Ardo-Mietstationen-Suche inkl. Routenplaner unter
milchpumpe-leihen.ardo.de (QR-Code scannen)

Mehr Infos unter: www.carum-milchpumpe.de

Art.-Nr.

Bezeichnung

CARUM – Die Klinikmilchpumpe

63.00.71

CARUM

Die leistungsstarke Klinikmilchpumpe

- Vollautomatischer Stimulations- und Abpumpmodus
- „Sensitives Programm“ für wund Brustwarzen
- Doppelpumpen ohne Vakuumverlust durch Doppelkolbentechnik
- Manuelles Regeln (Vakuum / Zyklus) möglich



Lieferumfang:

- Carum Milchpumpe
- Netzstecker
- Flaschenhalter
- Gebrauchsanweisung
- Container-Box für sicheren Transport

HMV-Nr. 01.35.01.1015



63.00.75

CARUM Battery

Wie oben beschrieben,
jedoch mit integriertem Akku

Vorteil: Abpumpen am Bett des Säuglings
unabhängig von einer Steckdose.

Zubehör für CARUM

63.00.127

Flaschenhalter für Carum



63.00.129

Rollgestell für Carum

63.00.130

EUR-Netzkabel für Carum

PRUEFSET

Funktionskontroll-Set für Ardo Milchpumpen

- Vakuummeter
- Single Pumpset



Die erste kleine und mobile Klinikmilchpumpe

Die persönliche Pumpe für die NICU



Erleichtert das Einhalten der Leitsätze zur Laktationsförderung

Die nachgeburtliche Laktationsförderung ist bei Frauen mit Frühgeborenen besonders wichtig, doch nicht immer lassen sich die Leitsätze im Klinikalltag konsequent umsetzen.

Ardo Bellis ist die erste mobile Milchpumpe mit Akku für die Verwendung in Kliniken und vereinfacht das Einhalten der Leitlinien. Der geringe Preis ermöglicht die Anschaffung einer Milchpumpe für jedes NICU Bett, so dass jede Mutter während ihres stationären Aufenthaltes eine persönliche Milchpumpe für sich hat.

Leitsatz Laktationsförderung¹:

- Beginn des regelmäßigen doppel-seitigen Pumpens 3 bis 6 Stunden pp
- 8–12 mal Abpumpen innerhalb von 24 Stunden
- Pumpen am Behandlungsplatz des Kindes auf der NICU
- Geschützte Intimsphäre beim Pumpen und Haut-zu-Hautkontakt

Vorteile Bellis Milchpumpe

- Mutter hat Bellis als persönliche Pumpe stets verfügbar
- Verfügbarkeit erleichtert häufiges Abpumpen
- Leicht ans Bett des Kindes transportierbar & unabhängig von Steckdose
- Erleichtert das Abpumpen im Bett der Mutter beim Kuscheln oder Bonding

Weitere Vorteile von Ardo Bellis für die Anwenderinnen

- Einfach bedienbare 2-Phasen-Milchpumpe mit Stimulations- und Abpumpmodus
- Sanftes und effizientes Abpumpen dank individueller Einstellungen in beiden Phasen
- Benutzerfreundlichkeit durch Speicherung des gesamten individuellen Abpumpverlaufs (Abpumpdauer und -Einstellungen)
- Power Pumping-Funktion ermöglicht Intervallpumpen auf einen Tastendruck

Die Power Pumping Funktion

Als Power Pumping bezeichnet man Intervallpumpen, welches das Clusterfeeding imitiert und den Prolaktinspiegel erhöht (Prolaktin = milchbildendes Hormon). „Das >Power-Pumping< ist als zusätzliche Stimulation der Brust gedacht, wenn das Saugen des Kindes oder andere Pumpphasen mit der Milchpumpe die Milchproduktion nicht ausreichend aufbauen oder erhalten können.“²

Intervallpump-Schema von Bellis:

- 20 Min. Abpumpen
- 10 Min. Pause
- 10 Min. Abpumpen
- 10 Min. Pause
- 10 Min. Abpumpen



¹Leitsatz 3 Laktationsförderung aus „Leitsätze zur Ernährung von zu früh geborenen Kindern“ des Bundesverbandes Das frühgeborene Kind e.V.

²Elacta Handout Power Pumping 2016-4

Art.-Nr. Bezeichnung

BELLIS – Die persönliche NICU-Pumpe

63.00.522

BELLIS

- Elektrische Doppel-Milchpumpe
- inkl. Transporttasche, USB-C Ladekabel, Netzstecker, Gebrauchsanweisung



Klinikprodukte

Funktionen und Eigenschaften



Memory-Funktion

- Speichert die persönlichen Einstellungen und den Abpumpverlauf
- Automatische Wiederholung beim nächsten Abpumpen
- Jederzeit anpassbar



Power-Pumping-Funktion

- Vordefiniertes einstündiges Intervall-Pumpen
- Pausiert automatisch und erinnert ans Weiterpumpen



Mobil mit Akku

- Integrierter Akku für bis zu acht Abpump-Sessions
- Kleiner, leichter Pumpenkörper



Personalisierbar

- Je 8 Levels Vakuum und Zyklus, in beiden Phasen individuell & unabhängig voneinander einstellbar
- Für sanftes und effizientes Abpumpen



Intuitive Bedienung

- Mit beleuchtetem Touch-Display



Geräuscharm

- Keine Beeinträchtigung der anderen Patientinnen



2-Phasen Milchpumpe

- Analog dem natürlichen Saugverhalten von Babys
- Phase jederzeit manuell wechselbar, entsprechend dem Einsetzen des Milchspendereflezes



Für den privaten Gebrauch zu Hause gibt es für die Mütter die funktionsgleiche Milchpumpe Ardo Alyssa zu kaufen, siehe Seite 26 oder auf ardoshop.de

Pumpsets für Kliniken – steril

CLINICARE PUMPSETS:

Steriles Pumpset zur Einweg- oder 24h-Nutzung mit integrierter Hygienebarriere für optimale Sicherheit in der Klinik.

Brustglocke in jeweiliger Größe, Verschlusskappe, Einfach-Schlauchadapter, Lippenventil, Membrane, Schlauch, fertig zusammengesetzt

63.00.297 **Clinicare Pumpset D 22 (32 Stk.)**
Steriles Einweg- oder 24h-Pumpset für Kliniken
Brustglocke 22mm

63.00.290 **Clinicare Pumpset D 26 (96 Stk.)**
Steriles Einweg- oder 24h-Pumpset für Kliniken
Brustglocke 26mm

63.00.291 **Clinicare Pumpset D 31 (80 Stk.)**
Steriles Einweg- oder 24h-Pumpset für Kliniken
Brustglocke 31mm



ONE MUM PUMPSETS 72H:

Das erste Pumpset, das von einer Mutter 72 Stunden ohne Sterilisation verwendet werden darf (extern validiertes Verfahren). Hygienestudie auf Anfrage erhältlich.

Brustglocke in jeweiliger Größe, Lippenventil, Vakuumtopf, Schlauch, Schlauchadapter, Verschlusschlauchadapter, fertig zusammengesetzt

63.00.49 **One Mum Pumpset 72h steril D26 (60 Stk.)**
Steriles Klinikpumpset für eine Mutter, Brustglocke
26mm

63.00.50 **One Mum Pumpset 72h steril D31 (50 Stk.)**
Steriles Klinikpumpset für eine Mutter, Brustglocke
31mm

63.00.51 **One Mum Pumpset 72h steril D36 (50 Stk.)**
Steriles Klinikpumpset für eine Mutter, Brustglocke
36mm

63.00.52 **Brustglockeneinsatz, 72h steril D22 (70 Stk.)**
Steriler Brustglockeneinsatz für das One Mum Pumpset,
Größe 22mm (passt in Brustglocke 26mm)

63.00.53 **Brustglockeneinsatz, 72h steril D28 (70 Stk.)**
Steriler Brustglockeneinsatz für das One Mum Pumpset,
Größe 28mm (passt in Brustglocke 31mm)

63.00.146 **Aufbewahrungsbeutel, Accessory Bag (25 Stk.)**
für das One Mum Pumpset, abwaschbar, beschriftbar,
bietet Platz für 2 Pumpsets



Art.-Nr.

Bezeichnung

Pumpsets für Kliniken – unsteril

63.00.42

CLINIC PUMPSET (60 Stk.)

Das wiederverwendbare Pumpset

- Brustglocke 26 mm
- Lippenventil, Vakuumtopf
- Verschluss Schlauchadapter
- Schlauch, Schlauchadapter
- Milchflasche 150 ml
- Flaschendeckel, Deckeinlage



Manuelle Milchpumpe

Bedienhebel ergonomisch einstellbar für Rechts- und Linkshänderinnen für bequemes Abpumpen.

63.00.32

Amaryll Kombikit – Umwandlungsset

Mit dem Bedienhebel verwandeln Sie ein Clinic Pumpset in eine Handmilchpumpe

- Bedienhebel



63.00.191

Amaryll Start – Handmilchpumpe

- Amaryll Handmilchpumpe
- Brustglocke 26 mm
- Lippenventil
- Milchflasche 150 ml
- Flaschendeckel mit Einlage
- Standfuß



Brustglocken und -einsätze

63.00.104

Brustglocke 26 mm (25 Stk.)

63.00.105

Brustglocke 31 mm (25 Stk.)

63.00.106

Brustglocke 36 mm (25 Stk.)

63.00.107

Brustglockeneinsatz 28 mm (25 Stk.)

Nur in Verbindung mit Brustglocke 31 mm
63.00.105 verwendbar

63.00.135

Brustglockeneinsatz 22 mm (25 Stk.)

Nur in Verbindung mit Brustglocke 26 mm
63.00.104 verwendbar

63.00.100

Optiflow Massageeinsatz Ø 26 mm (25 Stk.)

Nur in Verbindung mit Brustglocke 31 mm
63.00.105 verwendbar


Art.-Nr.

Bezeichnung

Einwegmilchflaschen – gebrauchsfertig

Clinistore READY-TO-USE

Gebrauchsfertige Einwegmilchflaschen in Bulkverpackung

63.00.362 Clinistore RTU, 50 ml (210 Stk.)



63.00.363 Clinistore RTU, 80 ml (210 Stk.)



63.00.364 Clinistore RTU, 120 ml (210 Stk.)



63.00.365 Clinistore RTU, 240 ml (140 Stk.)



Zubehör & Ersatzteile

63.00.99 Milchflaschen komplett (25 Stk.)

- Milchflasche 150 ml
- Flaschendeckel mit Deckeinlage



63.00.103 Milchflaschendeckelset (25 Stk.)

- Flaschendeckel mit Deckeinlage



63.00.109 Glass Bottle (54 Stk.)

- Glasflasche 130 ml inkl. Deckel



63.00.11 Easy Cup (20 Stk.)

- Fütterungsbecher für stillfreundliches Füttern.
- Eignet sich für Babys mit Saug- und Anlegeproblemen, für Kinder mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalte oder für schwache, kranke bzw. zu früh geborene Kinder.
- Easy Cup mit Deckel



Art.-Nr.

Bezeichnung

Zubehör & Ersatzteile

63.00.93 Schlauch für Pumpset (50 Stk.)



63.00.94 Schlauchadapter für Pumpset (50 Stk.)



63.00.91 Vakuumtopf (50 Stk.)



63.00.92 Verschlusschlauchadapter (50 Stk.)



63.00.89 Lippenventil (50 Stk.)



Art.-Nr.

Bezeichnung

Brustwarzen-Kompressen

Ardo Care Kompressen wurden speziell entwickelt zur intensiven Pflege beanspruchter Brustwarzen stillender Mütter. Das Hydrogel auf pflanzlicher Basis spendet Feuchtigkeit und kühlt angenehm.

Eigenschaften:

- Weiche runde Vlies-Kompressen
- Hyaluron spendet intensiv Feuchtigkeit
- Ohne Konservierungsmittel, Duftstoffe und Mikroplastik
- Frei von Glycerin, kein Aufweichen der Brustwarze
- Unbedenklich für das Baby, muss vor dem Stillen nicht abgewischt werden
- Sehr lange haltbar (48 Monate)



63.00.386

Ardo Care Compresses (12 Stk.)

· Pck. à 12 Kompressen

63.00.388

Ardo Care Compresses (500 Stk.)

· 500 Kompressen



ardo
SWITZERLAND



Bestellen Sie hier Ihre Gratismuster:
T: 08153 / 90 877 0 oder info@ardo.de

Art.-Nr. Bezeichnung

Lanolin Brustwarzensalbe

Ardo Care Lanolin schützt und pflegt empfindliche und trockene Brustwarzen und beugt Irritationen vor.

Eigenschaften:

- 100 % ultra-reines Lanolin medizinischer Güte, ungebleicht
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Frei von Farb- / Duft- / Konservierungsstoffen
- Frei von BHT (Buthylhydroxytoluol)
- Kein Mindesthaltbarkeitsdatum, nach dem Öffnen mind. 12 Monate haltbar
- Unbedenklich für das Baby, muss vor dem Stillen nicht abgewischt werden



63.00.372 Ardo Care Lanolin (50 Stk.)
· Tube à 10 ml

63.00.373 Ardo Care Lanolin (40 Stk.)
· Tube à 30 ml

63.00.433 Ardo Care Lanolin (500 Stk.)
· Sachet à 1,5 ml



Vegane Brustwarzensalbe

Ardo Care Balm wurde speziell entwickelt, um die herausragenden Eigenschaften von Lanolin vegan nachzubilden. Es besteht aus natürlichen Wachsen und Ölen und wird unabhängig als vegan zertifiziert.

Eigenschaften:

- Aus rein natürlichen Rohstoffen gemäß naturkosmetischen Standards
- Frei von Duftstoffen und synthetischen Konservierungsmitteln
- Auch für sensible Haut geeignet
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Kein Mindesthaltbarkeitsdatum, nach dem Öffnen mind. 12 Monate haltbar
- Unbedenklich für das Baby, muss vor dem Stillen nicht abgewischt werden



63.00.382 Ardo Care Balm (80 Stk.)
· Tube à 10 ml

63.00.384 Ardo Care Balm (500 Stk.)
· Sachet à 1 ml



Stillhütchen unsteril und steril

Stillhütchen aus hauchdünnem, weichen Silikon, frei von BPA und Latex, geruchs- und geschmacksneutral. Die Tulpenform ermöglicht größtmöglichen Hautkontakt. Auch für Frühchen geeignet.

In drei Größen verfügbar:

S Ø 16 mm – für Frühgeborene und Small for Date Babys

M Ø 20 mm – für Termingeborene und Frühgeborene

L Ø 24 mm – für Termingeborene und große, breite Brustwarzen



Art.-Nr.

Bezeichnung

Stillhütchen unsteril

63.00.23 Tulips Größe S
100 Paar = 200 Stk.

63.00.15 Tulips Größe M
100 Paar = 200 Stk.

63.00.16 Tulips Größe L
100 Paar = 200 Stk.

Stillhütchen steril

63.00.332 Tulips Größe S steril
einzeln verpackt (160 Stk.)

63.00.284 Tulips Größe M steril
einzeln verpackt (160 Stk.)

63.00.285 Tulips Größe L, steril
einzeln verpackt (160 Stk.)

63.00.262 Tulips Aufbewahrungsbox
25 Stk.



Aufbereitung der Tulips Stillhütchen

Folgende Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsverfahren kann Ardo medical AG als Hersteller der Tulips Brusthütchen empfehlen. Die Entscheidung welches Verfahren oder welche Verfahrenskombination schließlich gewählt wird sowie das Bestimmen der erforderlichen hygienischen Anforderungen, liegen im Ermessen der Institutionen.

Die unsterilen Tulips Brusthütchen und die Ardo Aufbewahrungsbox sind vor dem ersten Gebrauch aufzubereiten. Die Ready-to-use Tulips können ohne vorherige Aufbereitung verwendet werden.

1. Manuelle Reinigung

Die Brusthütchen sind möglichst rasch nach dem Gebrauch wie folgt zu reinigen:

- Spülen Sie das Brusthütchen mit kaltem, sauberem Wasser
- Reinigen Sie das Brusthütchen gründlich mit einer stark verdünnten Seifenlösung und heißem Wasser (40–45 °C). Ein Tropfen einer für den Hausgebrauch geeigneten Seifenlösung in einen Liter Wasser geben.
- Spülen Sie das Tulips Brusthütchen mit Wasser klar.
- Lassen Sie die Tulips auf einem sauberen Handtuch an der Luft trocknen.

2. Thermische Desinfektion und Sterilisation

Die Ardo Tulips Brusthütchen können wie folgt thermisch desinfiziert und sterilisiert werden:

- Thermische Desinfektion (RDG): 93 °C / 10 Min. und alkalische Reinigung, z.B. mit neodisher MediClean forte. Bitte beachten Sie bei der Anwendung der Reinigungslösungen die Angaben der Hersteller zur Konzentration, Einwirkzeit und Materialverträglichkeit genau und wenden Sie sich bezüglich der mikrobiologischen Wirksamkeit an den Hersteller.
- Dampfsterilisation: 121 °C / 20 Min. oder 134 °C / 5 Min.

Die Ardo Aufbewahrungsbox kann mit 93 °C während 10 Min. thermisch desinfiziert werden.

Die Aufbereitung muss entsprechend der Medizinprodukte-Verordnung mit geeigneten validierten Verfahren durchgeführt werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung
63.00.189	Day & Night Pads – Einweg-Stilleinlagen 500 Paar · Mit Seitenauslaufschutz · Paarweise verpackt
63.00.185	Day & Night Pads – Einweg-Stilleinlagen 60 Stk. · Mit Seitenauslaufschutz · einzeln verpackt



Art.-Nr. Bezeichnung

Geburtshilfe-Einmalprodukte

65.00.50 Fruchtblasensprenger, steril (100 Stk.)

#1001

Der Fruchtblasensprenger ist eine sichere und bequeme Methode, um das Amnion zu öffnen. Die Fruchtblasensprenger werden mittels strenger Inspektionssysteme gründlich geprüft, um eine hohe Qualität sicherzustellen.

- Abgerundete und geschützte Spitze, um das Amnion zu perforieren, ohne Mutter und Kind zu gefährden.
- Einweg, sterilisiert und zur bequemen Anwendung einzeln verpackt.
- 26,5cm lang, mit ergonomisch geformten Seiten und einer griffigen Oberfläche zur sicheren Handhabung.



65.00.51 Nabelschnurklemme, steril (100 Stk.)

#2001

Qualitativ hochwertige Nabelschnurklemme, einfach und sicher in der Anwendung.

- Beidseitig griffige Oberflächen verhindern ein Abrutschen.
- Hält absolut dicht und übt gleichbleibenden Druck aus.
- Die Schutzvorrichtung beim Scharnier hält die Nabelschnur zwischen den gezahnten Flächen und fixiert diese dauerhaft.



65.00.53 Öffnungszange für die Nabelschnurklemme (6 Stk.)

#3001

Die Öffnungszange für die Nabelschnurklemme dient dazu, das speziell konstruierte Scharnier der Nabelschnurklemme zu durchtrennen und diese vom Baby zu entfernen.

- Sichere und einfache Handhabung.
- Die verdeckte Schneidefläche schützt das Baby vor Verletzungen.
- Einmalgebrauch verhindert das Risiko von Kreuzkontaminationen




Urinauffangbeutel

Die hygienische und sanfte Lösung zur Gewinnung von Urinproben

Die Besonderheiten:

- ✓ Sicherer Halt, dennoch sanft ablösbar dank perforierter Klebefläche
- ✓ Spezielles Doppelkammersystem verhindert Zurückfließen des Urins
- ✓ Unisex-Beutel, anatomisch passend für beide Geschlechter
- ✓ Nach dem Auffangen einfach und sicher verschließbar
- ✓ Latexfrei



Perforierte
Klebeflächen





Frühgeborene
10ml



Säuglinge
100ml



Kinder
200ml



Art.-Nr.

Bezeichnung

Steril

65.00.54
#4540 Für Frühgeborene, steril, 10 ml (100 Stk.)

65.00.55
#4535 Für Säuglinge, steril, 100 ml (100 Stk.)

65.00.56
#4531 Für Kinder, steril, 200 ml (100 Stk.)

Unsteril

65.00.57
#4525 Für Säuglinge, 100 ml (100 Stk.)

65.00.58
#4521 Für Kinder, 200 ml (100 Stk.)

Low-Level-Laser Therapie

Zur Schmerzlinderung und schnelleren Wundheilung

Beschleunigung der Wundheilung, Schmerzlinderung, Reduktion von Infektionen

Der Einsatz von Low-Level-Lasertherapie, ergänzend zur konservativen Behandlung, erfreut sich aufgrund seines breiten Wirkspektrums wachsender Verbreitung.

Wie wirkt Low-Level-Lasertherapie?

Die Strahlung eines Low-Level-Lasers ist ein fein gebündeltes, hochenergetisches Licht. Es dringt in die Zellen ein und aktiviert den Zellstoffwechsel. Dadurch wird die Teilungsrate der Fibroblasten und Epithelzellen beschleunigt, die Aktivität der Makrophagen gefördert und die Phagozytose gesteigert. Die Freisetzung von schmerzhemmenden Biomediatoren wird gefördert, die Freisetzung schmerzvermittelnder Biomediatoren gehemmt, die Mikrozirkulation verbessert.

Daraus resultierende therapeutische Effekte:

- ✓ Entzündungshemmung
- ✓ Schmerzlinderung
- ✓ Antiödematöser Effekt
- ✓ Förderung der Wundheilung

Einsatzbereiche der Low-Level-Lasertherapie

Sowohl in der Klinik als auch in der freien Praxis kann die LLLT bei vielen Indikationen eingesetzt werden:

In der Geburtshilfe:

- Wundheilstörungen
- Aufgehende Nähte, ödematöse Nähte
- Narbenschmerzen, Hämatome
- Sitzbeschwerden durch die Naht

In der Stillzeit:

- Behandlung von wunden Mamillen
- Milchstau, beginnende Mastitis
- Brustabszesse (meist nach Eröffnung)
- Akupunktur bei zu geringer Milchbildung

Bei Säuglingen und Kleinkindern:

- Windeldermatitis, Neurodermitis
- Schlecht heilender Nabel, Nabelgranulom
- Schürfwunden, Verbrennungen
- Prellungen, Verstauchungen

Weitere Einsatzmöglichkeiten:

- Hämorrhoiden, Ischiasbeschwerden
- Verspannungen des Schultergürtels (Triggerpunkte)
- Laserakupunktur (Geburtseinleitung, Kindsdrehung ...)
- Herpes genitalis, Herpes labialis

Unsere Lasergeräte

Ardo medical vertreibt Lasergeräte der Firma Heltschl: Hochwertige Qualität Made in Austria, mit sehr hoher Lebensdauer, 3 Jahren Garantie und Laserklasse 2.

Vorteile der Laserklasse 2*:

- Keine Ausbildung zum Laserschutzbeauftragten vorgeschrieben
- Keine Meldepflicht bei der Berufsgenossenschaft
- Keine Gefahrenabschätzung vor Inbetriebnahme erforderlich
- Unmittelbar nach der Einweisung des Personals kann mit der Behandlung begonnen werden

Die Verwendung von Laserschutzbrillen ist nicht vorgeschrieben, wird jedoch empfohlen.

*Klassifizierung: Laser Klasse 2 gemäß EN 60825-1:2014

Gerne beraten wir Sie unverbindlich: 08153/908770

SOLARDO eco

Zur Bestrahlung kleinerer Flächen sowie zur Laserakupunktur

- Einfache Handhabung und hohe Benutzerfreundlichkeit:
 - Keine Wechselaufsätze nötig, integrierter Timer mit 6 voreingestellten Therapiezeiten
 - Komfortables Arbeiten, kein ständiger Tastendruck erforderlich
- Keine Kontraindikation bei akuten Entzündungen und Verbrennungen wie bei Infrarot-Lasern



	SOLARDO eco 50	SOLARDO eco 100	SOLARDO eco 150
Ausgangsleistung	50 mW	100 mW	150 mW
Wellenlänge	660 nm	660 nm	660 nm
Laserklasse	2	2	2
Akku	2 x AA	3 x AA	3 x AA
Betriebsdauer	bis zu 7h	Bis zu 6h	Bis zu 5h

Lieferumfang: Transportkoffer, 2 Schlüssel für Schlüsselschalter, Bestrahlungszeitenkarten mit den gängigsten Indikationen der Geburtshilfe, Schmerztherapie sowie des Wundmanagements, Gebrauchsanweisung

HILARIS FL Flächenlaser

Ideal zur Bestrahlung größerer Flächen

- Effektive Behandlung größerer Flächen in kürzester Zeit
- Individuelle Positionierungsmöglichkeiten dank flexiblem Gelenkkopf
- Einfache Steuerung über 5" Touch-Screen
- Bevorzugte Grundeinstellungen können voreingestellt werden
- Für mehr als 30 Indikationen sind Dosierempfehlungen im Gerät abrufbar
- Lebensdauer mind. 20.000 Stunden

	HILARIS® FL 500	HILARIS® FL 1000
Ausgangsleistung	500 mW	1000 mW
Wellenlänge	660 nm	660 nm
Laserklasse	2	2

Lieferumfang: Bedieneinheit HILARIS CONTROL, Flächenbestrahlungsadapter HILARIS FL, Gelenkkopf, Gerätewagen HILARIS CART, Netzkabel, Verbindungskabel, Gebrauchsanweisung, Anwenderbrille, Patientenbrille. Alternativ Lieferung im Trolley inkl. Tischbefestigung, ohne Gerätewagen.



Art.-Nr.	Bezeichnung
SOLECO50	SOLARDO eco 50 – Therapielaser 50 mW
SOLECO100	SOLARDO eco 100 – Therapielaser 100 mW
SOLECO150	SOLARDO eco 150 – Therapielaser 150 mW
HILFL500	HILARIS FL 500 – Flächentherapielaser 500 mW
HILFL1000	HILARIS FL 1000 – Flächentherapielaser 1000 mW
SOLLSBANW3	Laserschutzbrille für Anwender
SOLLSBP1	Laserschutzbrille für Patienten (Kindergröße)
SOLLSBP2	Laserschutzbrille für Patienten

FERTI·LILY Kinderwunsch Empfängnishilfe

- ✓ Unterstützt die Empfängnis zuhause und steigert die Chancen, schwanger zu werden
- ✓ Hoher Komfort beim Einführen, Tragen und Entfernen, einfache Anwendung
- ✓ 100% medizinisches Silikon (Medizinprodukt Kl. 1)
- ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis: bis zu 6 Monate = 6 Monatszyklen verwendbar




Art.-Nr.
PZN

Bezeichnung

62.00.40
17858483


FERTI·LILY Kinderwunsch Empfängnishilfe

- 1 FERTI·LILY Muttermundkappe mit Aufbewahrungsbeutel
- 1 Gebrauchsanweisung



Bequem & einfach

FERTI·LILY bietet hohen Komfort beim Einsetzen und ist leicht wieder zu entfernen. Bleiben Sie nach dem Sex liegen, führen Sie FERTI·LILY ein und genießen Sie die Zweisamkeit, denn Beine-in-die-Luft Zeiten sind vorbei.



Bis zu 6 Zyklen wiederverwendbar

Nutzen Sie Ihre FERTI·LILY Empfängnishilfe bis zu 18-mal oder für 6 Zyklen! Am Ende des Zyklus einfach gemäß Anleitung waschen, auskochen und in den mitgelieferten Baumwollbeutel legen.



Bringt mehr Spermien zum Muttermund

FERTI·LILY unterstützt die gehaltenen Spermien, die schützende Umgebung des Muttermundschleims zu erreichen, sodass auch mehr Spermien in die Gebärmutter eindringen können.



Hilft auf natürliche Weise

FERTI·LILY ist natürlich, sicher und hormonfrei! Die Empfängnishilfe ist aus 100% medizinischem Silikon hergestellt und flexibel, beständig sowie körperverträglich.

Eine kleine Auswahl aus den Produktbewertungen unserer Kundinnen (Originalzitate):

★★★★★ 9 Jahre nix und dank der kappe sofort schwanger

Rezension aus Deutschland vom 4. Januar 2025

Verifizierter Kauf

Ich kann es noch garnicht glauben. 9 Jahre haben wir alles probiert.. nix. Kiwi wollten wir nicht. Wir wussten das die Flüssigkeit worin die spermien schwimmen nicht ganz so gut ist. Wir haben diese Kappe bestellt und die kam 5 Tage vor meinem Eisprung und habe es nach Anleitung verwendet allerdings übermacht drinnen gelassen und siehe da, gleich beim ersten Versuch hat es geklappt. Hätte ich das doch nur schon vor 9 Jahren entdeckt



★★★★★ 10/10

Rezension aus Deutschland vom 26. Dezember 2024

Verifizierter Kauf

Wir haben zwei Jahre lang erfolglos versucht natürlich schwanger zu werden. Bin dann durch etwas Recherche auf dieses kleine Helferlein gestoßen. Siehe da, zwei Monate darauf durfte ich endlich positiv testen!

★★★★★ Kleines Wunder

Rezension aus Deutschland vom 23. Januar 2025

Verifizierter Kauf

Der Cup hat tatsächlich im ersten Versuchszyklus direkt zum Erfolg geführt (Frau Ende 30). Ob das Zufall war und auch ohne Cup funktioniert hätte, kann man natürlich im Nachhinein nicht beurteilen. Aber durch den Cup wird definitiv die Kontaktzeit zwischen Samenflüssigkeit und Muttermund verlängert, dazu kommt natürlich noch die Menge, die sonst nach dem Geschlechtsverkehr sofort rausfließen würde und hiermit eben auch länger in der Frau verbleibt.

Die Anwendung ist dank Anleitung recht einfach, wer seinen Körper gut kennt und/oder vielleicht schon mit Menstruationscups gearbeitet hat, wird keine Probleme haben. Allen anderen rate ich, vor den fruchtbaren Tagen zu üben. Man merkt aber definitiv, wenn der Cup falsch sitzt, da kann nicht so viel schief laufen. Optimiert haben wir das Ergebnis mit dem passenden spermafrendlichen Gleitgel und der konsequenten Anwendung in der fruchtbaren Woche.

Alles in allem kann ich den Cup nur wärmstens empfehlen und drücke allen Anwendern die Daumen. :)

★★★★★ Krass

Rezension aus Deutschland vom 27. Dezember 2024

Verifizierter Kauf

Die vertrauenswürdigste Rezension, die ich geben kann: Ich habe es einmal benutzt, und mein Baby kommt in zwei Monaten zur Welt!

★★★★★ Erst skeptisch, dann überzeugt

Rezension aus Deutschland vom 16. August 2024

Verifizierter Kauf

Ich war tatsächlich erst skeptisch, gerade auch wegen dem Preis. Nach 8 Monaten probieren ohne Erfolg hatte ich mir dann gedacht „was sind schon 30€ wenn du dann einfach ein Kind bekommst“ und habe es mir mehr oder weniger aus Frust bestellt.

Mit nicht sehr hohen Erwartungen.

Und wurde dann prompt vom Gegenteil überrascht!

Es hat tatsächlich aufs erste mal mit diesem super Teil geklappt! Es klingt ja auch alles recht logisch, da die Spermien einfach mehr Zeit haben und länger „drin“ bleiben. Jetzt bin ich in der 23. Woche und könnte glücklicher nicht sein. Die beste Investition für uns!

★★★★★ Es hat sofort 2 mal geklappt, es ist jeden Versuch wert!!!

Rezension aus Deutschland vom 30. Juli 2024

Verifizierter Kauf

Ich kann die Ferti-lilly Hilfe nur empfehlen. Wir hatten nicht die besten Voraussetzungen da es bei uns nur mit der Bechermethode funktioniert. Nichts desto Trotz hat es beim 1. Versuch geklappt !!! Ich habe leider einen frühen Abgang gehabt, was einfach ganz natürlich ist, jedoch haben wir es nach 2 Monaten wieder probiert und es hat wieder direkt geklappt !! Nun bin ich bereits in der 9. SSW und wir hatten schon unseren ersten Ultraschall Termin. Ich kann allen nur empfehlen die Bedenken bei der Empfängnis haben dieses auszuprobieren. Ein paar mal vorher üben das Einführen und das Ausführen am besten im Stehen unter der Dusche, das ist am einfachsten.

★★★★★ Das ist ja fast wie Zauberei

Rezension aus Deutschland vom 10. April 2023

Verifizierter Kauf

Ich habe mich von den vielen positiven Bewertungen verleiten lassen dieses Produkt zu kaufen. Klares Werbeopfer! Der Preis ist für etwas Silikon schon recht hoch und jetzt kommen ein paar fun facts:

Ich habe vor 4 Monaten die Pille abgesetzt, bin 38 und leide unter Spätakne und einer Schilddrüsenunterfunktion.

Die Pille habe ich seit ich 16 bin genommen. Alles keine gute Ausgangssituation um recht zügig schwanger zu werden. Nun gut, meine fruchtbaren Tage habe immer ich mit einer App getrackt und dieses lustige Teil nach dem Geschlechtsverkehr eingeführt. Mein Partner fand es etwas befremdlich und fand die Form sehr lustig. Ja, es sieht aus wie ein Pilz, oder ein Regenschirm. Insgesamt habe ich das ganze an drei Tagen rund um den Eisprung gemacht.

Für ca. 30 Minuten drin gelassen. Über Nacht, wie viele hier schreiben, finde ich übertrieben. Denke die halbe Stunde reicht völlig aus. Innerlich dachte ich mir, dass es eigentlich nicht sein kann, dass so ein Teil zu einer schnelleren Schwangerschaft verhilft. Gleichzeitig ist es logisch, dass man den Spermien quasi den Weg etwas leichter macht und sie sich nicht umständlich durchkämpfen müssen. Einer (ich hoffe jetzt nicht zwei) hat das Rennen gemacht. Ich halte heute meinen positiven Schwangerschaftstest in der Hand und bin bereits in der 5. Woche. 😊

Klare Kaufempfehlung meinerseits und alles Gute an alle, die das hier lesen.

Update: Mittlerweile ist unsere Maus schon über 6,5 Monate alt und putzmunter.

★★★★★ Funktioniert

Rezension aus Deutschland vom 29. Januar 2025

Verifizierter Kauf

Es scheint zu funktionieren. Die vorherigen Male hat nichts geklappt, dann einen Versuch mit Lily gestartet und zack, wir hielten einen positiven Test in der Hand. Anwendung bedarf tatsächlich etwas Übung. Aber wenn es dann einmal sitzt, ist es nicht bemerkbar und der Alltag kann wie gewohnt fortgesetzt werden. Es lief nichts daneben und ließ sich auch unkompliziert entfernen. Wir werden es weiterempfehlen.

FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel



- ✓ Das FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel unterstützt Paare bei der Empfängnis
- ✓ Es fördert das Überleben der Spermien
- ✓ Es hat hervorragende Gleiteigenschaften
- ✓ Das Gel ahmt die fruchtbarkeitsunterstützenden Eigenschaften des Zervixschleims nach
- ✓ Enthält Fructose, was den Spermien ermöglicht schneller zu schwimmen



Inhaltsstoffe

- Aqua: gereinigtes Wasser, das hilft, alle anderen Zutaten aufzulösen.
- Sodium Hyaluronat: Hyaluronsäure, eine feuchtigkeitsbindende Substanz, die auch vom Körper auf natürliche Weise hergestellt wird.
- Xanthan Gum: ein natürliches Verdickungsmittel, das auch in Lebensmitteln verwendet wird. Es hilft dem Gel dickflüssiger zu werden und dort zu bleiben, wo es sein soll.
- Phenethylalkohol: ein sehr mildes Konservierungsmittel, das verhindert, dass Bakterien in das Gel gelangen; es verleiht dem Gel auch seinen Duft.
- Fructose: Fruchtzucker, wird verwendet, weil Spermia seine Energie aus Fructose und Glukose bezieht.
- Die anderen Bestandteile sind Säuren und Basen, die zum Ausgleich des pH-Werts verwendet werden, und Salze, um die Salzkonzentration den Spermien anzupassen.



Art.-Nr.
PZN

Bezeichnung

62.00.50
17856142

FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel
· 1 Tube à 50ml
· 1 Gebrauchsanweisung



Wussten Sie schon?

- ! Frauen mit Kinderwunsch leiden doppelt so häufig an vaginaler Trockenheit als Frauen, die nicht versuchen schwanger zu werden.
- ! Stress kann zu vaginaler Trockenheit führen und verringert die Wahrscheinlichkeit einer Empfängnis.
- ! Handelsübliche normale Gleitgele können schädlich für Spermien sein und sollten bei Kinderwunsch nicht verwendet werden.

Die perfekte Kombination, um die Empfängnischancen auf natürliche Weise zu erhöhen:

FERTI·LILY EINE KLEINE HILFE ZUM GROSSEN GLÜCK

Die FERTI·LILY Empfängnishilfe und das FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitgel können in Kombination miteinander verwendet werden. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft!

DIE FERTI·LILY KINDERWUNSCH EMPFÄNGNISHILFE

- Bringt mehr Spermien zum Muttermund
- Hält die Spermien im schützenden Zervixschleim
- Ermöglicht mehr Spermien zur Gebärmutter zu schwimmen
- Erhöht die Empfängnis-Chancen



DAS FERTI·LILY KINDERWUNSCH GLEITMITTEL

- Imitiert Eigenschaften des fruchtbaren Zervixschleims
- Der pH-Wert fördert das Überleben der Spermien
- Fördert die Mobilität und Energie der Spermien
- Spermienfreundlichkeit klinisch nachgewiesen



Ardo Milchpumpen mit automatischem Power Pumping

Verschiedene Artikel – dieselbe herausragende Technik

Ardo Bellis

- Für mehrere Benutzerinnen/für die Vermietung & Klinik
- Lieferung ohne Pumpsets
- Kompatibel mit Standard-Pumpsets, OneMum Pumpsets & Hands-Free Pumpsets

Ardo Alyssa Double

- Für den persönlichen Gebrauch
- Inkl. 2 Ardo Standard-Pumpsets
- Kompatibel mit Ardo Hands-Free Pumpsets

Ardo Alyssa Hands-Free

- Für den persönlichen Gebrauch
- Inkl. 2 Ardo Hands-Free Pumpsets
- Kompatibel mit Ardo Standard-Pumpsets



Funktionen der Milchpumpen Alyssa und Bellis



Memory-Funktion

- Speichert die persönlichen Einstellungen und den Abpumpverlauf
- Automatische Wiederholung beim nächsten Abpumpen
- Jederzeit anpassbar



Power-Pumping-Funktion

- Vordefiniertes einstündiges Intervall-Pumpen
- Initiiert das Clusterfeeding
- Pausiert automatisch und erinnert ans Weiterpumpen



Mobil mit Akku

- Integrierter Akku für bis zu acht Abpump-Sessions
- Kleiner, leichter Pumpenkörper
- Für Alyssa Hands-Free inkl. Trage-Hilfe



App-Steuerung

- Milchpumpe über MyArdo-App bedienbar (nur Alyssa, nicht Bellis)



Intuitive Bedienung

- Mit beleuchtetem Touch-Display



Geräuscharm

- Für diskretes Abpumpen



Personalisierbar

- Vakuum und Zyklus individuell einstellbar, unabhängig von einander, in jeder Abpumpphase
- Für sanftes und effizientes Abpumpen



2-Phasen Milchpumpe

- Analog dem natürlichen Saugverhalten von Babys
- Phase jederzeit manuell wechselbar, entsprechend dem Einsetzen des Milchspendereflexes




Innovativ für mehr Komfort: Automatisches Power Pumping Programm

Ardo Alyssa und Bellis sind die weltweit ersten Milchpumpen mit einem automatischen Power Pumping Programm: Ein vordefiniertes Intervallpumpen, das das Clusterfeeding imitiert.

Mit nur einem Tastendruck kann die Anwenderin bequem Powerpumpen und dabei den Kopf frei haben für andere Dinge, denn die Milchpumpe pausiert automatisch und erinnert nach der Pause ans Weiterpumpen.

Power Pumping Intervalle:

- 20 Min. Pumpen
- 10 Min. Pause
- 10 Min. Pumpen
- 10 Min. Pause
- 10 Min. Pumpen



Freihändig abpumpen mit allen Ardo Milchpumpen

Die tragbaren Pumpsets von Ardo zum mobilen und freihändigen Abpumpen mit allen Ardo Milchpumpen!

Diskret, komfortabel und zeitsparend Abpumpen mit einem tragbaren Pumpset, für mehr Wohlbefinden beim Abpumpen und mehr Flexibilität im vollen Alltag mit Baby.

Diskret:

- Das durch den Still-BH verdeckte Pumpset schützt die Intimsphäre

Komfortabel:

- Weiche Brustschalen aus Silikon,
- Keine vor dem Körper baumelnden Pumpsets

Zeitsparend:

- Die Hände sind frei, somit ist man mobil beim Abpumpen

Eigenschaften im Überblick

- Komfortable und leichte Auffangschalen
- Passen in die meisten Still-BHs
- Brustglocken aus anschmiegsamem Silikon Ø 24 mm enthalten
- Silikon Brustglocken bzw. Einsätze in den Größen Ø 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22 und 27 mm separat erhältlich (S. 35)
- Fassen mit bis zu 180 ml auch größere Milchmengen
- Speziell designt für tropffreies Ausgießen
- Geschlossenes System verhindert Austreten von Milch oder Erregern in Schlauch und Pumpe
- Verwendbar mit allen elektrischen Milchpumpen von Ardo (außer der freihändigen Milchpumpe Ardo Melio)




Ardo Melia - tragbare elektrische Milchpumpe

Die neue freihändige elektrische Milchpumpe von Ardo - für unkompliziertes, mobiles und diskretes Abpumpen, effizient und komfortabel.

- Für den persönlichen Gebrauch
- Mobil abpumpen wann und wo man will
- Kompaktes All-in-One-Design
- Diskret und sehr leise
- 4 Abpump-Modi mit je 15 Vakuumstufen
- Automatik-Modus für einfachstes Abpumpen
- Vakuum in Krankenhausqualität bis 350 mbar / 260 mmHG
- Akku hält mind. 100 Min., lädt voll in 2 h
- Hohes Fassungsvermögen von 180 ml je Auffangschale
- Nur 4 Teile zu reinigen, spülmaschinengeeignet



Funktionen und Eigenschaften der Ardo Melia



Art.-Nr.
PZN

Bezeichnung


Ardo Milchpumpen

- | | |
|-----------------------|---|
| 63.00.522 | Ardo Bellis – mobile Klinik- und Vermietpumpe
· Milchpumpe inkl. Transporttasche |
| 63.00.500
18792527 | Ardo Alyssa Double
· Milchpumpe inkl. 2 x Standard Pumpset mit Brustglocke Ø 26 mm
· 2 x Brustglockeneinsatz Ø 22 mm |
| 63.00.541 | Ardo Alyssa Hands-Free
· Milchpumpe inkl. 2 x Hands-Free Pumpset mit Brustglocke Ø 24 mm
· 2 x Brustglockeneinsatz Ø 19 mm |
| 63.00.454 | Ardo Hands-Free Double Pumpset
· 2 x Hands-Free Pumpset mit Brustglocke Ø 24 mm |
| 63.00.570 | Ardo Melia mobile Doppelmilchpumpe
· 2 x Brustglocke Ø 24 mm
· 2 x Brustglockeneinsatz Ø 19 mm |

Brustglocken für Hands-Free Pumpset & Melia


Brustglockeneinsätze für Hands-Free & Melia siehe Seite 35

- | | |
|-----------|---|
| 63.00.449 | Brustglocke Ø 24 mm für Hands-Free Pumpset (2 Stk.) |
| 63.00.456 | Brustglocke Ø 27 mm für Hands-Free Pumpset (2 Stk.) |
| 63.00.580 | Brustglocke Ø 24 mm für Ardo Melia (2 Stk.) |
| 63.00.581 | Brustglocke Ø 27 mm für Ardo Melia (2 Stk.) |



Zubehör & Ersatzteile für Hands-Free Pumpset

- | | |
|-----------|---|
| 63.00.474 | Membran und Membrankappe für Hands-Free Pumpset (je 2 Stk.) |
| 63.00.457 | Lippenventil für das Hands-Free Pumpset (2 Stk.) |
| 63.00.458 | Lanyard/Trageband |



Zubehör & Ersatzteile für Melia

- | | |
|-----------|--|
| 63.00.582 | Lippenventil für Ardo Melia (2 Stk.) |
| 63.00.583 | Diaphragma für Ardo Melia (2 Stk.) |
| 63.00.584 | Ardo Melia Ersatzteil-Set komplett
· 2 x Milchauffangschale
· 2 x Brustglocke Ø 24 mm
· 2 x Lippenventil
· 2 x Diaphragma |



Die Milchpumpe für Ihr Vermietgeschäft



Ihre Vorteile:

- Der Goldstandard der Klinik- und Vermietmilchpumpen
- Höchster Hygienestandard und Sicherheit
- Hohe Milchbildung durch evidenzbasierte Technik
- Hohe Benutzerfreundlichkeit
- Zeitersparnis für Sie durch einfach wischdesinfizierbares Gehäuse und kurze Erklärung der einfachen Bedienung
- Teamschulung bei Ihnen vor Ort
- Umfassendes Produktsortiment für Zusatzverkäufe
- Zubehör auch über Pharma-Großhandel erhältlich

Carum Miete

- Klare, günstige Mietkosten
- Flexibel anpassbarer Bestand
- Keine Kapitalbindung
- Technischer Service
- Monatlich kündbar

Carum Kauf

- Günstige, einmalige Anschaffungskosten
- Starke Rentabilität durch Eigentum
- 100% Unabhängigkeit bei Abrechnung
- 3 Jahre Garantie

Gerne informieren wir Sie unverbindlich:
08153 / 90 877 0 oder info@ardo.de

Schnelle Auffindbarkeit als Mietzentrale
dank der Mietstationensuche inkl. Routenplaner
unter milchpumpe-leihen.ardo.de



Art.-Nr.
PZN

Bezeichnung

Die leistungsstarke Klinik-Milchpumpe

- Vollautomatischer Stimulations- und Abpumpmodus
- Saugstärke und Saugintervall individuell regulierbar
- Besonders leiser Betrieb
- Sehr einfache Bedienung, inkl. Erklärfilm (QR-Code auf der Carum)
- Sensitives Programm zum Abpumpen bei schmerzenden Brustwarzen



Anwendungsvideo Carum.
Einfach QR-Code
scannen und anschauen.



63.00.71
09487860



Carum Lieferumfang:

- Carum Milchpumpe
- Netzstecker
- Flaschenhalter
- Gebrauchsanweisung
- Container-Box für sicheren Transport

HMV-Nr. 01.35.01.1015



63.00.127

Flaschenhalter für Carum



63.00.136

Container für Carum



63.00.130

EUR-Netzkabel für Carum

PRUEFSET

Funktionskontroll-Set für Ardo Milchpumpen

- Vakuummeter
- Single Pumpset

Art.-Nr.
PZN

Bezeichnung

Calypso

- Die besonders leise und behutsame elektrische Milchpumpe
- Ohne voreingestellte Phasen, komplett manuell einstellbar
- Mit je 8 Levels für Saugstärke (Vakuum) und Saugfrequenz (Zyklus)
- Pumpsets mit geschlossenem System für hygienische Sicherheit



63.00.194
10211040

Calypso Einzel-Milchpumpe

- Pumpset mit Brustglocke 26mm
- Netzadapter, Standfuß
- Zur Doppelpumpe erweiterbar!

HMV-Nr. 01.35.01.1014

Anwendung in der Vermietung nur nach Einweisung durch Ardo. Bitte kontaktieren Sie uns diesbezüglich unter: 08153/908770 oder info@ardo.de



63.00.197
10211057

Calypso Double Plus Doppel-Milchpumpe

- 2 x Pumpset mit Brustglocke 26mm
- 2 x Brustglockeneinsatz 22mm aus Silikon
- Flaschenhalter, Netzadapter



63.00.60

Calypso Pump Unit



63.00.141

Netzadapter für Calypso (auch für Double Plus)



Art.-Nr.
PZN

Bezeichnung

Ardo Pumpset

- Kompatibel mit den Ardo Milchpumpen Calypso und Carum, Alyssa und Bellis
- Geschlossenes System zur Keimbarriere
- Mit 150 ml Milchflaschen inkl. Deckel mit Einlage, kompatibel mit Standard-Saugern (Schmalhals)
- Weitere Brustglockengrößen separat erhältlich (siehe S. 35)
- Frei von BPA und BPS


63.00.219
06138573

Single Pumpset 26 mm

Mit Brustglocke 26 mm

HMV-Nr. 01.99.01.2013

63.00.222
06138604

Double Pumpset 26 mm

- 2 x Pumpset mit Brustglocke 26 mm

HMV-Nr. 01.99.01.2014



63.00.454

Hands-Free Double Pumpset

- 2 x Hands-Free Pumpset mit Brustglocke Ø 24 mm
- Details siehe Seite 27



Amaryll Start

- Der Handgriff lässt sich für Rechts- und Linkshänderinnen ergonomisch einstellen
- Geschlossenes System zur Keimbarriere

63.00.191
18441791

Amaryll Start Handmilchpumpe

- Mit Brustglocke 26 mm
- Mit 150 ml Milchflasche inkl. Deckel mit Einlage, kompatibel mit Standard-Saugern (Schmalhals)
- Weitere Brustglockengrößen separat erhältlich (siehe Seite 35)


63.00.32
06138567

Amaryll Kombikit Bedienhebel

Macht aus einem Ardo Pumpset eine Amaryll Handmilchpumpe



Zusammenbau des Ardo Pumpsets

- 1 Stecken Sie das Lippenventil vorsichtig unten an die Brustglocke.
- 2 Schrauben Sie die Brustglocke auf die Milchflasche.
- 3 Setzen Sie den Vakuumtopf mit der glatten Seite nach außen oben in die Brustglocke.
- 4 Setzen Sie den grünen Verschluss oben auf die Brustglocke (Bajonetverschluss! Achten Sie auf die Markierungen!) und drehen Sie den Verschluss sanft, ca. einen halben Zentimeter, nach rechts.



Hier geht es zum Info-Video zum korrekten Zusammenbau



Mögliche Fehler beim Zusammenbau:

- Lippenventil ist eingerissen (Lippenventil zur Reinigung nur sanft in etwas Wasser schwenken!)
- Vakuumtopf ist mit der glatten Seite nach innen eingesetzt worden
- Vakuumtopf wurde nicht in die Brustglocke, sondern in den Verschluss gelegt und dann montiert (hat sich verklemmt bzw. ist verrutscht)
- Vakuumtopf fehlt oder ist beschädigt (Riss/Loch)
- Verschlusschlauchadapter wurde zu kraftvoll oder falsch verschlossen

Die richtige Brustglockengröße finden



Die Schablone zur Brustglocken-Größenbemessung gibt es zum Download unter:

<https://shop.ardo.de/blogs/blog/die-richtige-brustglockengrosse-finden>



Zubehör für Ardo Pumpsets sowie Amaryll Handmilchpumpe

Art.-Nr.
PZN

Bezeichnung


Passend für Ardo Standard-Pumpsets

63.00.265 12396575	Brustglocke 26 mm (2 Stk.)
63.00.275 12396664	Brustglocke 36 mm (2 Stk.)
63.00.398 19231222	Brustglocke 31 mm mit Brustglockeneinsatz 28 mm aus Silikon (je 2 Stk.)
63.00.87 19231216	Optiflow Silikon-Massageeinsatz 26 mm mit Brustglocke 31 mm (je 1 Stk.)



Silikoneinsätze passend für alle Ardo Pumpsets

63.00.472	Brustglockeneinsatz 13 mm (2 Stk.)
63.00.473	Brustglockeneinsatz 15 mm (2 Stk.)
63.00.455	Brustglockeneinsatz 17 mm (2 Stk.)
63.00.397 18653122	Brustglockeneinsatz 18 mm (2 Stk.)
63.00.439	Brustglockeneinsatz 19 mm (2 Stk.)
63.00.471	Brustglockeneinsatz 21 mm (2 Stk.)
63.00.396 18441816	Brustglockeneinsatz 22 mm (2 Stk.)



Die Brustglocke passt wenn:

- rund um die Brustwarze ca. 2 mm Platz frei bleibt
- die Brustwarze sich frei im Trichter bewegt und den rhythmischen Bewegungen der Pumpe folgen kann
- sich kein Gewebe des Brustwarzenhofes im Trichter befindet
- die Milch fließt und sich die Brust nach dem Abpumpen überall weich anfühlt



Art.-Nr.
PZN

Bezeichnung

63.00.11

Transporttasche

Gepolsterte Tasche für elektrische Milchpumpe und Zubehör inkl. Kühlfach für Milchflaschen



63.00.82
06138739

Ardo Kühltasche komplett

Zum sicheren Transport von Muttermilch

- Maße B x H x T: 18 x 13 x 17 cm
- inkl. 3 Kühlelementen



63.00.46
06138596

Pumpsetkit

Das Umwandlungsset macht aus der Amaryll Handmilchpumpe ein Pumpset für elektrische Milchpumpen von Ardo

- Vakuumtopf
- Verschlusslauchadapter
- Schlauch mit Schlauchadapter



63.00.88
06138627

Servicekit (klein)

Ersatzteilset zum Pumpset

- 2 Lippenventile
- 1 Vakuumtopf
- 1 Schlauchadapter



63.00.264
12396569

Servicekit (groß)

Ersatzteilset zum Pumpset

- 4 Lippenventile
- 2 Vakuumtöpfe
- 2 Schläuche
- 2 Schlauchadapter



Art.-Nr.
PZN

Bezeichnung

63.00.263
06138633

Bottle Set

Hochwertige Flaschen zur Aufbewahrung von Muttermilch. Passend für gängige Sauger (Schmalhals), mit Skalierung

- 3 Milchflaschen 150ml
- 3 Flaschendeckel
- 3 Deckeleinlagen



63.00.334
15744410

Easy Store

Zur einfachen und platzsparenden Aufbewahrung von Muttermilch im Kühl- oder Gefrierschrank

- 25 Muttermilch-Aufbewahrungsbeutel
- BPA-frei, vorsterilisiert
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Auslaufschutz durch doppelten Zip-Verschluss




63.00.186
10211086

Easy Clean

Mikrowellenbeutel zur Dampfreinigung von Stillzubehör wie Flaschen oder Pumpsets (1 Beutel = 20 Reinigungsvorgänge)

- 5 Beutel (= 100 Reinigungsvorgänge)



Wussten Sie schon?

- Die Dampf-Sterilisationsbeutel von Ardo eignen sich ideal für die einfache Sterilisierung des Stillzubehörs, Flaschen und Pumpsets
- Der Dampf-Sterilisationsbeutel besteht außen wie innen aus thermoplastischem Kunststoff und ist dadurch besonders hitzebeständig und für mehrere Sterilisations- und Reinigungsvorgänge geeignet
- Handhabung: Zubehör in den Mikrowellen-Beutel legen, 60ml Wasser hinzugeben und bei 600–1100 W 1,5–5 Minuten lang erhitzen: Das überschüssige Wasser aus dem Beutel abgießen und vorsichtig öffnen

Art.-Nr.
PZN

Bezeichnung

63.00.184
10211092

Day & Night Pads (30 Stk.)
Anatomisch geformte Einweg-Stilleinlagen mit Seitenauslaufschutz, einzeln verpackt, besonders saugstark
· 30 Einwegstilleinlagen



63.00.185
10211100

Day & Night Pads (60 Stk.)
Anatomisch geformte Einweg-Stilleinlagen mit Seitenauslaufschutz, einzeln verpackt, besonders saugstark
· 60 Einwegstilleinlagen

63.00.434
19713240

kindestCup – Milchauffangschale & Fütterungsbecher
Einzigartige 3-in-1 Milchauffangschale zum Auffangen der Muttermilch beim Stillen und bei der Handentleerung der Brust sowie zum Füttern der aufgefundenen Milch. Die Milchauffangschale wird leicht an die Brust gedrückt und bildet ein kleines Vakuum, so dass der kindestCup von selbst haftet, ohne BH.
· Verwendbar als Milchauffangschale während des Stillens oder Abpumpens
· Dient als Muttermilchauffänger bei der Handentleerung
· Ideal zum stillfreundlichen Füttern direkt aus der Milchauffangschale



Tulips Brusthütchen / Stillhütchen

Zur kurzzeitigen Verwendung, um Anlegeschwierigkeiten zu überbrücken sowie zum Schutz von wunden oder schmerzenden Brustwarzen. Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox.

Wir empfehlen bei der Verwendung von Stillhütchen die Rücksprache mit einer Fachperson.

Eigenschaften:

- Aus hauchdünnem, weichen Silikon
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Mit weicher, gerundeter Spitze
- Tulpenform für größtmöglichen Hautkontakt
- Auch für Frühchen geeignet
- BPA-frei und Latex-frei



Art.-Nr.
PZN

Bezeichnung

63.00.323
16369291

Tulips Größe S
2 Stillhütchen, 1 Aufbewahrungsbox
Durchmesser innen ca. 16 mm
Für frühgeborene und kleine termingeborene Babies, passend für kleinere Brustwarzen mit einem Durchmesser bis ca. 14 mm



63.00.204
06730082

Tulips Größe M
2 Stillhütchen, 1 Aufbewahrungsbox
Durchmesser innen ca. 20 mm
Für frühgeborene und termingeborene Babies, passend für Brustwarzen bis ca. 18 mm Durchmesser



63.00.201
06730099

Tulips Größe L
2 Stillhütchen, 1 Aufbewahrungsbox
Durchmesser innen ca. 24 mm
Für termingeborene Babys, passend für größere Brustwarzen bis ca. 22 mm Durchmesser



Brustwarzen-Kompressen

Ardo Care Kompressen wurden speziell entwickelt zur intensiven Pflege beanspruchter Brustwarzen stillender Mütter. Das Hydrogel auf pflanzlicher Basis spendet Feuchtigkeit und kühlt angenehm.

- Weiche runde Vlies-Kompressen
- Hyaluron spendet intensiv Feuchtigkeit
- Ohne Konservierungsmittel, Duftstoffe und Mikroplastik
- Frei von Glycerin, kein Aufweichen der Brustwarze
- Unbedenklich für das Baby, muss vor dem Stillen nicht abgewischt werden
- Sehr lange haltbar (48 Monate)



Lanolin Brustwarzensalbe

Ardo Care Lanolin schützt und pflegt empfindliche und trockene Brustwarzen und beugt Irritationen vor.

- 100% ultra-reines Lanolin, ungebleicht
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Frei von Farb- /Duft- /Konservierungsstoffen
- Frei von BHT (Butylhydroxytoluol)
- Kein Mindesthaltbarkeitsdatum, nach dem Öffnen mind. 12 Monate haltbar
- Unbedenklich für das Baby, muss vor dem Stillen nicht abgewischt werden



Vegane Brustwarzensalbe

Ardo Care Balm wurde speziell entwickelt, um die herausragenden Eigenschaften von Lanolin vegan nachzubilden. Es besteht aus natürlichen Wachsen und Ölen und wird unabhängig als vegan zertifiziert.

- Aus rein natürlichen Rohstoffen gemäß naturkosmetischen Standards
- Frei von Duftstoffen und synthetischen Konservierungsmitteln
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Kein Mindesthaltbarkeitsdatum, nach dem Öffnen mind. 12 Monate haltbar
- Unbedenklich für das Baby, muss vor dem Stillen nicht abgewischt werden



Art.-Nr.
PZN

Bezeichnung

63.00.386
18033141

Ardo Care Compresses
· Pck. à 12 Kompressen

63.00.372
17240553

Ardo Care Lanolin
· 1 Tube à 10 ml

63.00.373
18386856

Ardo Care Lanolin
· 1 Tube à 30 ml

63.00.382
17836955

Ardo Care Balm
· 1 Tube à 10 ml

Chirurgische Absaugung



Chirurgiesauger Ardo Master & Senator

Zuverlässig, saugstark und leise



Absauggeräte müssen vor allem eines leisten: Sie zuverlässig in Ihrer Arbeit unterstützen. Unsere Chirurgiesauger erbringen eine konstant hohe Saugleistung und sind dabei extrem leise. Dadurch können Sie konzentrierter Arbeiten, die Stressbelastung ist geringer und Ihre Anweisungen während der OP werden auf Anhieb gehört. Unsere Geräte sind außerdem intuitiv zu bedienen, sicher und sehr langlebig.

Wartungsfreier,
flüsterleiser
Glaszylinder-
Graphitkolben-
Antrieb

Integrierter Tragegriff



Gut lesbares
Manometer

Intuitiv zu
bedienen

Einfach zu
reinigende
Oberfläche



Universal-
Geräteschiene

Kontrolllampe
für Fußschalter

Bakterienfilter zum
Schutz vor Flüssigkeit
und Bakterien

Kompromisslose Funktionalität:

Schneller Vakuum-
aufbau, konstante Saug-
leistung und Lang-
lebigkeit durch das
geräuscharme und
wartungsfreie Glas-
zylinder-Graphitkolben-
System, einfache Bedien-
barkeit und gut lesbares
Manometer.

Hygienische Sicherheit

Der hydrophobe
Bakterienfilter schützt
die Pumpe vor Konta-
mination sowie vor dem
Eindringen von Flüssig-
keit. Das Gehäuse der
Vakuumpumpen lässt
sich einfach reinigen
und mit den gängigen
Mitteln desinfizieren.

Hohe Flexibilität:

Der integrierte Tragegriff
und die Geräteschiene
sorgen für Mobilität.
Zubehör wie das Roll-
gestell mit zusätzlicher
Geräteschiene oder die
Pumpenhalterung zur
Montage am Turm
ermöglichen den
flexiblen Einsatz im OP
und auf Station.

Schweizer Präzision mit Garantie:

Wir verwenden aus-
schließlich hochwertige
Komponenten und
fertigen die Vakuum-
pumpen in Präzisions-
arbeit in der Schweiz.
Darauf geben wir Ihnen
5 Jahre Garantie.

Breites Anwendungsspektrum

Beide Geräte sind vielseitig einsetzbar in Klinik und Praxis. Der Unterschied zwischen Ardo Master und Ardo Senator liegt in ihrer Saugleistung.

Gerne beraten wir Sie, welches Gerät am besten für Ihre Zwecke geeignet ist.

Kontaktieren Sie uns unter 08153/90 877 0 oder info@ardo.de



Ardo Master: Saugleistung 50 l/min
Vakuum bis -95 kPa / -713 mmHg

Indikations-Beispiele Master:

- Chirurgie
- Orthopädie
- Plastische Chirurgie
- Zahn-/Kieferchirurgie
- Veterinärmedizin
- Sekretabsaugung allgemein



Ardo Senator: Saugleistung: 30 l/min
Vakuum bis -95 kPa / -713 mmHg

Indikations-Beispiele Senator:

- Endoskopie
- Gynäkologie und Vakuumextraktion
- Hals-Nasen-Ohren
- Notfallabsaugung
- Sekretabsaugung allgemein

„In heiklen Situationen müssen die Geräte im OP so zuverlässig und präzise wie möglich sein – die Master Absaugpumpe erfüllt perfekt unsere hohen Ansprüche.“

Thomas Greshacke,
Ltg. Medizintechnik
Herz-Jesu Krankenhaus,
Münster-Hiltrup

„Die Ardo Absauggeräte sind zuverlässig und angenehm leise, sodass man sich ganz auf Patient und Untersuchung konzentrieren kann.“

Dr. Berthold Brodin,
GASTROPRAXIS NEUSS

Der Ardo Chirurgiesauger auf einen Blick

Produktbeschreibung:

- Schneller Vakuumaufbau bis -95kPa
- Sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb
- Fein justierbare, stufenlose Saugstärkenregelung
- Verschleiß- und wartungsfreies Glaszylinder-Graphitkolben-System
- Geräteschiene am Absauggerät und sowie am Rollgestell
- Integrierter Tragegriff am Gehäuse
- Großes, gut lesbares Manometer

Kontraindikationen:

- Kardiochirurgie
- Betrieb mit niedrigem, präzisiertem Vakuum, z.B. Thorax-Drainage
- Verwendung im Freien, in Transportmitteln, im häuslichen Gebrauch

Produktvorstellung



Hier geht es zum Video

5
Jahre
Garantie

Ardo Chirurgiesauger
mit Rollgestell und
Fuß-Ein-/Aus-Schalter
(Rollgestell separat s. S. 47)



Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

Ardo Master – Saugleistung 50 l/min

30.00.39	Ardo Master Chirurgiesauger weiß
----------	----------------------------------

30.00.40	Ardo Master Chirurgiesauger weiß mit Fußschalter
----------	--

Ardo Senator – Saugleistung 30 l/min

31.00.40	Ardo Senator Chirurgiesauger weiß
----------	-----------------------------------

31.00.41	Ardo Senator Chirurgiesauger weiß mit Fußschalter
----------	---

Lieferumfang:

- Vakuumpumpe mit integriertem Tragegriff und Geräteschiene
- Vakuumschlauch 50cm aus Silikon inkl. 2 Winkelsteckkupplungen
- Fuß-Ein-/Aus-Schalter (nur bei 30.00.40 und 31.00.41)
- Gebrauchsanweisung
- 5 hydrophobe Bakterienfilter inklusive

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 230V
- Saugleistung: Senator 30 l/min / Master 50 l/min
- Max. Vakuum: -95kPa (-713mmHg)
- Gewicht ohne Fahrgestell: 7,4 kg

Hydrophober Bakterienfilter für Ardo Master und Senator Chirurgiesauger

Zum Schutz vor Überlauf und Kontamination

Der Bakterienfilter ist ein essentielles Zubehör für Ihre Absauggeräte von Ardo. Er schützt Ihre Pumpe vor Kontamination durch Bakterien (Filtereffizienz: 99,99946%) und verhindert durch seine hydrophoben Eigenschaften das Eindringen von Flüssigkeit und Schaum.



Hinweise zum Filterwechsel:

Zum Erhalt der vollen Saugleistung sowie zum Schutz Ihrer Pumpe muss der Filter monatlich gewechselt werden. Bei sehr starker Nutzung ggf. früher. Nutzen Sie die vorhandene Fläche auf dem Filter zum Eintragen des Wechseldatums. Der regelmäßige Filterwechsel ist Voraussetzung für Ihre 5-Jahres-Garantie auf Ihren Ardo Chirurgiesauger.

So einfach testen Sie den Filter:

- Schlauch vom Filter entfernen
- Vakuum-Regler auf Maximum stellen
- Pumpe einschalten
- Bei laufendem Gerät mit der Einstellung auf maximales Vakuum und bei offenem Vakuumanschluss am hydrophoben Bakterienfilter soll das Vakuummeter nicht mehr als -20 kPa (-150 mmHg) anzeigen, sonst hydrophoben Bakterienfilter ersetzen.

In folgenden Fällen ist ein frühzeitiger Filterwechsel notwendig:

- Es ist Flüssigkeit in den Filter eingedrungen
- Die Saugleistung der Pumpe ist vermindert

Art.-Nr.	Bezeichnung
50.00.05	Hydrophober Bakterienfilter (VE 10 Stk.) · Schutz der Pumpe vor Flüssigkeit und Kontamination · Verbrauchsartikel, monatlich zu wechseln
50.00.170	Rollgestell mit Geräteschiene · Maße (LxBxH): ca. 560x450x660 mm · Gewicht: ca. 10,7 kg · 4 Lenkrollen, davon 2 Rollen antistatisch mit Bremse · Unterfahrhöhe ca. 125 mm
50.00.130	Pumpenhalterung zur Montage am Geräteturm · Maße (LxBxH): ca. 290x170x85 mm · Material: Aluminium, farblos eloxiert



50.00.245	Fuß-Ein-/Aus-Schalter zur freihändigen Bedienung · Ersatzteil für Vakuumpumpen mit Fußschalter: 30.00.40, 31.00.41, 30.00.36, 31.00.37 · Anschlusslänge: 200 cm
-----------	---



50.00.246	Halterung für Fuß-Ein-/Aus-Schalter · Praktische Verstaumöglichkeit zum Transport · Maße (LxBxH): ca. 103x113x68 mm · Material: Chromstahl
-----------	---



Art.-Nr.

Bezeichnung

50.00.57

Instrumentenablage für Geräteschiene

- Maße (LxBxH): ca. 243x180x27 mm
- Material: Chromnickelstahl 18/10



50.00.07

Fußvakuumregler zur freihändigen Bedienung

- Für alle Ardo Chirurgiesauger geeignet
- Hilfreich vor allem zur Vakuumextraktion
- Anschlusslänge: 200 cm



50.00.63

Pedalhalter für Fußvakuumregler am Rollgestell

- Maße (LxBxH): ca. 130x20x63 mm
- Material: Kunststoff (Polyethylen weiß)



50.00.99

Umschaltventil inkl. 3 Verbindungsschläuchen

- Zur Verbindung von zwei Sekretflaschen mit dem Ardo Absauggerät, inkl. Halterung für die Geräteschiene
- Aus hochwertigem Aluminium, eloxiert
- enthält 1 x 40 cm und 2 x 50 cm Vakuumschlauch



50.00.97

Schlauchhalter für Normschiene

- Halterung für Absaugschlauch
- zum Anbringen an Normschiene



50.00.106

Universalhalter mit Schienenklemme

- Hochwertige Anbringung von Kanistern an Normschienen
- Material: Aluminium



Das intelligente Flüssigkeits-Auffangsystem

Das Einweg-Auffangsystem von Pergo

- ✓ Einfache und zeitsparende Handhabung
- ✓ Enorm reißfeste, flexible Sekretbeutel
- ✓ Hochwertige und sehr langlebige Kanister
- ✓ Geringer Lagerplatzbedarf dank Faltung
- ✓ Weniger Verpackungsmüll dank 3x mehr Inhalt



Hier geht es zum Anleitungsvideo



Spart Zeit

- Einfaches und schnelles Einsetzen der Beutel
- Schnelle Entnahme mit einer Hand möglich
- Vakuumschlauch bleibt mit Kanister verbunden



Spart Platz

- Sekretbeutel sind klein gefaltet
- Bis zu 60% weniger Volumen
- Karton à 70 bzw. 100 Stk.



Spart Kosten

- Preisgünstige Produkte
- Niedrige Lagerhaltungskosten
- Geringere Transportkosten



Art.-Nr. Bezeichnung

Pergo Kanister aus Polycarbonat

- Sehr hohe Lebensdauer
- Gut lesbare Skalierung (Genauigkeit ± 100 ml)
- Mit integriertem L-Konnektor
- Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Min.

- | | |
|---------|---|
| 05.0853 | 1 Liter Kanister für Einweg-Sekretbeutel |
| 05.0854 | 2 Liter Kanister für Einweg-Sekretbeutel |
| 05.0855 | 3 Liter Kanister für Einweg-Sekretbeutel |
| 05.0046 | Pergo Ersatz-Anschluß für Kanister (3 Stk.) |



Pergo Einweg-Sekretbeutel aus Polyethylen

- Flexibel und enorm reißfest
- Hohe Transparenz
- Zwei ergonomische Henkel zur einfachen Entnahme
- Hydrophober Bakterienfilter schützt vor Übersaugung und Auslaufen
- Rückstandsfreie Verbrennung zu CO₂ und Wasser
- Haltbar für 5 Jahre, warm und trocken lagern

- | | |
|---------|--|
| 05.0404 | 1 Liter Einweg-Sekretbeutel (VE 100 Stk.) |
| 05.0402 | 2 Liter Einweg-Sekretbeutel (VE 100 Stk.) |
| 05.0939 | 3 Liter Einweg-Sekretbeutel (VE 70 Stk.) |
| 05.0972 | 1 Liter Einweg-Sekretbeutel mit Geliergranulat (VE 100 Stk.) |
| 05.7799 | 2 Liter Einweg-Sekretbeutel mit Geliergranulat (VE 100 Stk.) |
| 05.7803 | 3 Liter Einweg-Sekretbeutel mit Geliergranulat (VE 70 Stk.) |



Art.-Nr.	Bezeichnung
50.00.248	Vakuumverbindungsschlauch · Mit Steckkupplung zum Anschluss an den Bakterienfilter am Ardo Absauggerät · Innendurchmesser 7 mm · Länge: 50 cm · Silikon, transparent, sterilisierbar
	Silikonschlauch transparent, sterilisierbar · Innendurchmesser 7 mm
50.00.236	Länge 170 cm · Zur Verwendung als Patientenschlauch · Direkt an Pergo Sekretbeutel anschließbar
50.00.47	Länge 100 cm / Meterware · Länge flexibel wählbar, Preis pro Meter
50.00.249	Absaugschlauch steril, Trichter-Trichter (100 Stk.) · Länge 210 cm, CH25 · aus weichem, elastischen PVC
50.00.106	Universalhalter mit Schienenklemme · Hochwertige Anbringung von Kanistern an Normschienen · Material: Aluminium
05.0128	Pergo Universalhalter mit Schienenklemme · Günstige Anbringung von Kanistern an Normschienen · Material: Polycarbonat
05.1618	Pergo Geliermittel-Sachets (150 Stk.) · Zum Gelieren der Flüssigkeiten im Sekretbeutel · Einbringung über den Sample Port (nur 2l & 3l Beutel)



Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

Mehrweg-Sekretflaschen von Ardo

- Mehrweg-Behälter zum Auffangen des abgesaugten Sekrets
- Aus widerstandsfähigem, langlebigem Polysulfon
- Schnell und einfach zusammenzubauen
- Transparent, mit geprägter Skalierung

50.00.167	1 Liter Sekretflasche
-----------	-----------------------

50.00.168	2 Liter Sekretflasche
-----------	-----------------------

50.00.169	5 Liter Sekretflasche
-----------	-----------------------



Flaschendeckel für Mehrweg-Sekretflaschen

- Für alle Ardo Sekretflaschen (1l, 2l und 5l)
- Absolut dichter Verschluss mit Überlaufsicherung
- Mit Griff und Schnellkupplung für alle Geräteschienen

50.00.08	Flaschendeckel für Ø 7mm Patientenschlauch
----------	--

50.00.10	Flaschendeckel für Ø 10mm Patientenschlauch
----------	---



Ersatzteile für Flaschendeckel

50.00.83	Halter für Schwimmer der Überlaufsicherung
----------	--

50.00.84	Schwimmer der Überlaufsicherung
----------	---------------------------------

99.00.544	Dichtungsring für Flaschendeckel
-----------	----------------------------------



Art.-Nr. Bezeichnung

50.00.85 Winkelsteckkupplung Ø 8 mm grün

- Für Vakuumanschluss am Flaschendeckel
- Für Ø 7 mm Vakuumschlauch



50.00.86 Winkelsteckkupplung transparent Ø 8 mm

- Für Patientenanschluss am Flaschendeckel
- Für Ø 7 mm Patientenschlauch



50.00.87 Winkelsteckkupplung transparent Ø 13 mm

- Für Patientenanschluss am Flaschendeckel
- Für Ø 10 mm Patientenschlauch



**50.00.01 Vakuumschlauch für Mehrweg-Sekretflaschen,
Ø 7 mm, 50 cm**

- Vakuumschlauch für Mehrweg-Sekretflaschen, Ø 7/13 mm, 50 cm
- Silikon, sterilisierbar
- Inkl. 2 Winkelsteckkupplungen grün 50.00.85, transparent 50.00.86



**50.00.02 Patientenschlauch für Mehrweg-Sekretflaschen,
Ø 7 mm, 170 cm**

- Silikon, sterilisierbar
- Inkl. 1 Winkelsteckkupplung transparent 50.00.86



**50.00.04 Patientenschlauch für Mehrweg-Sekretflaschen,
Ø 10 mm, 170 cm**

- Silikon, sterilisierbar
- Inkl. 1 Winkelsteckkupplung transparent 50.00.87



50.00.47 Silikonschlauch, Ø 7 mm, sterilisierbar, Länge: 100 cm

50.00.46 Silikonschlauch, Ø 10 mm, sterilisierbar, Länge: 100 cm

50.00.236 Silikonschlauch, Ø 7 mm, sterilisierbar, Länge: 170 cm



Das richtige Auffangsystem

Einweg oder Mehrweg – Das ist die Frage, die Sie sich nicht nur aus Sicht der Hygiene und der Arbeitssicherheit stellen sollten, denn tatsächlich sparen Sie mit einem Einwegsystem wertvolle Arbeitszeit und unter dem Strich meist auch Kosten.

Welche Lösung für Ihre Praxis oder Station die richtige ist können Sie nur selbst entscheiden. Folgende Parameter sollten Sie dabei berücksichtigen:


Mehrweg

Kosten & Effizienz



- Kosten für vorgeschriebene Schutzausrüstung der Mitarbeiter
- Zeitaufwand für manuelle Reinigung und Desinfektion oder Kosten für Reinigungs- und Desinfektionsgerät
- Bedarf an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

Arbeitsschutz & Infektionsschutz



- Infektionsrisiko bei Leerung durch Spritzer und Aerosole
- Aufbereitungseinheit, spezielles Ausgussbecken und Schutzausrüstung sind vorgeschrieben
- Arbeitgeber sind verpflichtet eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit



- Fehleranfälligkeit durch falsches Zusammensetzen der gereinigten Komponenten
- Risiko der Patientengefährdung oder der Kontamination des Absauggeräts durch Fehlbedienung
- Unangenehme Gerüche und Anblicke bei Entleerung und Reinigung

Einweg

- Schneller und einfacher Beutelwechsel
- Sehr geringer Arbeitsaufwand
- Schnelle und hygienische Entsorgung
- Gut kalkulierbare Kosten für Einwegbeutel

- Geschlossenes System, kein Kontakt mit Sekreten
- Entsorgung nach AS 18 01 04 mit Siedlungsabfällen möglich
- Zusätzliche Auslauf-Sicherheit bei Nutzung von Geliermittel

- Hydrophober Bakterienfilter im Sekretbehälter am Vakuumanschluss zum Überlaufschutz und Schutz des Absauggeräts vor Kontamination
- Hoher Patientenschutz, da Fehlbedienung nicht möglich

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

Die folgenden Bedingungen gelten für alle Angebote, Verkäufe und Lieferungen durch die Ardo medical GmbH (Ardo). Abweichende Absprachen haben nur Gültigkeit, wenn sie von Ardo schriftlich bestätigt werden. Aufträge (Warenbestellungen), die auf Bestellformularen des Kunden eingehen und die Bestimmungen, Klauseln oder Bedingungen enthalten, werden nur unter der Bedingung angenommen, dass ungeachtet solcher in den Bestellformularen des Kunden enthaltene Bestimmungen, Klauseln oder Bedingungen das Vertragsverhältnis ausschließlich auf Grund der Bedingungen von Ardo geregelt bleibt. Durch die Annahme und Erfüllung eines solchen Auftrags mit anderen Klauseln werden weder Haftung noch sonstige Verpflichtungen von Ardo wie sie in diesen allgemeinen Bedingungen enthalten sind, in irgendeiner Weise verändert, erweitert oder eingeschränkt.

2. Preise

Die Preise verstehen sich, falls nicht anders angegeben, netto ab Lager Weßling. Sollten sich während der Auftragsabwicklung Änderungen durch Preisaufschläge, zusätzliche fiskalische Belastungen, Zollerhöhungen oder Währungsschwankungen ergeben, so behält sich Ardo eine entsprechende Preisanpassung vor. Die nachträgliche Korrektur von Schreibfehlern bleibt Ardo vorbehalten. Die Preise gelten in Euro, ab Werk, exkl. Porto, inkl. Standardverpackung.

3. Kleinlieferungen

Bei Bestellungen von weniger als EUR 250,00 berechnet Ardo eine Lieferpauschale in Höhe von netto EUR 8,00. Ab EUR 250,00 netto Auftragswert (Warenbestellungen) liefert Ardo die Waren innerhalb Deutschland frei Haus.

4. Liefertermine

Liefertermine werden nach bestem Ermessen angegeben. Eventuelle Terminüberschreitungen berechtigen den Käufer weder zum Vertragsrücktritt noch zur Geltendmachung von Ersatz oder sonstigen Ansprüchen. Erstreckt sich indessen der Liefertermin um mehr als das Doppelte der angegebenen Lieferzeit, mindestens jedoch um mehr als 3 Monate darüber, so ist es dem Käufer freigestellt, unter Verzicht auf weitere Ansprüche vom Vertrag zurückzutreten. Höhere Gewalt entbindet Ardo von allen Verpflichtungen und berechtigt sie, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten.

5. Zahlungsbedingungen

Alle Lieferungen sind innerhalb von 20 Tagen ab Rechnungsdatum netto zahlbar, es sei denn, andere Zahlungsziele sind schriftlich vereinbart. Mit Ablauf dieser Frist befindet sich der Käufer ohne Mahnung in Verzug. Gerät der Käufer in Verzug, ist Ardo berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu berechnen. Ardo behält sich zudem das Recht vor, Mahngebühren in Rechnung zu stellen.

6. Versand

Sämtliche Lieferungen erfolgen, soweit nicht anders vereinbart, auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Beanstandungen betreffend Beschädigung, Verspätung oder Verlust sind vom Empfänger direkt bei der Transport- oder Versicherungsgesellschaft anzuzeigen. Reklamationen über allfällige schlechte Verpackung müssen am Tag des Wareneingangs erfolgen. Die über die Standardverpackung hinausgehende Verpackung wird billigt in Rechnung gestellt.

7. Material- und Geräterücksendungen

Material- und Geräterücksendungen können nur nach schriftlicher Vereinbarung und Erteilung einer Rücksende-Nummer seitens Ardo erfolgen und nur insofern das Material oder die Geräte sich in einwandfreiem Zustand und in Originalverpackung befinden und von Ardo auf Lager gehalten werden. Für unseren Aufwand wird ein angemessener Unkostenbeitrag in Abzug gestellt.

8. Stornierungen

Auftragsstornierungen bedürfen des schriftlichen Einverständnisses. Bei nicht durch Ardo verschuldeten Stornierungen wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15% des netto Auftragswertes berechnet. Darüber hinaus gehende Kosten, die bereits entstanden sind, sind vom Kunden zu übernehmen. Zeitlich begrenzte (Teil-)Bestellungen müssen innerhalb der vereinbarten Frist abgerufen werden. Andernfalls wird Ardo die Restlieferung veranlassen und verrechnen. Warenrücksendungen müssen immer frei erfolgen.

9. Garantieleistungen/Gewährleistungsrecht

Für von Ardo gelieferte Produkte übernehmen wir die über die übliche Gewährleistung hinausgehende Garantie laut Herstellerangaben. Aufgrund unserer Garantieverpflichtung zu reparierende Geräte oder Teile sind frei an Ardo Weßling zu senden. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Lieferdatum.

10. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus vorherigen Geschäften) Eigentum von Ardo. Verlangt Ardo die Herausgabe der ihr gehörenden Gegenstände, so liegt nur dann ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag vor, wenn Ardo dies ausdrücklich erklärt. Verpfändung und Sicherheitsübereignung sind unzulässig. In jedem Falle der Beeinträchtigung ihrer Rechte ist Ardo unverzüglich zu benachrichtigen. Forderungen aus dem Weiterverkauf der von Ardo gelieferten Gegenstände gehen ohne besondere Abtretungserklärung an Ardo über.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für Lieferungen, Leistungen und Zahlungen ist Weßling. Alle Rechtsbeziehungen unterstehen ausschließlich deutschem Recht. Gerichtsstand ist Starnberg.

Ardo medical GmbH, Weßling, Februar 2024



Ihr direkter Kontakt
zu uns:

08153 / 90 877 0
info@ardo.de